aquaticPRO

Αδιάβροχο προστατευτικό καρπού-παλάμης

Waterproof cast/bandage protector adult hand

REF **13-2-070**



VITA ORTHOPAEDICS
MEDICAL AND HEALTH PRODUCTS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αδιάβροχο προστατευτικό βοήθημα, σχεδιασμένο για να προστατεύει τον γύψο, τους ελαστικούς επιδέσμους, τραύματα ή ιατρικές επιδέσεις από το νερό στο ντους ή στο μπάνιο. Προσφέρει στεγανή προστασία χωρίς τη χρήση πρόσθετων αυτοκόλλητων επιδέσμων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τεντώστε απαλά το στόμιο σιλικόνης ώστε να δημιουργηθεί αρκετός χώρος για την εισαγωγή του άκρου.
2. Εισάγετε προσεκτικά το άκρο με τον γύψο ή τον επίδεσμο μέσα στο προστατευτικό.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο γύψος ή ο επίδεσμος καλύπτεται πλήρως από το προστατευτικό.
4. Ελέγξτε ότι η σιλικόνη εφαρμόζει σωστά στο δέρμα χωρίς κενά ή διπλώματα και ισιώστε τυχόν ζάρες της μεμβράνης για καλύτερη στεγανοποίηση.
5. Αφαιρέστε προσεκτικά το προστατευτικό τραβώντας απαλά το άνοιγμα σιλικόνης. Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη.
6. Σκουπίστε και αφήστε το προϊόν να στεγνώσει φυσικά μετά τη χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αποφύγετε άμεση επαφή του προστατευτικού με ανοιχτές πληγές.
- Να χρησιμοποιείται μόνο για προσωρινή προστασία κατά την επαφή με το νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για κολύμβηση ή κατάδυση.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν περπατάτε σε βρεγμένες ή ολισθηρές επιφάνειες, καθώς το προστατευτικό μπορεί να ολισθήσει.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από φωτιά ή υψηλές θερμοκρασίες.
- Συνιστάται επίβλεψη ενηλίκου όταν χρησιμοποιείται από παιδιά. Υπάρχει πιθανός κίνδυνος πνιγμού ή ασφυξίας.
- Αποφύγετε την επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, καρφιά, ψαλίδια ή σκληρές επιφάνειες που μπορεί να προκαλέσουν φθορά ή σκίσιμο στη σιλικόνη και το προστατευτικό βοήθημα.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν παρουσιάζει σχισμές, τρύπες ή φθορές.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίζετε με χλιαρό νερό και ήπιο σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά ή λευκαντικά. Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει φυσικά πριν την αποθήκευση. Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το προϊόν είναι επαναχρησιμοποιούμενο. Προορίζεται αποκλειστικά για εξωτερική χρήση. Εάν παρουσιαστεί ερεθισμός ή δυσφορία, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε ιατρό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικά: PVC, Σιλικόνη - Διαστάσεις: 350 x 240 mm

DESCRIPTION

A waterproof protective cover designed to keep casts, elastic bandages, wounds, and medical dressings dry while showering or bathing. Provides a watertight seal without the need for additional adhesives bandages.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Gently stretch the silicone opening to create enough space for inserting the limb.
2. Carefully insert the limb with the cast or bandage into the protector.
3. Ensure that the cast or bandage is completely covered by the protector.
4. Check that the silicone seal fits properly against the skin without gaps or folds, and smooth out any wrinkles in the film for better waterproof sealing.
5. Carefully remove the protector by gently pulling the silicone opening. Do not use excessive force.
6. Wipe and allow the product to air dry naturally after use.

SAFETY WARNINGS

- Do not allow direct contact between the protector and open wounds.

- Use only for temporary protection during exposure to water.
- Do not use the product for swimming or diving.
- Exercise caution when walking on wet or slippery surfaces, as the protector may become slippery.
- Keep the product away from fire or high temperatures.
- Adult supervision is recommended when used by children. There is a potential risk of choking or suffocation.
- Avoid contact with sharp objects, nails, scissors, or hard surfaces that may damage or tear the silicone seal and the protective cover.
- Do not use the product if it shows cracks, holes, or signs of damage.

CLEANING & MAINTENANCE

Clean with lukewarm water and mild soap. Do not use chemical cleaners or bleach. Allow the product to air dry naturally before storage. Store in a cool and dry place away from direct sunlight.

IMPORTANT INFORMATION

The product is reusable. For external use only. If irritation or discomfort occurs, discontinue use and consult a physician.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: PVC, Silicone - Dimensions: 350 x 240 mm

CE MD

VITA ORTHOPAEDICS
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ικέττα 3 & Θρασυμάχου 5, 10442 ΑΘΗΝΑ
τηλ.: 210 8211 783, 210 8837 379
e-mail: info@vita-orthopedics.gr, www.vita-orthopaedics.gr