


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝΑ 15° έως 60°



Ο νάρθηκας αποτελείται από τα εξής:

1. Αεροθάλαμος απαγωγής 15 έως 45 μοίρες
2. Αεροθάλαμος απαγωγής 30 έως 60 μοίρες
3. Λαβή ενδυνάμωσης άκρας χειρός
4. Αντλία αέρα
5. Σύστημα περίδεσης κορμού
6. Οσφύϊκός ιμάντας ακινητοποίησης
7. Ιμάντας ακινητοποίησης αντιβραχίου
8. Ιμάντας ακινητοποίησης βραχιονίου