



ORTHOPAEDIC PRODUCTS **CATALOGUE**

ORTHOPAEDIC PRODUCTS CATALOGUE



Αγαπητοί συνεργάτες

Η Εταιρεία **Vita Orthopaedics** σας παρουσιάζει, ανανεωμένο και πληρέστερο, τον νέο κατάλογο του 2024.

Από το 1984 ως κατασκευαστική και εισαγωγική εταιρεία, παραμένει πιστή στις αρχές της ως προς την ποιότητα των προϊόντων της, την ανέλιξη και την αναβάθμιση των υπηρεσιών της.

Βασική επιδίωξη είναι η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση της ιατρικής κοινότητας και των συνεργατών της, σχετικά με των υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων, καινοτόμα ιατροτεχνολογικά και ορθοπεδικά προϊόντα.

Η Εταιρεία εξελίσσεται συνεχώς σε νέους τομείς σε συνεργασία με οίκους του εξωτερικού.

Η Εταιρεία μας ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης:

- Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας **ISO 9001: 2015**.
- Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας **ISO 13485: 2016**.
- Πιστοποιητικό **Υ.Α. 1348/2004**.
- Βεβαίωση εγγραφής **ΕΟΦ**.

Με την συνδρομή και την υποστήριξή σας, επιτυγχάνουμε την αναβάθμιση της συνεργασίας μας.

Με εκτίμηση

Βόρσας Κωνσταντίνος

ORTHOPAEDIC PRODUCTS CATALOGUE

περιεχόμενα

 ΑΥΧΕΝΑΣ	3-10
 ΩΜΟΣ & ΑΝΩ ΑΚΡΟ	11-40
 ΚΟΡΜΟΣ	41-58
 ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ	59-66
 ΙΣΧΙΟ & ΓΟΝΑΤΟ	67-88
 ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ	89-104
 ΠΕΛΜΑΤΑ	105-120
 ΚΑΛΤΣΕΣ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ, ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ & ΚΑΛΣΟΝ	121-128
 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ	129-134
 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	135-140



ΑΥΧΕΝΑΣ

01-2-009 **ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΛΑΚΟ**



Μαλακό κολάρο μέσης πυκνότητας από **foam** με υποαλλεργική βαμβακερή επένδυση. Ανατομικός σχεδιασμός στην κάτω γνάθο που δεν μεταβάλλεται με την χρήση. Οπίσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο με **velcro**. Πλένεται σε κρύο νερό. Χρώμα: **Γκρι**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση αυχενικού συνδρόμου (οξύ ή χρόνια)
- Κακώσεις μυών & συνδέσμων αυχένος
- Αυχεναλγία
- Θλάση αυχένος

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος αυχένος (cm)	33-39	40-46	47-51	52-56
Ύψος κολάρου (cm)	7,5	9	10	11



01-2-032 **ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΛΑΚΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ**



Κατασκευή από αφρώδες υλικό **foam** υψηλής ποιότητας με υποαλλεργική βαμβακερή επένδυση. Οπίσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο με **velcro**. Ο ανατομικός σχεδιασμός δεν μεταβάλλεται με την χρήση. Φέρει επιπλέον προσθαιρούμενη επένδυση η οποία πλένεται για την υγιεινή του χρήστη. Χρώμα: **Μπλε**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση αυχενικού συνδρόμου (οξύ ή χρόνια)
- Κακώσεις μυών & συνδέσμων αυχένος
- Αυχεναλγία
- Θλάση αυχένος

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
Περίμετρος αυχένος (cm)	32-36	36-40	41-46
Ύψος κολάρου (cm)	9	9	9



01-2-033 **ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ**



Κατασκευή από υψηλής ποιότητας αφρώδες υλικό **foam** με εσωτερική σταθερή ενίσχυση. Ανατομικά σχεδιασμένο για σωστή εφαρμογή. Οπίσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο με **velcro** για εύκολη ρύθμιση. Το κολάρο συγκαταλέγεται στην κατηγορία μέσης πυκνότητας (ημίσκληρο). Χρώμα: **Μπλε**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση αυχενικού συνδρόμου (οξύ ή χρόνια)
- Κακώσεις μυών & συνδέσμων αυχένος
- Αυχεναλγία
- Θλάση αυχένος

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
Περίμετρος αυχένος (cm)	32-36	36-40	41-46
Ύψος κολάρου (cm)	8	8	8



01-2-008

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ



Κολάρο δύο τεμαχίων, από **πολυαιθυλένιο** με οπές αερισμού. Φινίρισμα από μαλακό αφρώδες υλικό **foam**, επενδεδυμένο με δερματίνη. Το ύψος ρυθμίζεται με **velcro**. Οπίσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο. Στηρίζει τον αυχένα σε ουδέτερη θέση. **Ακτινοδιαπερατό**. Χρώμα: **Λευκό**

Ενδείξεις:

- Κακώσεις μυών και συνδέσμων αυχένος
- Οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδής αρθρίτιδα αυχένος
- Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου αυχενικής μοίρας

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος αυχένος (cm)	25-28	30-36	36-41	41-46
Ύψος κολάρου (cm)	6,4-9	7,6-10,5	8,9-11,5	10,2-13



01-2-001

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ ΜΕ ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΙΟ



Κολάρο δυο τεμαχίων από **πολυαιθυλένιο** με οπές αερισμού. Αφρώδες μαξιλάρι στήριξης της κάτω γνάθου. Φινίρισμα από μαλακό αφρώδες υλικό **foam**, επενδεδυμένο με δερματίνη. Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος με **velcro**. Οπίσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο. **Ακτινοδιαπερατό**. Χρώμα: **Λευκό**

Ενδείξεις:

- Κακώσεις μυών και συνδέσμων αυχένος
- Οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδής αρθρίτιδα αυχένος
- Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου αυχενικής μοίρας

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος αυχένος (cm)	25-28	30-36	36-41	41-46
Ύψος κολάρου (cm)	6,4-9,5	7,6-10,5	8,9-12	10,2-13,5



01-2-014 ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ "PHILADELPHIA"



Αυχενικό κολάρο από υλικό **plastazote** 12 mm. Αποτελείται από δύο εργονομικές αυτοκόλλητες βαλβίδες για την ακινητοποίηση της κάτω γνάθου και του ινιακού οστού. Εφαρμόζεται σε ύπτια ή ορθή θέση. Εξασφαλίζει σταθερή στήριξη και σωστή εφαρμογή. Ύψος κολάρου 11 cm. **Ακτινοδιαπερατό.**
Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

- Κολάρο πρώτων βοηθειών
- Αποθεραπεία εκφυλιστικών παθήσεων
- Κάταγμα ινιακού κονδύλου
- Κακώσεις μυών και συνδέσμων αυχένος
- Κήλη μεσοσπονδyliού δίσκου αυχενικής μοίρας



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
Περίμετρος αυχένος (cm)	25-30	31-38	39-46



01-2-020 ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ "PHILADELPHIA" ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΟΠΗ



Κατασκευή από υλικό **plastazote** 12 mm. Αποτελείται από δύο εργονομικές βαλβίδες για την ακινητοποίηση της κάτω γνάθου και του ινιακού οστού. Εφαρμόζεται σε ύπτια ή ορθή θέση. Διαθέτει τραχειακή οπή. Κλείσιμο με αυτοκόλλητες δέστρες **velcro**. Ύψος κολάρου 11 cm. **Ακτινοδιαπερατό.**
Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

- Κολάρο πρώτων βοηθειών
- Αποθεραπεία εκφυλιστικών παθήσεων
- Κάταγμα ινιακού κονδύλου
- Κακώσεις μυών και συνδέσμων αυχένος
- Κήλη μεσοσπονδyliού δίσκου αυχενικής μοίρας



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος αυχένος (cm)	25-33	33-41	41-49	49+



01-2-015 **ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ "AXLE"**



Κατασκευή από **πολυαιθυλένιο**, με εσωτερική αεριζόμενη και υποαλλεργική επένδυση **polyamide**. Αποτελείται από δύο εργονομικές βαλβίδες αυτοκόλλητες με **velcro**. Διαθέτει τραχειακή οπή. Σύστημα ρύθμισης ύψους σε έξι θέσεις επιλογής (έκτασης ή υπερέκτασης του αυχένος), καθώς και μηχανισμό ρύθμισης της γωνίας στο υποσιγαγώνιο. Διαθέτει αεροφόρες τομές. **Ακτινοδιαπερατό.**

Ενδείξεις:

- Θλάση αυχένος
- Κακώσεις μυών & συνδέσμων αυχένος
- Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου αυχενικής μοίρας
- Κάταγμα ινιακού κονδύλου
- Ρευματοειδής αρθρίτιδα-οστεοαρθρίτιδα

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος αυχένος (cm)	έως 48



01-2-031 **ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΧΕΝΙΚΟΘΩΡΑΚΙΚΟΣ "SHORT"**



Κατασκευή από **πολυαιθυλένιο** υψηλής ποιότητας και αντοχής. Οι εσωτερικές επενδύσεις **foam** είναι υποαλλεργικές, αντιβακτηριδιακές, προσθαιρούμενες και αυτοκόλλητες με **velcro**. Ακιντοποιεί το ινιακό οστό και την κάτω γνάθο. Διαθέτει τραχειακή οπή με τηλεσκοπικό σύστημα αυξομείωσης ύψους για ουδέτερη θέση της κάτω γνάθου. Οι ωμικοί ιμάντες, οι μεσοθωρακικοί καθώς και οι ιμάντες της κάτω γνάθου επιτυγχάνουν σωστή εφαρμογή. Ο μετωπιαίος ιμάντας ακινοποιεί πλήρως την κεφαλή. **Ακτινοδιαπερατός. Συμβατός σε Αξονική και Μαγνητική τομογραφία.**

Ενδείξεις:

- Κάταγμα ινιακού κονδύλου
- Συντριπτικό κάταγμα σπονδύλου A3-Θ1
- Σφηνοειδές κάταγμα σπονδύλου A3-Θ1
- Σταθερό κάταγμα πετάλου
- Σταθερό κάταγμα οδοντοειδούς απόφυσης
- Κάταγμα ακανθωδών αποφύσεων σπονδύλου υποαξονικής
- Μετεγχειριτική χρήση σε αποθεραπεία
- ΑΜΣΣ (πρόσθια, οπίσθια και πολυεπίπεδη σπονδυλοδεσία)
- Αρθροπλαστική μεσοσπονδυλίου δίσκου
- Πεταλεκτομή δίσκου υποαξονικής

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος αυχένος (cm)	έως 52
Περίμετρος θώρακος (cm)	έως 150



01-2-030

ΑΥΧΕΝΟΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "MINERVA IV"



Κατασκευή από **πολυαιθυλένιο** υψηλής ποιότητας και αντοχής. Η εσωτερική υποαλλεργική, αεριζόμενη και αντιεφιδρωτική επένδυση **foam** είναι προσαφαιρούμενη και αυτοκόλλητη με **velcro**. Εφαρμόζει με ρυθμιζόμενους ιμάντες (ωμικούς, μεσοθωρακικούς και δύο επιπλέον εκατέρωθεν της κάτω γνάθου). Πλένεται. Φέρει ενσωματωμένο μετωπιαίο ιμάντα ακινητοποίησης της κεφαλής. Το πρόσθιο τμήμα στήριξης της κάτω γνάθου καθώς και το οπίσθιο του ινιακού οστού ρυθμίζονται σε θέσεις επιλογής (αυξομείωση ύψους). Το υποσιάγωνο αφαιρείται εύκολα διευκολύνοντας τον ασθενή στη σίτιση. Η δυνατότητα αφαίρεσης του θωρακικού και ραχιαίου τμήματος επιτρέπει την αυτονομία του αυχενικού νάρθηκα (στην κρίση του θεράποντα ιατρού). Ο νάρθηκας εφαρμόζεται και σε ύπτια θέση. **Συμβατός σε Αξονική και Μαγνητική τομογραφία.**

Ενδείξεις:

Συντηρητικά σε:

- Κάταγμα A2 τύπου "HANGMAN FRACTURE"
- Ατλαντοαξονικό υπεξάρθρομα अपαρεκτόπιστο
- Κάταγμα βάσης οδοντοειδούς απόφυσης
- Κάταγμα πλαγίων ογκωμάτων A2
- Τραυματική σπονδυλολίσθηση τύπου A2-A3
- Κάταγμα εκρηκτικό πρόσθιο-οπίσθιο τόξου Άτλαντα
- Σταθερό κάταγμα ακανθωδών αποφύσεων

Μετεγχειρητικά σε:

- Σπονδυλοδεσία Α.Μ.Σ.Σ. (πρόσθια, οπίσθια, πολυεπίπεδη)
- Αρθροπλαστική μεσοσπονδυλίων δίσκων Α.Μ.Σ.Σ.

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος αυχένος (cm)	έως 52
Περίμετρος μεσοθωρακικά (cm)	έως 135



01-2-028

ΑΥΧΕΝΟΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΠΑΡΘΗΚΑΣ "MINERVA III"

Κατασκευή από **πολυαιθυλένιο**, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Εσωτερική υποαλλεργική επένδυση **foam**, προσθαιρούμενη και αυτοκόλλητη με **velcro**. Αεριζόμενη και αντιεφιδρωτική (πλένεται). Εφαρμόζει με αυτοκόλλητους και ρυθμιζόμενους ιμάντες με πλαστικές αγκράφες. Φέρει ενσωματωμένο μετωπιαίο ιμάντα ακινητοποίησης της κεφαλής. Το πρόσθιο σύστημα στήριξης της κάτω γνάθου, καθώς και το οπίσθιο, του ινιακού οστού, ρυθμίζονται σε θέσεις επιλογής. Το στήριγμα της κάτω γνάθου αφαιρείται εύκολα διευκολύνοντας τον ασθενή στη σίτιση. Ο νάρθηκας εφαρμόζεται και σε ύπτια θέση. **Συμβατός σε Αξονική και Μαγνητική τομογραφία.**

Ενδείξεις:

Συντηρητικά σε:

- Κάταγμα A2 τύπου "HANGMAN FRACTURE"
- Ατλαντοαξονικό υπεξάρθρομα अपαρεκτόπιστο
- Κάταγμα βάσης οδοντοειδούς απόφυσης
- Κάταγμα πλαγίων ογκωμάτων A2
- Τραυματική σπονδυλολίσθηση τύπου A2-A3
- Κάταγμα εκρηκτικό πρόσθιου-οπίσθιου τόξου Άτλαντα
- Σταθερό κάταγμα ακανθωδών αποφύσεων

Μετεγχειρητικά σε:

- Σπονδυλοδεσία Α.Μ.Σ.Σ.
(πρόσθια, οπίσθια, πολυεπίπεδη)
- Αρθροπλαστική μεσοσπονδυλίων δίσκων Α.Μ.Σ.Σ.



ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος αυχένος (cm)	έως 54
Περίμετρος μεσοθωρακικά (cm)	έως 135



ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ



ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ



01-2-010 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ "HALO VEST"



Αποτελείται από:

α) Στεφάνη κρανιακής στήριξης

Κατασκευή από σύνθετο υλικό **carbon-fiber**, εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής. Διαθέτει τέσσερις ήλους διάτρησης από τιτάνιο. Τρεις οδηγούς εφαρμογής και μία αυχενική έλξη από **carbon-fiber**.

β) Νάρθηκας θώρακος "Halo Vest"

Κατασκευή από διαμορφωμένο **πολυαιθυλένιο**, επενδεδυμένο εσωτερικά με μαλακό συνθετικό μάλλινο ύφασμα, υποαλλεργικό. Διαθέτει ρυθμιζόμενους ορθοστάτες από τιτάνιο, με τους οποίους επιτυγχάνεται η γωνίωση και το ύψος της στεφάνης της κρανιακής στήριξης.

Η εφαρμογή της στεφάνης γίνεται με ειδικό δυναμοκατσάβιδο, με το οποίο επιτυγχάνεται η διαβάθμιση πίεσης των ήλων στην κρανιακή κοιλότητα (Κωδικός 01-2-011 "Torque Wrench").

Συντομεύει τη διάρκεια της νοσοκομειακής περίθαλψης.

Επιτυγχάνει την σταθεροποίηση του αυχένος.

Επιτρέπει την κινητικότητα των άνω άκρων.

Συμβατός σε Αξονική και Μαγνητική τομογραφία.

Ενδείξεις:

- Κάταγμα A2 τύπου "HANGMAN FRACTURE"
- Συντριπτικό κάταγμα πλαιγίου ογκώματος άτλαντα
- Αποσπαστικό κάταγμα πλαιγίου ογκώματος άτλαντα
- Εγκάρσιο κάταγμα βάσης οδοντοειδούς απόφυσης μικρής παρεκτόπισης
- Εγκάρσιο κάταγμα ινιακού κονδύλου
- Εκρηκτικό κάταγμα σώματος σπονδύλου υποαξονικής (A3-A7)
- Ατλαντοϊνιακό εξάρθρημα μικρής παρεκτόπισης
- Ατλαντοαξονικό υπεξάρθρημα μικρής παρεκτόπισης
- Ασταθές κάταγμα τύπου "TEARDROP FRACTURE" (A3-A7)
- Τραυματική σπονδυλολίσηση (A2-A3)

ΜΕΓΕΘΗ	ΠΑΙΔΙΚΟ	ΕΝΗΛΙΚΩΝ	X-LARGE
Περίμετρος στεφάνης (cm)	44-50	50-58	58-65
Περίμετρος θώρακος (cm)	72-90	90-108	102-121



01-2-011 ΔΥΝΑΜΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ "TORQUE DRIVER"



Δυναμοκατσάβιδο για την εφαρμογή του νάρθηκα επεμβατικής αυχενικής στήριξης "HALO VEST" (Κωδικός 01-2-010).


Επιτυγχάνει τη διαβάθμιση πίεσης των ήλων στην κρανιακή κοιλότητα.



ΩΜΟΣ & ΑΝΩ ΑΚΡΟ

02-2-021

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΣ "SM"



Νάρθηκας ακινητοποίησης κλείδας με αυτοκόλλητους ιμάντες με αφρώδη επένδυση. Κλείσιμο με **velcro** για μέγιστη άνεση και εύκολη εφαρμογή.

Ενδείξεις

- Συντηρητική αποκατάσταση σε κατάγματα κλείδας (μεσότητα κλείδας, εσωτερικού-εξωτερικού περιφερικού τμήματος κλείδας)

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος θώρακος (cm)	122




02-2-003

ΟΚΤΩΕΙΔΗΣ ΕΠΙΔΕΣΗ "TORSO SUPPORT"



Κατασκευή από πρωτοποριακό αφρώδες, αεριζόμενο υλικό "AirSANMED", το οποίο διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία του δέρματος. Εξωτερική επένδυση με "laminare". Εσωτερική επένδυση από βαμβάκερο, αντιβακτηριδιακό και αντιφλεγμονώδες υλικό. Ημιάκαμπτο πλαστικό πίεστρο ωμοπλάτης με αγκράφες για σωστή εφαρμογή και μέγιστη ακινητοποίηση της κλείδας. Οι ιμάντες είναι μη ελαστικοί. Κόβονται στο επιθυμητό μήκος, ώστε να προσαρμόζονται σε όλα τα μεγέθη. Διαθέτει προσθαφαιρούμενα μαξιλάρια από αφρώδες υλικό.



Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε κατάγματα κλείδας (μεσότητα κλείδας, εσωτερικού-εξωτερικού περιφερικού τμήματος κλείδας)

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος θώρακος (cm)	135



03-2-036

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΚΡΩΜΙΟΚΛΕΙΔΙΚΗΣ "KENNY HOWARD"



Κατασκευή από αεριζόμενο, υποαλλεργικό, αφρώδες υλικό **foam**, ανοικτών κυψελίδων. Ανατομικός φάκελος που θέτει την άρθρωση του αγκώνος σε ορθή σταθερή γωνία 90°. Ειδικό ανατομικό πίεστρο συμπίεσης ακρωμίου. Πέντε ρυθμιζόμενοι ιμάντες ακινητοποίησης, οι οποίοι φέρουν αρίθμηση για εύκολη και σωστή εφαρμογή. **Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.**

Ενδείξεις:

- Κάκωση ακρωμιοκλειδικής με διάταση συνδέσμου
- Κάταγμα ακρωμίου μικρής παρεκτόπισης
- Απαραετόπιστο κάταγμα ακρωμίου
- Υπεξάρθρωμα ακρωμιοκλειδικής με ρήξη ακρωμιοκλειδικού συνδέσμου

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος Βραχιονίου (cm)	22-26	26-30	30-34	34-36



02-2-014

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ "SARMIENTO"



Κατασκευή από πολυπροπυλένιο, με εσωτερική υποαλλεργική αφρώδη επένδυση κλειστών κυψελίδων (plastazote). Η ακινητοποίηση του ώμου ελέγχεται με ρυθμιζόμενη τράντα στήριξης, εγκάρσια του στέρνου, χωρίς περιορισμό της κινητικότητας των μυών. Η περιφερειακή συμπίεση του βραχιονίου επιτυγχάνεται με δυο αυτοκόλλητους σταθεροποιητικούς ιμάντες. Ο νάρθηκας επιτρέπει την κινητικότητα του αγκώνος. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται δυο ελαστικές κάλτσες βραχιονίου. Η κάλτσα τοποθετείται πριν την εφαρμογή του νάρθηκα. Διαθέτει τράντα ανάρτησης για τη στήριξη του αντιβράχιου.

Αμφιδέξιος. Ακτινοδιαπερατός.

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε κάταγμα διάφυσης βραχιονίου (σφηνοειδές, εγκάρσιο, συντριπτικό, λοξό, अपαρεκτόπιστο)



ΜΕΓΕΘΗ	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος βραχιονίου (cm)	18-23	23-27	27-33	33-38	38-43	43-48

03-2-013

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30°



Κατασκευή από υψηλής πυκνότητας αφρώδες υλικό **foam**. Αυτοκόλλητος φάκελος ακινητοποίησης του αντιβραχίου. Οι δύο επενδεδυμένοι ρυθμιζόμενοι ιμάντες στήριξης προσδίδουν μέγιστη σταθεροποίηση. Ο εργονομικός σχεδιασμός του μαξιλαριού θέτει την άρθρωση του ώμου σε θέση απαγωγής 30°.

Αμφιδέξιος. Χρώμα: Μαύρο.

Ενδείξεις:

- Οπίσθιο κάταγμα άνω κεφαλής βραχιονίου
- Πρόσθιο κάταγμα κάτω κεφαλής βραχιονίου
- Συρραφή τενόντων πετάλου (small/medium rotator cuff)
- Αρθροσκοπική αποσυμπίεση υπακρωμιακού χώρου "Σύνδρομο Υπακρωμιακής Πρόσκρουσης"

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

03-2-030

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ 15°-30° "O-SLING"



Κατασκευή από αφρώδες υλικό **foam**, υψηλής πυκνότητας, με ειδική εξωτερική αεριζόμενη και αντιεφιδρωτική επένδυση. Ιμάντας ρυθμιζόμενου ύψους, με μαξιλαράκι ώμου. Ιμάντας σταθεροποίησης του νάρθηκα περιμετρικά του κορμού. Ανατομικό πλευρικό κοίλωμα για σωστή εφαρμογή. Αυτοκόλλητος φάκελος συγκράτησης του αντιβραχίου. **Αμφιδέξιος. Χρώμα: Γκρι**

Ενδείξεις:

- Μετεχειρτητική αποκατάσταση σε αρθροσκοπική επέμβαση ώμου
- Κατάλληλος για συρραφή τενόντων πετάλου (small/medium "rotator cuff")
- Αρθροπλαστική ώμου

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

03-2-018

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 45° - 60°



Κατασκευή από αφρώδες υλικό **foam**. Μαξιλάρι με ανατομικό πλευρικό κοίλωμα για σωστή εφαρμογή. Ο ρυθμιζόμενος ωμικός ιμάντας επιτυγχάνει πλήρη ακινητοποίηση. Αυτοκόλλητος φάκελος στήριξης του αντιβραχίου. Το μπαλάκι βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και την μυϊκή ενδυνάμωση. Ο νάρθηκας δύναται να χρησιμοποιηθεί σε δύο θέσεις επιλογής (45° - 60°) απαγωγικής ακινητοποίησης της άρθρωσης του ώμου. **Αμφιδέξιος**. Χρώμα: **Μαύρο**.

Ενδείξεις:

- Μετεχειρητική αποκατάσταση σε αρθροσκοπική επέμβαση του ώμου - ακινητοποίηση
- Κατάλληλος μετά από συρραφή τενόντων του στροφικού πετάλου rotator cuff
- Ολική αρθροπλαστική ώμου
- Κατάγματα ώμου - κλείδας - ωμοπλάτης

ΜΕΓΕΘΟΣ

ONE SIZE

03-2-039

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΗΣ ΩΜΟΥ "ΑΒ0"



Μεταλλικός νάρθηκας ακινητοποίησης και ρύθμισης έξω στροφής ώμου από 0° έως 90°. Μεταλλική λάμα ακινητοποίησης, επενδεδυμένη με μαλακό αφρώδες υλικό foam. Οι επενδύσεις του νάρθηκα είναι αφαιρούμενες και πλένονται. Φέρει ιμάντες ρυθμιζόμενους και μαξιλάρι αποφόρτισης της πίεσης του αυχένος. Εργονομικά σχεδιασμένη ειδική λαβή στήριξης της άκρας χείρας. Ιδανική ακινητοποίηση του βραχίονος και αποφόρτιση του ώμου. **Αμφιδέξιος**. Χρώμα: **Μαύρο**.

Ενδείξεις:

- Μετεχειρητικά σε επέμβαση ώμου και κάταγμα βραχιονίου
- Αρθροσκοπική αποσυμπίεση υπακρωμιακού χώρου
- Αρθροσκοπική επανακαθήλωση ανωτέρου τμήματος επιχειλίου χόνδρου (με ή χωρίς συρραφή κεφαλής δικεφάλου)
- Συρραφή τενόντων πετάλου (small "rotator cuff")
- Εξάρθρωση ή υπεξάρθρωμα άρθρωσης ώμου

ΜΕΓΕΘΟΣ

ONE SIZE

03-2-043

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ 0°-90° "CONTROLFLEX" ("ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙ")


Μεταλλικός, ελαφρύς σκελετός, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Επενδεδυμένος από μαλακό, αφρώδες, αεριζόμενο και αντιεφιδρωτικό υλικό **AirDistance**.

Το τμήμα της πλευρικής στήριξης διαθέτει εύκαμπτες μπανέλες σταθεροποίησης. Το τμήμα του άνω άκρου διαθέτει δύο ιμάντες στο αντιβράχιο και έναν στο βραχιόνιο. Η λαβή διατηρεί τον καρπό σε ουδέτερη θέση και επιτρέπει τις ασκήσεις των μυών της άκρας χειρός και του αντιβραχίου.

Μεταλλικός, πολυκεντρικός μηχανισμός, κατασκευασμένος από ελαφρύ κράμα αλουμινίου. Διαθέτει **μπουτόν** ασφαλείας αμφίπλευρα. Επιτυγχάνει ρύθμιση απαγωγικής ακινητοποίησης ώμου σε θέσεις επιλογής 0°, 15°, 30°, 60°, 75° και 90°. Εφαρμόζεται αυτοκόλλητα στον νάρθηκα για την σταθεροποίηση του άνω άκρου.

Αφρώδες αντιστήριγμα ρύθμισης της οριζόντιας προσαγωγής ή απαγωγής του ώμου, όταν αυτή απαιτείται. Εφαρμόζεται με ιμάντες (στις δύο πλευρές του πολυκεντρικού μηχανισμού) μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η επιθυμητή θέση της άρθρωσης του ώμου.

Αυτοκόλλητη ζώνη εφαρμογής στη μέση. Ιμάντας ανάρτησης που προσαρμόζεται με clip στον θώρακα και με **velcro** στη ραχιαία πλευρά. **Αμφιδέξιος**.
Χρώμα: **Μαύρο - Κόκκινο**

Ενδείξεις:
Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε:

- Ολική αρθροπλαστική ώμου
- Ημιολική αρθροπλαστική ώμου
- Συρραφή τενόντων πετάλου (small/medium/large rotator cuff)
- Οστεοσύνθεση σε παρεκτοπισμένο κάταγμα μείζονος βραχιονίου ογκώματος
- Οπίσθιο κάταγμα άνω κεφαλής βραχιονίου
- Πρόσθιο κάταγμα κάτω κεφαλής βραχιονίου
- Αρθροσκοπική αποσυμπίεση υπακρωμιακού χώρου "Σύνδρομο Υπακρωμιακής Πρόσκρουσης"
- Αποκατάσταση σε αρθροσκοπική επέμβαση ώμου



ΜΕΓΕΘΗ	MEDIUM	LARGE
--------	--------	-------

Ύψος ασθενή (cm)	150-170	170+
------------------	---------	------



02-2-006 ΩΜΙΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ



Ελαστικό βοήθημα ισχυρής συμπίεσης ώμου-βραχίονα. Φέρει εγκάρσια θωρακική αυτοκόλλητη και ρυθμιζόμενη δέστρα ακινητοποίησης. Αποφορτίζει τον ώμο και μειώνει το άλγος (λόγω φλεγμονής ή κακώσεων). Κατάλληλος και για αθλητικές δραστηριότητες. Η πλέξη είναι χωρίς ραφή και περιέχει μικροκάψουλες **aloe vera**. **Αμφιδέξιος**. Χρώμα: **Μαύρο, Γκρι**

Ενδείξεις:

- Εκφυλιστική αρθρίτιδα ώμου
- Τραυματικές κακώσεις ώμου
- Επανάταξη στην άθληση

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος βραχιονίου (cm)	23-27	27-31	31-34	34-37



02-2-002 ΩΜΙΤΗΣ NEOPRENE



Κατασκευή από **neoprene** πάχους 3 mm, άριστης ποιότητας. Επιτυγχάνει συμπίεση στην άρθρωση του ώμου. Διαθέτει εγκάρσια αυτοκόλλητη και ρυθμιζόμενη δέστρα στήριξης. Εύκολος στην εφαρμογή. **Αμφιδέξιος**. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Τενοντίτιδα
- Συντηρητική αποκατάσταση σε υπακρωμιακή θυλακίτιδα
- Περιαρθρίτιδα ώμου (αρχικό στάδιο)
- Αστάθεια της άρθρωσης του ώμου
- Επανάταξη στην άθληση

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος βραχιονίου (cm)	22-24	24-27	27-30	30-34	34-38



02-2-005 ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΩΜΟΥ - ΒΡΑΧΙΟΝΑ



Κατασκευή από μαλακό ελαστικό **ActivePren** υλικό, αεριζόμενο και αντιφιδρωτικό. Διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία στον ώμο. Είναι φιλικό προς το δέρμα και δεν προκαλεί ερεθισμούς. Διαθέτει εγκάρσια αυτοκόλλητη δέστρα καθώς και τρεις μικρότερες για την καλύτερη στήριξη της ωμοπλάτης και της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης. Εύκολος στη χρήση και στην εφαρμογή. **Αμφιδέξιος**. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Τραυματικές κακώσεις ώμου
- Κάκωση ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης
- Χρόνια περιαρθρίτιδα ώμου
- Υπεξάρθρημα ώμου
- Επανάταξη στην άθληση μετά από τραυματισμό

ΜΕΓΕΘΗ	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος βραχιονίου (cm)	23-26	26-28	28-31	31-34	34-36	36-40
Περίμετρος θώρακος (cm)	90	100	110	120	120	130



02-2-004

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΩΜΟΥ- ΒΡΑΧΙΟΝΑ "NEUROMASTER"


Εξαιρετικό βοήθημα για κινητική αποκατάσταση, ενδυνάμωση του μυϊκού συστήματος και προστασία των συνδέσμων και των αρθρώσεων. Κατασκευή από πρωτοποριακό **AirDistance II** υλικό, τριών τμημάτων **polyamide-EVA foam-polyamide 3D**. Αεριζόμενο, αντιβακτηριδιακό, υποαλλεργικό και αντιεφιδρωτικό. Ο νάρθηκας φέρει ανοικτή επίδεση στον βραχίονα και αυτοκόλλητο θωρακικό ιμάντα, με ειδική ωμική πελότα, για σωστή εφαρμογή. Επίσης ο νάρθηκας έχει σύστημα ρύθμισης της απαγωγής του ώμου. Ο ιμάντας του βραχίονα είναι επενδεδυμένος με σιλικόνη προς αποφυγή μετατόπισης του νάρθηκα. Μειώνει το άλγος. Επιτυγχάνει αποφόρτιση των μυών και των συνδέσμων του ώμου. Κατάλληλος για μακροχρόνια θεραπευτική χρήση. **Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό**. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε υπεξάρθρμα ώμου σε ημιπληγία
- Βλάβη βραχιονίου πλέγματος

ΜΕΓΕΘΗ	MEDIUM	LARGE
Περίμετρος Βραχίονος (cm)	25-33	33,5-40

03-2-017

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ - ΒΡΑΧΙΟΝΑ "VELPAU"


Κατασκευή από επενδεδυμένο αφρώδες υλικό **foam**. Ρυθμιζόμενοι ιμάντες ανάρτησης χειρός και αυτοκόλλητη εγκάρσια θωρακική δέστρα πλήρους ακινητοποίησης ώμου - βραχίονα. Στήριξη του άνω άκρου σε θέση κάμψης αγκώνος 90°. Πρόσθιο κλείσιμο με **velcro**. **Αμφιδέξιος**. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε εξάρθρμα ώμου
- Κατάλληλος για εξάρθρμα στερνοκλειδικής άρθρωσης
- Υποκεφαλικό κάταγμα βραχιονίου
- Κάταγμα ελάσσονος βραχιονίου ογκώματος

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος θώρακος (cm)	έως 135



03-2-078

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝΑ


Κατασκευή από επενδεδυμένο αφρώδες υλικό. Φέρει ρυθμιζόμενο ιμάντα ανάρτησης χειρός με μαξιλαράκι αποφόρτισης του ώμου. Η μεσοπλευρία αφρώδης ζώνη εφαρμόζεται περιμετρικά του κορμού. Φέρει περιβραχιόνιο στήριξης. Η πλήρης ακινητοποίηση του ώμου και του βραχιονίου επιτυγχάνεται με αυτοκόλλητη ταινία **velcro**, η οποία ενώνει τον φάκελο με την ζώνη. **Αμφιδέξιος**. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε εξάρθρμα ώμου
- Κατάλληλος για εξάρθρμα στερνοκλειδικής άρθρωσης
- Υποκεφαλικό κάταγμα βραχιονίου οστού
- Κάταγμα ελάσσονος βραχιονίου ογκώματος

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος θώρακος (cm)	έως 135



03-2-137

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ-ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝΑ



Κατασκευή από μαλακό, ανθεκτικό και αεριζόμενο ύφασμα. Φέρει επενδεδυμένο ιμάντα ακινητοποίησης και υποδοχή για τον αντίχειρα. Αυτοκόλλητη, ρυθμιζόμενη τιράντα ανάρτησης και μαξιλαράκι αποφόρτισης του ώμου από αφρώδες υλικό **foam**. **Αμφιδέξιος**. Χρώμα: **Γκρι**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις ώμου, βραχίονος και αγκώνος
- Μετεχειρτητική αποκατάσταση σε εξάρθρωμα ώμου



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Μήκος αντιβραχίου (cm)	25-28	28-30	30-33	33-36

03-2-014

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ



Κατασκευή από δικτυωτό ύφασμα, υποαλλεργικό και αεριζόμενο, υψηλής ποιότητας. Φέρει ρυθμιζόμενο ιμάντα ανάρτησης. Μαξιλαράκι αποφόρτισης του ώμου και υποδοχή για τον αντίχειρα. **Αμφιδέξιος**. Χρώμα: **Γκρι**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις ώμου, βραχίονος και αγκώνος
- Μετεχειρτητική χρήση

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Μήκος αντιβραχίου (cm)	25-28	28-30	30-33	33-36



03-1-008

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ



Από βαμβακερό ύφασμα με ρυθμιζόμενη τιράντα ανάρτησης και προστατευτικό αφρώδες μαξιλάρι ώμου. Ανακουφίζει και κρατά τον αγκώνα σε γωνία 90°. Υποδοχή για τον αντίχειρα. Πλένεται. **Αμφιδέξιος**. Χρώμα: **Γκρι, Μπλε**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις ώμου, βραχίονος και αγκώνος
- Μετεχειρτητική χρήση

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Μήκος αντιβραχίου (cm)	22-24	24-27	27-30	30-34	34-38



03-2-003 ΤΙΡΑΝΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ



Ρυθμιζόμενος ιμάντας από αφρώδες υλικό **foam**. Αυτοκόλλητο κλείσιμο με **velcro**. Διατίθεται και σε συσκευασία των 10 τεμαχίων.

Ενδείξεις:

- Στήριξη του άνω άκρου σε ναρθηκοποίηση
- Συντηρητική αποκατάσταση σε απλές κακώσεις ώμου, βραχίονος, αγκώνος

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Διαστάσεις τράντας (cm)	5 x 112

03-2-002 ΤΙΡΑΝΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ



Ρυθμιζόμενη τράντα δυο σημείων από αφρώδες υλικό **foam**. Αυτοκόλλητο κλείσιμο με **velcro** σε δυο σημεία για τη στήριξη του ώμου και του βραχίονα.

Ενδείξεις:

- Στήριξη του άνω άκρου σε ναρθηκοποίηση
- Συντηρητική αποκατάσταση σε απλές κακώσεις ώμου, βραχίονος, αγκώνος

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Διαστάσεις τράντας (cm)	5 x 102	5 x 117	5 x 132	5 x 145

03-2-082 ΑΓΚΩΝΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ



Εύχρηστη από ελαστικό ύφασμα, χωρίς ραφή. Αντιφιδρωτική. Ανακουφίζει από τον πόνο, λόγω φλεγμονής και οιδήματος. Προσφέρει μυϊκή σταθερότητα. Ιδανική για καθημερινές δραστηριότητες. Πλένεται. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Μπεζ**.

Ενδείξεις:

- Ανακουφίζει από το άλγος λόγω αρθρίτιδας και ελαφρών κακώσεων αγκώνος

ΜΕΓΕΘΗ	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος αγκώνος (cm)	24-27	27-30	30-33	33-36



03-2-080 ΑΓΚΩΝΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ "ACTIVE"



Κατασκευή από ελαστικό υλικό διπλής περιέλιξης, χωρίς ραφή. Αντιφιδρωτική. Ανακουφίζει από τον πόνο, λόγω φλεγμονής και οιδήματος. Προσφέρει μυϊκή σταθερότητα. Ιδανική για καθημερινές δραστηριότητες. Πλένεται. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Μαύρο/Γκρι**.

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση επικονδυλίτιδος αγκώνος (έσω/έξω)
- Κακώσεις τενόντων-συνδέσμων
- Ιδανική για επανένταξη στην άθληση

ΜΕΓΕΘΗ	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος αντιβραχίου (cm)	24-27	27-30	30-33	33-36



03-2-081 ΑΓΚΩΝΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΠΙΕΣΤΡΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ "ACTIVE"



Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα. Φέρει αμφίπλευρα δύο πίεστρα σιλικόνης για ανακούφιση από τον πόνο. Παρέχει ομοιόμορφη συμπίεση στα μαλακά μέρια και στους ιστούς. Πλένεται. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Μαύρο/Γκρι**.

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση επικονδυλίτιδος αγκώνος (έσω/έξω)
- Κακώσεις τενόντων-συνδέσμων
- Πρόληψη κακώσεων και υποστήριξη στις αθλητικές δραστηριότητες

ΜΕΓΕΘΗ	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος αντιβραχίου (cm)	24-27	27-30	30-33	33-36



03-2-054 ΑΓΚΩΝΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΠΙΕΣΤΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



Αγκωνίδα από ελαστικό υλικό, υψηλής αντοχής, με πίεστρο σιλικόνης για ανακούφιση από τον πόνο. Αυτοκόλλητη δέστρα στην περιοχή των κονδύλων. Παρέχει ομοιόμορφη συμπίεση στα μαλακά μέρια και στους ιστούς. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Γκρι**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση επικονδυλίτιδος αγκώνος (έσω/έξω)
- Κακώσεις τενόντων-συνδέσμων
- Πρόληψη κακώσεων και υποστήριξη στις αθλητικές δραστηριότητες

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος αγκώνος (cm)	20-23	23-25	25-28	28-30



03-2-110 ΑΓΚΩΝΙΔΑ NEOPRENE



Βοήθημα από **neoprene** 3 mm, άριστης ποιότητας και αντοχής. Εσωτερική ισοθερμική και αντιεφιδρωτική επένδυση. Αυτοκόλλητη δέστρα πίεσης στην περιοχή των κονδύλων. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Μπλε**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση επικονδυλίτιδος αγκώνος (έσω/έξω)
- Κακώσεις τενόντων-συνδέσμων
- Ιδανική για επανένταξη στην άθληση

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος αγκώνος (cm)	21-24	24-27	27-30	30-33	34-37



03-2-123 ΔΕΣΤΡΑ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΟΣ NEOPRENE



Από επενδεδυμένο **neoprene** 3 mm. Ρυθμιζόμενη αυτοκόλλητη δέστρα, με μαξιλαράκι πίεσης των μαλακών μορίων και συνδέσμων. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Μπλε**

Ενδείξεις:

- Πρόληψη και αποθεραπεία της επικονδυλίτιδος αγκώνος
- Ιδανικό για αθλητικές δραστηριότητες

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος αντιβραχίου (cm)	21-24	24-27	27-30	30-33



03-2-058 ΔΕΣΤΡΑ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΟΣ ΜΕ ΠΙΕΣΤΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



Βοήθημα επικονδυλίτιδος **neoprene**, με εσωτερική υποαλλεργική επένδυση. Το πίεστρο σιλικόνης επιτυγχάνει σωστή συμπίεση. Η αυτοκόλλητη δέστρα σταθεροποιεί ομοίμορφα το περιαγκώνιο. Ρυθμιζόμενο κλείσιμο με **velcro** για σωστή εφαρμογή και σταθεροποίηση. **Αμφιδέξιο**. Χρώμα: **Γκρι**

Ενδείξεις:

- Πρόληψη και αποθεραπεία της επικονδυλίτιδος αγκώνος
- Ιδανικό για αθλητικές δραστηριότητες

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος αντιβραχίου (cm)	20-23	23-25	25-28	28-30



03-2-008

ΔΕΣΤΡΑ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΟΣ ΜΕ PAD ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



Κατασκευή από **neoprene** πάχους 3 mm. Φέρει εσωτερικό ιμάντα σταθεροποίησης. Το πιάστρο χρησιμεύει για την απαιτούμενη δυναμική συμπίεση στον έσω ή έξω κόνδυλο. Η αυτοκόλλητη δέστρα σταθεροποιεί τα μαλακά μέρια και τους ιστούς. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Γκρι**

Ενδείξεις:

- Πρόληψη και αποθεραπεία της επικονδυλίτιδος αγκώνος
- Ιδανικό για αθλητικές δραστηριότητες

ΜΕΓΕΘΟΣ

ONE SIZE

03-2-023

ΔΕΣΤΡΑ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΟΣ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



Διαθέτει ένα πιάστρο σιλικόνης τριών σημείων, το οποίο χρησιμεύει για την απαιτούμενη δυναμική συμπίεση στον έσω ή έξω κόνδυλο. Η αυτοκόλλητη δέστρα σταθεροποιεί ομοιόμορφα. Διαθέτει κλίμακα μέτρησης της συμπίεσης, διευκολύνοντας τον χρήστη. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Γκρι**

Ενδείξεις:

- Έσω επικονδυλίτιδα αγκώνος ("Golfer's elbow")
- Έξω επικονδυλίτιδα αγκώνος ("Tennis elbow")

ΜΕΓΕΘΟΣ

ONE SIZE

03-2-022

ΔΕΣΤΡΑ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΟΣ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ - GEL



Διαθέτει δύο πιάστρα, ένα από σιλικόνη τριών σημείων, και ένα Gel. Το πιάστρο σιλικόνης χρησιμεύει για την απαιτούμενη δυναμική συμπίεση στον έσω ή έξω κόνδυλο, ενώ το gel pad ενδείκνυται για χρήση κρυοθεραπείας. Η αυτοκόλλητη δέστρα σταθεροποιεί ομοιόμορφα. Διαθέτει κλίμακα μέτρησης της συμπίεσης, διευκολύνοντας τον χρήστη. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Γκρι**

Ενδείξεις:

- Έσω επικονδυλίτιδα αγκώνος ("Golfer's elbow")
- Έξω επικονδυλίτιδα αγκώνος ("Tennis elbow")

ΜΕΓΕΘΟΣ

ONE SIZE



03-2-006

ΔΕΣΤΡΑ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΟΣ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ "CCA"



Πρωτοποριακή κατασκευή από 3D μη ελαστικό υλικό. Φέρει εσωτερικά pad σιλικόνης για αποφόρτιση και βαθμιαία θεραπευτική συμπίεση στους ερεθισμένους τένοντες και ιστούς. Οι συχνές μικρομαλάξεις κατά την κίνηση (λόγω της σιλικόνης), αυξάνουν τη ροή του αίματος και ανακουφίζουν από το άλγος. Ο αυτοκόλλητος εργονομικός μίαντας περιόδωσης το καθιστά κοινού μεγέθους. Η δέστρα επικονδυλίτιδος φέρει μηχανισμό βαθμιαίας συμπίεσης "CCA" ο οποίος αποτελείται από μέρη polyamide με μεταλλικές ίνες επικαλυμμένες με πλαστικό υλικό. **Αμφιδέξιο.**

Ενδείξεις:

- Έσω επικονδυλίτιδα αγκώνος "Golfer's elbow"
- Έξω επικονδυλίτιδα αγκώνος "Tennis elbow"

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

Περίμετρος αντιβραχίου (cm) 20-33



03-2-077

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΩΛΕΝΙΑΣ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑΣ



Κατασκευή από ύφασμα τριών στρωμάτων: Εξωτερική επένδυση από αυτοκόλλητο polyamide και εσωτερικά από foam Unipren και Jersey. Ειδικά σχεδιασμένος για τη βελτίωση της ωλένιας νευρίτιδας συγκρατώντας ταυτόχρονα την άρθρωση του αγκώνος στην επιθυμητή θέση έκτασης. Φέρει διαμορφώσιμες λάμες αλουμινίου για τον περιορισμό της κάμψης ώστε να ελαχιστοποιείται ο πόνος. Ο νάρθηκας είναι ελαφρύς, δύναται να χρησιμοποιηθεί και κατά την διάρκεια της νύχτας, αποτρέποντας την ακούσια κάμψη του αγκώνος. Στην περιοχή της κοιλότητας του αγκώνος ο νάρθηκας είναι ανοικτός, για λόγους υγιεινής φροντίδας, και αλλαγής των επιδέσμων χωρίς να αφαιρείται (αν έχει προηγηθεί χειρουργείο). **Αμφιδέξιος.** Χρώμα: **Μαύρο - Μπλε**

Ενδείξεις:

- Ωλένια νευρίτιδα
- Κάταγμα αγκώνος
- Μετεγχειρητική χρήση
- Δυσκαμψία αγκώνος



ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

Ύψος νάρθηκα (cm) 31

Περίμετρος Βραχίονος (cm) έως 42

Περίμετρος αντιβραχίου (cm) έως 38



03-2-056

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΟΣ



Κατασκευή από ελαφρύ αλουμίνιο υψηλής αντοχής, με εσωτερική αφρώδη επένδυση foam, υποαλλεργική και αντιεφιδρωτική. Αυτοκόλλητοι επενδεδυμένοι ιμάντες σταθεροποίησης του νάρθηκα στο βραχίονα και στο αντιβράχιο. Πολυκεντρικός μηχανισμός που επιτρέπει τον έλεγχο της κάμψης και της έκτασης ανά διαστήματα 10°: α) Κάμψη: 0° έως 90° & β) Έκταση: 0° έως 120° Κλειδώνει σε θέσεις επιλογής. Ρυθμιζόμενη τιράντα ανάρτησης άκρας χειρός με αφρώδη επένδυση και μαξιλάρι αποφόρτισης του αυχένος. Τηλεσκοπικό σύστημα αυξομείωσης του μήκους του νάρθηκα. **Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.**

Ενδείξεις:

- Κατάγματα κεφαλής κερκίδος
- Κατάγματα ωλέκranου
- Κάταγμα έσω/έξω κονδύλων
- Μετατραυματικές ρήξεις συνδέσμων-τενόντων
- Ολική αρθροπλαστική αγκώνος
- Ρήξη δικεφάλου - τρικεφάλου βραχιονίου
- Εξάρθρωμα αγκώνος
- Αποκατάσταση ρήξης θυλακοσυνδεσμικού συμπλέγματος



ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Μήκος βραχιονίου (cm)	11-15
Μήκος αντιβραχίου (cm)	15-20
Περίμετρος βραχιονίου (cm)	έως 46
Περίμετρος αντιβραχίου (cm)	έως 38

03-2-070

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΟΣ "ROM ORTHOSIS"



Κατασκευή από ελαφρύ αλουμίνιο υψηλής αντοχής, με εσωτερική αφρώδη επένδυση υποαλλεργική και αντιεφιδρωτική. Αυτοκόλλητοι ιμάντες σταθεροποίησης του νάρθηκα στο βραχίονα και το αντιβράχιο. Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης που επιτρέπει τον έλεγχο της κάμψης και της έκτασης του αγκώνα κατά διαστήματα.

- α) Κάμψη: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
- β) Έκταση: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90
- γ) Υπερέκταση: -10° έως 0°

Ρυθμιζόμενη τιράντα ανάρτησης άκρας χειρός με αφρώδη επένδυση και μαξιλάρι αποφόρτισης του αυχένος. Τηλεσκοπικό σύστημα αυξομείωσης του νάρθηκα (στον βραχίονα και στο αντιβράχιο). Στον νάρθηκα προσαρμόζεται παλαμιαία λαβή. Η εφαρμογή γίνεται τηλεσκοπικά και επιτυγχάνει τον περιορισμό του πρηξιμού ή του υπιαισμού του αντιβραχίου όταν απαιτείται, διατηρώντας την άκρα χείρα σε ουδέτερη θέση. Ο νάρθηκας είναι ιδιαίτερα ελαφρύς. **Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.** Η σωστή μεγεθοποίηση επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικού κλειδιού allen σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ασθενή. Χρώμα: **Μαύρο.**

Ενδείξεις:

- Κατάγματα κεφαλής κερκίδος
- Κατάγματα ωλέκranου
- Κάταγμα έσω/έξω κονδύλων
- Μετατραυματικές ρήξεις συνδέσμων - τενόντων
- Ολική αρθροπλαστική αγκώνος
- Ρήξη δικεφάλου - τρικεφάλου βραχιονίου
- Εξάρθρωμα αγκώνος
- Αποκατάσταση ρήξης θυλακοσυνδεσμικού συμπλέγματος



ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Μήκος αντιβραχίου (cm)	21-25
Περίμετρος βραχιονίου (cm)	έως 40
Περίμετρος αντιβραχίου (cm)	έως 36

03-2-059

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΟΣ "T-RANGE"


Κατασκευή από πρωτοποριακό, τεχνολογικά υλικό **Air Distance** τριών στρωμάτων.

α. Ανθεκτική και αυτοκόλλητη **polyamide** επένδυση.

β. **EVA** αφρώδες ελαφρύ υλικό.

γ. **3D** δικτυωτό ύφασμα, αεριζόμενο και αδιάβροχο.

Ο νάρθηκας προσφέρει εργονομικό εύρος κίνησης και εφαρμογής. Αποτελείται από δύο τμήματα (βραχιονίου και αντιβραχίου) με ρυθμιζόμενες δέστρες **velcro** σταθεροποίησης. Η επιφάνεια των δύο τμημάτων καλύπτεται από πλαστικά μέρη διαμορφωμένα ανάλογα της ανατομίας του βραχίονα και του αντιβραχίου. Το μήκος του νάρθηκα ρυθμίζεται τηλεσκοπικά με μηχανισμό **"Press slide"**.

Ο νάρθηκας διαθέτει πολυκεντρικό μηχανισμό **"1R"** για τη ρύθμιση του εύρους κίνησης της κάμψης και της έκτασης του αγκώνα.

Η ρύθμιση είναι ανά διαστήματα 15° σε θέσεις επιλογής.

Κάμψη: από 0° έως 120°

Εκταση: 0° έως 90°

Υπερέκταση: -30° έως 0°.

Στον νάρθηκα προσαρμόζεται παλαμιαία λαβή. Η εφαρμογή γίνεται τηλεσκοπικά και επιτυγχάνει τον περιορισμό του πρηξιμού ή του υπτισμού του αντιβραχίου όταν απαιτείται, διατηρώντας την άκρα χείρα σε ουδέτερη θέση. Ο νάρθηκας είναι ιδιαίτερα ελαφρύς.

Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Ενδείξεις:

- Κατάγματα κεφαλής κερκίδος
- Κατάγματα ωλεκράνου
- Κάταγμα έσω/έξω κονδύλων
- Μετατραυματικές ρήξεις συνδέσμων - τενόντων
- Ολική αρθροπλαστική αγκώνος
- Ρήξη δικεφάλου - τρικεφάλου βραχιονίου
- Εξάρθρωμα αγκώνος
- Αποκατάσταση ρήξης θυλακοσυνδεσμικού συμπλέγματος

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Μήκος αντιβραχίου (cm)	23-32
Περίμετρος βραχιονίου (cm) A*	22-44
Περίμετρος αντιβραχίου (cm) B**	22-36



* Μέτρηση 6 cm πάνω από τον αγκώνα
** Μέτρηση 6 cm κάτω από τον αγκώνα



03-1-002 ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΜΕ ΔΕΣΤΡΑ



Ελαστικό περικάρπιο, ύψους 7 cm, με διπλή αυτοκόλλητη επίδεση. Ιδανικό για την άθληση και την εργασία. Σταθεροποιεί και ελέγχει τις κινήσεις του καρπού. Πλένεται. **Αμφιδέξιο**. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

- Απλές κακώσεις καρπού

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος καρπού (cm)	16-18	18-20	20-22	22-24



03-2-125 ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΚΑΡΠΟΥ ΝΕΟΠΡΕΝΕ



Περικάρπιο από **neoprene**, με υποαλλεργική επένδυση. Ανοιχτό στον αντίχειρα. Άριστη στήριξη παλάμης-καρπού. Αυτοκόλλητο κλείσιμο με **velcro**. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Μπλε**

Ενδείξεις:

- Ελαφρές κακώσεις καρπού
- Επανάταξη στην άθληση

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος καρπού (cm)	έως 30



03-2-113 ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΚΑΡΠΟΥ-ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΝΕΟΠΡΕΝΕ



Κατασκευή από **neoprene** 3 mm, με εσωτερική υποαλλεργική επένδυση. Παρέχει στήριξη στον καρπό και τον αντίχειρα. Κλείσιμο με **velcro**. **Αμφιδέξιο**. Χρώμα: **Μπλε**

Ενδείξεις:

- Ελαφρές κακώσεις καρπού-αντίχειρα
- Τενοντίτιδα
- Αρθρίτιδα
- Επανάταξη στην άθληση

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος καρπού (cm)	έως 30



03-2-130 **ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΙ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ**



Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα διπλής περιέλιξης, αντιφιδρωτικό και υποαλλεργικό, για άνετη εφαρμογή και ομοιόμορφη συμπίεση. Διαθέτει εσωτερικά ραχιαίο ανατομικό επίθεμα σιλικόνης. Σταθεροποιεί τον καρπό και αφήνει ελεύθερο τον αντίχειρα. **Αμφιδέξιο.**

Ενδείξεις:

- Ελαφρές κακώσεις, θλάσεις καρπού

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος καρπού (cm)	13-15	15-18	18-20	20-23



03-2-071 **ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ**



Κατασκευή από ελαστικό υποαλλεργικό ύφασμα διπλής περιέλιξης με μικροΐνες και **Aloe Vera**. Άνετη εφαρμογή και ομοιόμορφη συμπίεση στον καρπό και τον αντίχειρα. Συνολικό μήκος **17 cm**. **Αμφιδέξιο.** Χρώμα: **Μαύρο/γκρι**

Ενδείξεις:

- Ελαφρές κακώσεις καρπού και αντίχειρα
- Αρχικό στάδιο τενοντίτιδας

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
Περίμετρος καρπού (cm)	13-16	16-19	19-23



03-2-079 **ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ "UNITHUMB BRACE"**



Κατασκευή από επενδεδυμένο και αεριζόμενο υλικό **foam**. Φέρει μεταλλική κερκιδική λάμα στήριξης του αντίχειρα. Η λάμα είναι διαμορφώσιμη. Οι τρεις αυτοκόλλητες δέστρες περίδεσης σταθεροποιούν τον καρπό, το μετακάρπιο περιορίζοντας την κινητικότητα του αντίχειρα. **Αμφιδέξιος.** Χρώμα: **Μαύρο - Μπλε.** Μήκος νάρθηκα: **21cm.**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις τενόντων-συνδέσμων αντίχειρα
- Αρθρίτιδα άρθρωσης αντίχειρα
- Εξάρθρωση και συνδεσμικές βλάβες αντίχειρα
- Κατάλληλος για κάταγμα 1ου μετακαρπίου
- Σύνδρομο **"De Quervain"**

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος καρπού (cm)	έως 25



03-2-042

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ



Κατασκευή από επενδεδυμένο υλικό **neoprene**. Αυτοκόλλητο ρυθμιζόμενο κλείσιμο **velcro** στον καρπό και τον αντίχειρα για σωστή εφαρμογή.

Spiral έλασμα για την ελεγχόμενη ακινητοποίηση του αντίχειρα.

Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις τενόντων-συνδέσμων αντίχειρα
- Αρθρίτιδα άρθρωσης αντίχειρα
- Εξάρθρωμα και συνδεσμικές βλάβες αντίχειρα
- Κατάλληλος για κάταγμα 1ου μετακαρπίου
- Σύνδρομο **"De Quervain"**

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος καρπού (cm)	13-15	15-18	18-20	20-23



03-1-004

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ



Ελαστικός νάρθηκας με εύκαμπτο **spiral** έλασμα στον αντίχειρα. Αυτοκόλλητες **velcro** δέσμες εφαρμογής. Περιορίζει την κινητικότητα του αντίχειρα. Πλένεται.

Αμφιδέξιος. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις τενόντων-συνδέσμων αντίχειρα
- Αρθρίτιδα άρθρωσης αντίχειρα
- Εξάρθρωμα και συνδεσμικές βλάβες αντίχειρα
- Κατάλληλος για κάταγμα 1ου μετακαρπίου
- Σύνδρομο **"De Quervain"**

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος καρπού (cm)	16-18	18-20	20-22	22-24



03-2-016

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ "DE QUERVAIN"



Επενδεδυμένος, υποαλλεργικός και φιλικός με το δέρμα. Φέρει αυτοκόλλητο ρυθμιζόμενο κλείσιμο με **velcro** στον καρπό και στον αντίχειρα. Ανατομικός σχεδιασμός ώστε να κρατά τον αντίχειρα σε ουδέτερη θέση σε σχέση με τον καρπό. Αποφορτίζει την πάσχουσα περιοχή. **Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.** Χρώμα: **Γκρι**

Ενδείξεις:

- Σύνδρομο **"De Quervain"** • Κάκωση βάσης αντίχειρα
- Αρθρίτιδα • Κάκωση 1ου μετακαρπίου
- Κάκωση στην καρπομετακάρπια άρθρωση
- Εξάρθρωμα και συνδεσμικές κακώσεις αντίχειρα

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM
Περίμετρος καρπού (cm)	14-19	19-25



03-2-143 **ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ "THUMB SPLINT"**



Νάρθηκας από πολυμερές υλικό, με οπές αερισμού. Αυτοκόλλητος και ρυθμιζόμενος ιμάντας περιδέσεως για σωστή εφαρμογή. Εσωτερικά, ο νάρθηκας διαθέτει υφασμάτινο γάντι για την προστασία του δέρματος. **Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις τενόντων-συνδέσμων αντίχειρα
- Αρθρίτιδα άρθρωσης αντίχειρα
- Εξάρθρωμα και συνδεσμικές βλάβες αντίχειρα
- Κατάλληλος για κάταγμα 1ου μετακαρπίου
- Σύνδρομο **"De Quervain"**

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
Περίμετρος καρπού (cm)	13-15	15-18	18-20



03-2-068 **ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ "SKIER'S THUMB"**




Ανατομικά διαμορφώσιμος μεταλλικός νάρθηκας για τον αντίχειρα και την καρπομετακάρπια άρθρωση **CMC**. Επενδεδυμένος με **Thermoactive AirSanmed** υλικό που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει. Περιορίζει το εύρος της κίνησης του αντίχειρα και τον σταθεροποιεί σε θέση απαγωγής, επιτυγχάνοντας προοδευτική θεραπεία. Φέρει δύο ιμάντες περιδέσεως στον καρπό και στον αντίχειρα για πλήρη ακινητοποίηση. **Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.**

Ενδείξεις:

- Οστεοαρθρίτιδα • Κάταγμα βάσης αντίχειρα
- Τενοντομεταθέσεις - οστεοτομία - αρθροπλαστική
- Κάταγμα **"Benett - Roland"** • **"Skier's Thumb"**
- Ρήξη ωλενίου πλαιγίου συνδέσμου του αντίχειρα

ΜΕΓΕΘΗ	MEDIUM	LARGE
Περίμετρος καρπού (cm)	15-18	18-20



03-2-072 **ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ "SKIER'S THUMB II"**




Ανατομικά διαμορφώσιμος μεταλλικός νάρθηκας για τον αντίχειρα και την μετακαρποφαλαγγική άρθρωση. Περιορίζει το εύρος κίνησης του αντίχειρα αποφεύγοντας την υπερέκταση και την απαγωγή. Επενδεδυμένος από υλικό **condura**, φιλικό προς το δέρμα. Φέρει ιμάντα περιδέσεως στον αντίχειρα και δύο ιμάντες στα μετακάρπια για καλύτερη ακινητοποίηση. **Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.**

Ενδείξεις:

- Οστεοαρθρίτιδα • Κάταγμα βάσης αντίχειρα
- Τενοντομεταθέσεις - οστεοτομία - αρθροπλαστική
- Κάταγμα **"Benett - Roland"** • **"Skier's Thumb"**
- Ρήξη ωλενίου πλαιγίου συνδέσμου του αντίχειρα

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος καρπού (cm)	13-15	15,5-17	17,5-19	19,5-21



03-2-004 **ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ "RHIZOPLUS"**



Κατασκευή από υψηλής ποιότητας αλουμινίου. Ανατομικά σχεδιασμένο ώστε να εφαρμόζεται αμφίπλευρα. Είναι εύκαμπτο και σταθεροποιεί τον αντίχειρα σε θέση απαγωγής. Διαθέτει ιμάντα περιδέσεως στον καρπό για καλύτερη σταθεροποίηση. **Διατίθεται σε μπλε και μαύρο χρώμα.**

Ενδείξεις:

- Τενοντομεταθέσεις - οστεοτομία - αρθροπλαστική
- Οστεοαρθρίτιδα
- Κάταγμα "Bennett - Roland"
- Σύνδρομο "De Quervain"
- Κάταγμα 1ου μετακαρπίου
- Κάταγμα βάσης αντίχειρα
- Ρήξη ωλενίου πλαγίου συνδέσμου
- Κακώσεις τενόντων - συνδέσμων αντίχειρα

ΜΕΓΕΘΗ	S/M	L/XL
Περίμετρος καρπού (cm)	14-17	17-20



03-2-020 **ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "STATIC"**



Κατασκευή από αεριζόμενο υλικό ειδικής ύφανσης. Διαθέτει διαμορφώσιμη παλαμιαία λάμα ακινητοποίησης και αποφόρτισης της **CMC** άρθρωσης. Δύο αυτοκόλλητες δέστρες περιδέσεως καθώς και μία επιπλέον ρυθμιζόμενη καρπιαία για την σταθεροποίηση του νάρθηκα. **Αμφιδέξιος. Χρώμα: Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Τενοντίτιδα - Θυλακίτιδα
- Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
- Σύνδρομο υπερχρήσης "Overuse syndrome"
- Θλάση καρπού

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM
Περίμετρος καρπού (cm)	14-17	17-20
Μήκος (cm)	20	21



03-2-021 **ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΕΣΤΡΕΣ "LACE UP"**



Κατασκευή από αεριζόμενο υφασμάτινο υλικό ανοικτών κυψελίδων. Έχει διαμορφώσιμη, προσθαφαιρούμενη παλαμιαία λάμα ακινητοποίησης και αποφόρτισης της **CMC** άρθρωσης. Διαθέτει επιπλέον δέστρα περιδέσεως καρπού με σύστημα "Lace Up" (κορδόνια συμπίεσης) για καλύτερη ακινητοποίηση. **Αμφιδέξιος. Χρώμα: Μαύρο. Μήκος νάρθηκα: 21 cm**

Ενδείξεις:

- Τενοντίτιδα - Θυλακίτιδα
- Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
- Σύνδρομο υπερχρήσης "Overuse syndrome"
- Θλάση καρπού

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
Περίμετρος καρπού (cm)	14-17	18-21	22-25



03-2-025 **ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ "STANDARD"**



Κατασκευή από υψηλής ποιότητας υποαλλεργικό πολυαμίδιο, φιλικό με το δέρμα. Διαθέτει παλαμιαία διαμορφώσιμη λάμα. Τέσσερις ρυθμιζόμενες αυτοκόλλητες δέστρες σταθεροποίησης. Η ρυθμιζόμενη καρπιαία δέστρα ακινητοποιεί και σταθεροποιεί τον νάρθηκα. **Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.**
Χρώμα: **Μαύρο.** Μήκος νάρθηκα: **20 cm**

Ενδείξεις:

- Μετεγχειρητική και συντηρητική αποκατάσταση σε τενοντίτιδα καρπού
- Ρευματοειδής αρθρίτιδα
- Οστεοαρθρίτιδα καρπού
- Συντηρητική αποθεραπεία συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα
- Θλάσεις καρπού

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος καρπού (cm)	έως 27



03-2-073 **ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ "JURA"**



Κατασκευή από ελαστομερές μαλακό υλικό, αεριζόμενο, με εσωτερική επένδυση φιλική προς το δέρμα. Διαθέτει ανατομικά διαμορφωμένη παλαμιαία λάμα αλουμινίου και δύο ραχιαίες σπιδάλ μπανέλες στήριξης. Διαθέτει τρεις αυτοκόλλητους **velcro** ιμάντες περιδεσης για καλύτερη σταθεροποίηση. Ακινητοποιεί τον καρπό και την παλάμη. Επιτρέπει την πλήρη κινητικότητα των δακτύλων. **Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.** Χρώμα: **Μαύρο.** Μήκος νάρθηκα **21 cm.**

Ενδείξεις:

- Μετεγχειρητική και συντηρητική αποκατάσταση σε τενοντίτιδα καρπού
- Ρευματοειδής αρθρίτιδα
- Οστεοαρθρίτιδα καρπού
- Συντηρητική αποθεραπεία συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα
- Θλάσεις καρπού

ΜΕΓΕΘΗ	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος καρπού (cm)	15	15-17	17-19	19-22	22-25



03-2-062 **ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ**



Από ελαστικό υλικό ισχυρής συμπίεσης, μήκους **18 cm.** Προσθαιρούμενη λάμα αλουμινίου στήριξης-ακινητοποίησης παλάμης και καρπού. Ανοιχτός στον αντίχειρα. Κλείσιμο με τέσσερις αυτοκόλλητες ταινίες **velcro.** Πλένεται. **Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.** Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

- Μετεγχειρητική και συντηρητική αποκατάσταση σε τενοντίτιδα καρπού
- Ρευματοειδής αρθρίτιδα
- Οστεοαρθρίτιδα καρπού
- Συντηρητική αποθεραπεία συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα
- Θλάσεις καρπού

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος καρπού (cm)	14-15	16,5-18	20-21,5	23-24



03-1-007

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ



Ελαστικός ισχυρός νάρθηκας, με διαμορφώσιμη λάμα αλουμινίου **23 cm**. Ανοιχτός στον αντίχειρα. Κλείσιμο με έξι αυτοκόλλητες δέστρες **velcro**. Μήκος νάρθηκα **24 cm**. Διατίθεται σε **αριστερό και δεξιό**. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

- Μετεχειρτητική και συντηρητική αποκατάσταση σε τενοντίτιδα καρπού
- Ρευματοειδής αρθρίτιδα
- Οστεοαρθρίτιδα καρπού
- Συντηρητική αποθεραπεία συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα
- Θλάσεις καρπού

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος καρπού (cm)	16-18	18-20	20-22	22-24



03-2-069

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "CCA SYSTEM"



Δυναμικός πηχεοκαρπικός νάρθηκας κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας ανθεκτικά και αεριζόμενα υλικά με εξωτερική δερμάτινη επένδυση. Φέρει διαμορφωμένη παλαμιαία λάμα αλουμινίου επενδεδυμένη με δέρμα. Στη ραχιαία επιφάνεια του νάρθηκα υπάρχει επιπλέον ορθοπεδική μανέλα για την ακινητοποίηση της άρθρωσης. Ο νάρθηκας έχει μηχανισμό **CCA** ο οποίος ρυθμίζει το επίπεδο συμπίεσης στην άρθρωση, μέσω λεπτών μεταλλικών κορδονιών. Διατίθεται σε **αριστερό και δεξιό**. Μήκος **21 cm**.

Ενδείξεις:

- Μετεχειρτητική και συντηρητική αποκατάσταση σε κάταγμα **"COLLES"**
- Ρευματοειδής αρθρίτιδα
- Οστεοαρθρίτιδα καρπού
- Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
- Τενοντίτιδα - συνδεσμικές κακώσεις
- Ρωγμάδες κάταγμα κεφαλής κερκίδος



Μηχανισμός CCA

- Δεξιά στροφή του μπουτόν - επιθυμητό επίπεδο συμπίεσης
- Αριστερή στροφή του μπουτόν - αποσυμπίεση



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος καρπού (cm)	13-15	15-17	17-19	19-21



03-2-065 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ-ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ "RTS"



Κατασκευή από υψηλής ποιότητας "Unipren" υποαλλεργικό και αδιάβροχο υλικό. Διαθέτει ανατομικά διαμορφωμένη παλαμιαία λάμα αλουμινίου. Δυνατότητα πλήρους ακινητοποίησης του αντίχειρα με τη χρήση προσαφαιρούμενης ειδικής μεταλλικής λάμας. Φέρει εσωτερικό ιμάντα περίδεσης καρπού καθώς και δύο εξωτερικούς για σωστή εφαρμογή. **Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.** Μήκος **17 cm**. Χρώμα: **Μαύρο / Μπλε**

Ενδείξεις:

- Κακώσεις καρπού - μυών συνδέσμων
- Μετατραυματική αποκατάσταση καρπού
- Τενοντίτιδα - θυλακίτιδα
- Μερική ρήξη ωλενίου πλάγιου συνδέσμου

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

Περίμετρος καρπού (cm) 13-24



03-2-026 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ-ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ "STANDARD THUMB"



Κατασκευή από υψηλής ποιότητας υποαλλεργικό **πολυαμίδιο**. Φιλικό με το δέρμα. Διαθέτει παλαμιαία διαμορφώσιμη λάμα. Τέσσερις ρυθμιζόμενες αυτοκόλλητες δέστρες σταθεροποίησης. Η ρυθμιζόμενη καρπιαία δέστρα ακινητοποιεί και σταθεροποιεί τον νάρθηκα. **Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.** Μήκος νάρθηκα **20 cm**. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Μετεγχειρητική και συντηρητική αποκατάσταση εκτεινόντων καρπού
- Σύνδρομο "De Quervain"
- Κακώσεις αντίχειρα
- Κάταγμα σκαφοειδούς
- Αποκατάσταση κατάγματος φάλαγγας αντίχειρα
- Οστεοχονδρίτιδα σκαφοειδούς
- Τενοντίτιδα καρπού-αντίχειρα

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

Περίμετρος καρπού (cm) έως 27



03-2-075 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ-ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ "JURA"



Κατασκευή από ελαστομερές μαλακό υλικό, αεριζόμενο, με εσωτερική επένδυση φιλική προς το δέρμα. Ο νάρθηκας φέρει διαμορφωμένες λάμες στήριξης: Μία παλαμιαία αλουμινίου, δύο ραχιαίες λάμες σπιράλ και μία στον αντίχειρα. Τέσσερις αυτοκόλλητες **velcro** δέστρες για καλύτερη σταθεροποίηση του καρπού και του αντίχειρα. Επιτρέπει την πλήρη κινητικότητα των δακτύλων. Μήκος νάρθηκα **21 cm**. **Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.** Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Μετεγχειρητική και συντηρητική αποκατάσταση εκτεινόντων καρπού
- Σύνδρομο "De Quervain"
- Κακώσεις αντίχειρα
- Κάταγμα σκαφοειδούς
- Αποκατάσταση κατάγματος φάλαγγας αντίχειρα
- Οστεοχονδρίτιδα σκαφοειδούς
- Τενοντίτιδα καρπού-αντίχειρα

ΜΕΓΕΘΗ SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE

Περίμετρος καρπού (cm) 16-18 18-20 20-22 22-24



03-2-019

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ-ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ "AIRTEX FABRIC"



Κατασκευή από πολυαμίδιο, με εσωτερική επένδυση, υποαλλεργική και αεριζόμενη. Διαθέτει ανατομικά διαμορφωμένη παλαμιαία λάμα αλουμινίου ακινητοποίησης. Τέσσερις ρυθμιζόμενοι και αυτοκόλλητοι ιμάντες σταθεροποίησης και ένας για τον αντίχειρα. Η ρυθμιζόμενη καρπιαία δέστρα καθιστά τον νάρθηκα σταθερό. **Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.** Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Μετεχειρτητική και συντηρητική αποκατάσταση εκτεινόντων καρπού
- Αποκατάσταση κατάγματος φάλαγγας αντίχειρα
- Σύνδρομο "De Quervain"
- Κακώσεις αντίχειρα
- Οστεοχονδρίτιδα σκαφοειδούς
- Κάταγμα σκαφοειδούς
- Τενοντίτιδα καρπού-αντίχειρα



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM
Περίμετρος καρπού (cm)	14-19	19-25
Μήκος (cm)	21	21

03-2-028

ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΟΔΑΧΤΥΛΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "ORTHOSIS"



Εργονομικός, διαμορφώσιμος νάρθηκας άκρας χειρός, για τον έλεγχο της κάμψης και της έκτασης της πηχεοκαρπικής. Κατασκευή από ελαφρύ αλουμίνιο, με αφρώδη υποαλλεργική επένδυση. Αυτοκόλλητη επίδεση του νάρθηκα σε τέσσερα σημεία. Σταθεροποιεί την άκρα χείρα σε θέση επιλογής. **Αμφιδέξιος.** Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε κατάγματα καρπού-μετακαρπίων
- Μετεχειρτητικά σε συρραφή τενόντων δακτύλων άκρας χειρός
- Ρευματοειδής αρθρίτιδα άκρας χειρός
- Κακώσεις μέσου και ωλενίου νεύρου
- Συντηρητική αποκατάσταση πάρεσης (πτώσης) άκρας χειρός



ΜΕΓΕΘΗ	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE
Μήκος παλάμης* (cm)	έως 14	14-17	17-19	19-22
Μήκος νάρθηκα (cm)	20	25	29	33

* Μέτρηση μήκους παλάμης-δακτύλων

03-2-005

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ



Εργονομικός πηχεοκαρποδακτυλικός νάρθηκας. Κατασκευή από πλαστικό υλικό με αφρώδη υποαλλεργική επένδυση. Σταθεροποιεί τον καρπό και τον αντίχειρα σε ουδέτερη θέση με ελαφρά κάμψη των δακτύλων. Αυτοκόλλητη επίδεση του νάρθηκα σε 4 σημεία. **Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.** Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση πάρεσης άκρας χειρός από ημιπληγία
- Ρευματοειδή αρθρίτιδα άκρας χειρός
- Κατάγματα καρπού με πλήρη ακινητοποίηση

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Εύρος παλάμης (cm)	6-7	7-8	8-9	9-10
Μήκος νάρθηκα (cm)	28	31	34	39



03-2-063 **ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ**




Δυναμικός, λειτουργικός, πηξοκαρποδακτυλικός νάρθηκας. Διαμορφωμένος σκελετός αλουμινίου. Επενδεδυμένος εξωτερικά με σταθερό υλικό προηγμένης τεχνολογίας "AirSanmed" και εσωτερικά με υποαλλεργικό και αντιεφιδρωτικό βαμβακερό υλικό. Τέσσερις ισχυροί αυτοκόλλητοι και ρυθμιζόμενοι ιμάντες σταθεροποίησης του αντιβραχίου, του καρπού και των δακτύλων. Ο νάρθηκας διαθέτει βοηθητικό αφρώδες εξάρτημα διαχωρισμού δακτύλων για ρευματικές ή νευρολογικές παθήσεις. Μηχανισμός ρύθμισης κερκιδικής ή ωλένιας απόκλισης, σε θέσεις επιλογής -25°, 0°, 20° και 40° (εύρος κίνησης). Η ρύθμιση επιτυγχάνεται με κλειδί **allen**. Το εξάρτημα διαχωρισμού των δακτύλων είναι προαιρετικό. **Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.** Χρώμα: **Γκρι**

Ενδείξεις:

- Ρευματοειδής αρθρίτιδα
- Κατάγματα καρπού με πλήρη ακινητοποίηση
- Σπαστικότητα σε κάμψη ή υπερέκταση καρπού-δακτύλων
- Σπαστικότητα με ή χωρίς κερκιδική ή ωλένια απόκλιση

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος καρπού (cm)	13-15	15-17	17-19	19-21
Μήκος νάρθηκα (cm)	30	35	38	39



03-2-033 **ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΟΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ "ULNAR DEVIATION"**



Βοηθά στην υποστήριξη των αρθρώσεων **MCP** και περιορίζει την ωλένια απόκλιση, ενώ επιτρέπει τη λειτουργικότητα των δακτύλων. Κατασκευή από **neoprene** για μέγιστη υποστήριξη και διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας. **Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.** Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

- Παραμορφωτική αρθρίτιδα άκρας χειρός
- Μετεγχειρητική χρήση

ΜΕΓΕΘΗ	S/M	L/X-L
Εύρος παλάμης (cm)	6-9	9-11



03-2-032

ΝΑΡΘΗΚΑΣ 4ου /5ου ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΟΥ "BOXER'S BRACE"



Ο νάρθηκας ενδείκνυται για κάταγμα 4ου/5ου μετακαρπίου. Είναι καινοτόμο προϊόν το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από χειρουργική επέμβαση ή αποκατάσταση. Κατασκευή από υλικό "ActivPren", το οποίο χαρακτηρίζεται για την απαλότητα και την ελαστικότητα του. Εγγυάται εξαιρετική εφαρμογή και σωστή συμπίεση στον καρπό. Η δομή του υλικού "ActivPren" είναι διαμορφωμένο neoprene, ανοικτών κυψελίδων, αεριζόμενο και υποαλλεργικό. Η επένδυσή του είναι από "polyamide". Η ήπια ύφανση δεν προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα του ασθενή. Διαθέτει τέσσερις ρυθμιζόμενους ιμάντες για την ακινητοποίηση των μετακαρπίων και των φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων. Ταυτόχρονα περιορίζεται η κινητικότητα του παράμεσου και του μικρού δακτύλου. Η ουδέτερη θέση του 4ου και 5ου μετακαρπίου επιτυγχάνεται με ρύθμιση ROM. Η εφαρμογή γίνεται με κλειδί allen. **Αμφιδέξιος**. Χρώμα: **Μπλε**

Ενδείξεις:

- Κάταγμα πυγμάχου "Boxer's Fracture"
- Κατάγματα μετακαρπίου και μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων 4ου και 5ου δακτύλου
- Διάστρεμμα ή εξάρθρωση 4ου ή/και 5ου δακτύλου

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος καρπού (cm)	13-21
Μήκος νάρθηκα (cm)	31



03-2-060

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ "FINGER SPLINT"




Κατασκευή από μαλακό αφρώδες υλικό "ActivDistance II". Εσωτερική επένδυση από βαμβακερό, αντιβακτηριδιακό, αεριζόμενο και αντιεφιδρωτικό υλικό. Η εξωτερική αυτοκόλλητη επιφάνεια προσφέρει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων εφαρμογής του νάρθηκα. Περιλαμβάνει διαμορφώσιμη λάμα αλουμινίου ακινητοποίησης των μεσοφαλαγγικών και των μετακαρποφαλαγγικών αρθρώσεων του κάθε δακτύλου (χωριστά), πλην του αντίχειρα. Προσφέρει ραχιαία και παλαμιαία ακινητοποίηση. Διαθέτει υποδοχή για την άκρη του δακτύλου με αυτοκόλλητο ιμάντα ακινητοποίησης. Τρεις αυτοκόλλητοι ιμάντες **velcro** στον καρπό, την παλάμη και το δάκτυλο. **Αμφιδέξιος**. Χρώμα: **Γκρι**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση φαλαγγικών καταγμάτων
- Ρήξη συνδέσμων-τενόντων δακτύλου
- Κακώσεις τενόντων
- Ρευματοειδής αρθρίτιδα
- Μετεγχειρητική χρήση

ΜΕΓΕΘΗ	MEDIUM	LARGE
Περίμετρος καρπού (cm)	13-17	17-21
Μήκος νάρθηκα (cm)	21	26



03-2-061 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ "CAMBRIDGE SPLINT"



Δυναμικός νάρθηκας για την αποκατάσταση της μόνιμης κάμψης της μεσοφαλαγγικής άρθρωσης **PIP**, επιτρέποντας ταυτόχρονα το ελεύθερο εύρος των κινήσεων της άρθρωσης **DIP**. Στήριξη στη μεσαία φάλαγγα μέσω επενδεδυμένου ιμάντα. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Μετεχειρητικά σε συρραφή τενόντων, καμπήρων δακτύλου
- Μετεχειρητικά σε εξαρθήματα φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων
- Συρραφή δακτυλικών νεύρων
- Ρευματοειδής αρθρίτιδα

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
Περίμετρος άρθρωσης PIP (cm)	6	7	8



03-2-098 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ "SINGLE ARMCHAIR"



Δυναμικός νάρθηκας για τις αρθρώσεις **PIP** και **DIP** με σπειροειδή σχεδιασμό στην μεσοφαλάγγια άρθρωση. Προσφέρει υποβοηθούμενη έκταση στις αρθρώσεις **PIP** και **DIP**, ενώ επιτρέπει παράλληλα την ελεγχόμενη κάμψη της **PIP** άρθρωσης. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Παραμορφώσεις λόγω ρευματοειδούς αρθρίτιδας
- Αποκατάσταση παραμόρφωσης "**Boutonniere Deformity**"

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος άρθρωσης PIP (cm)	5,5-6	6-6,5	6,5-7	7-7,5



03-2-099 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ "DOUBLE ARMCHAIR"



Δυναμικός διπλός νάρθηκας για τον δείκτη και τον μέσο ή για τον μέσο και τον παράμεσο. Διατηρεί τη μεσοφαλαγγική άρθρωση **PIP** σε έκταση, υποβοηθούμενη με έλασμα, επιτρέποντας ταυτόχρονα την ενεργή κάμψη. Σχεδιασμένος για την αποκατάσταση της μόνιμης κάμψης των αρθρώσεων **PIP** και **DIP**. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Δυσμορφία της μεσοφαλαγγικής άρθρωσης
- Αποκατάσταση παραμόρφωσης "**Boutonniere Deformity**"
- Παραμορφώσεις λόγω ρευματοειδούς αρθρίτιδας
- Κακώσεις μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων PIP και DIP

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος άρθρωσης PIP (cm)	5,5-6	6-6,5	6,5-7	7-7,5



03-2-104

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ "TRIPLE ARMCHAIR"



Δυναμικός τριπλός νάρθηκας έκτασης μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων (PIP), υποβοηθούμενη με έλασμα, επιτρέποντας ταυτόχρονα την ενεργή κάμψη. Σχεδιασμένος για την αποκατάσταση της κάμψης των αρθρώσεων PIP.
Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Μετεχειρτηκικά σε συρραφή τενόντων καμπτήρων δακτύλου
- Μετεχειρτηκικά σε εξάρθραμα φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων
- Συρραφή δακτυλικών νεύρων
- Ρευματοειδής αρθρίτιδα

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος άρθρωσης PIP (cm)	5,5-6	6-6,5	6,5-7	7-7,5



03-2-027

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "DYNAMIC SPLINT"



Εργονομικά σχεδιασμένος νάρθηκας από **πολυαμίδιο**. Εφαρμόζει στο αντιβράχιο και στο μετακάρπιο. Φέρει εσωτερική αφρώδη, υποαλλεργική επένδυση. Οι τρεις μάντες περίδεσης που διαθέτει ακινητοποιούν τον νάρθηκα από το αντιβράχιο έως τα μετακάρπια. Πέντε υποδοχές στήριξης των δακτύλων με δυνατότητα ρύθμισης σε θέσεις επιλογής. **Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό**.
Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Τραυματισμοί βραχιονίου πλέγματος
- Παράλυση μέσου νεύρου
- Κακώσεις τενόντων - διατομή - αποκατάσταση - κινησιοθεραπεία
- Δυνατότητα ενεργητικής κάμψης καρπού - δακτύλων και παθητικής ακινητοποίησής τους.

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
Περίμετρος παλάμης (cm)	15-18	18-20	20-23
Μήκος νάρθηκα (cm)	24	25	26




03-2-045 **ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΧΤΥΛΟΥ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ "DIP-PIP"**



Μεταλλικός νάρθηκας σχεδιασμένος να ακινητοποιεί το δάκτυλο και ταυτόχρονα να επιτρέπει την ενεργητική κάμψη. Φέρει τρία πλαστικά σημεία στήριξης. Ο νάρθηκας είναι κατάλληλος για τραυματισμούς και κακώσεις PIP και DIP αθρώσεων. **Αμφιδέξιο**. Χρώμα: **Μπλε / DIP, Πράσινο / PIP**

Ενδείξεις:

- Παραμόρφωση τύπου Λαιμού κύκνος "Swan Neck"
- Αποκατάσταση παραμόρφωσης "Boutonniere Deformity"
- Συνδεσμικές κακώσεις
- Ρευματοειδής αρθρίτιδα • Οστεοαρθρίτιδα
- Αποκατάσταση - Κίνησιοθεραπεία



ΜΕΓΕΘΗ μήκος (cm)	DIP(A)	DIP(B)	DIP(A)	X-DIP(B)
SMALL	2,5	3	3,1	3,6
LARGE	2,8	3,3	3,3	3,8

03-2-041 **ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΧΤΥΛΟΥ "MALLET FINGER"**



Πλαστικός νάρθηκας με αεροφόρους οδούς για τη διόρθωση της δυσπλασίας δακτύλου. Διατηρεί την μεσοφαλαγγική άρθρωση PIP σε ουδέτερη θέση και την τελευταία φαλαγγοφαλαγγική άρθρωση DIP σε έκταση. Χρώμα: **Λευκό**

Ενδείξεις:

- Αποθεραπεία "Mallet Finger"
- Κάταγμα πρώτης φάλαγγας
- Συρραφή τενόντων-συνδέσμων δακτύλου



ΜΕΓΕΘΗ	1	2	3	4	5	5,5	6
Περίμετρος άρθρωσης PIP (cm)	4,5-5	5-5,5	6-6,5	6,5-7	7-7,5	7,5-8	8-8,5

03-2-012 / 331 **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ**



331 BASEBALL SPLINT

Νάρθηκες δακτύλων από εύκαμπτο αλουμίνιο, με εσωτερική επένδυση από αφρώδες υλικό, για την ακινητοποίηση των μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων.

Ενδείξεις:

- Κακώσεις συνδέσμων-τενόντων δακτύλων
- Κάταγμα μεσοφαλαγγικής άρθρωσης δακτύλων

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
Μήκος νάρθηκα (cm)	3,8	5,7	6,7

03-2-012 / 333

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ



333 FINGER PROTECTOR

Νάρθηκες δακτύλων από εύκαμπτο αλουμίνιο, με εσωτερική επένδυση από αφρώδες υλικό, για την ακινητοποίηση των μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων.

Ενδείξεις:

- Κακώσεις συνδέσμων-τενόντων δακτύλων
- Κάταγμα μεσοφαλαγγικής άρθρωσης δακτύλων

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
Μήκος νάρθηκα (cm)	3,8	5,7	6,7

03-2-012 / 334

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ



334 FINGER COT

Νάρθηκες δακτύλων από εύκαμπτο αλουμίνιο, με εσωτερική επένδυση από αφρώδες υλικό, για την ακινητοποίηση των μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων.

Ενδείξεις:

- Κακώσεις συνδέσμων-τενόντων δακτύλων
- Κάταγμα μεσοφαλαγγικής άρθρωσης δακτύλων

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
Μήκος νάρθηκα (cm)	3,8	5,7	6,7

03-2-012 / 335

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ



335 FROG SPLINT

Νάρθηκες δακτύλων από εύκαμπτο αλουμίνιο, με εσωτερική επένδυση από αφρώδες υλικό, για την ακινητοποίηση των μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων.

Ενδείξεις:

- Κακώσεις συνδέσμων-τενόντων δακτύλων
- Κάταγμα μεσοφαλαγγικής άρθρωσης δακτύλων

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
Μήκος νάρθηκα (cm)	3,8	5,7	6,7



ΚΟΡΜΟΣ

02-1-001 ΖΑΚΕΤΑ ΚΥΦΩΣΕΩΣ



Κατασκευή από αεριζόμενο ελαστικό ύφασμα με εύκαμπτες μπανέλες για τη ραχιαία υποστήριξη. Τιράντες αυτοκόλλητες και διασταυρούμενες στο οπίσθιο τμήμα του κορμού. Οπίσθια εφαρμογή με **velcro**. Ωμίτες επενδεδυμένοι με **foam**. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

- Αρχικό στάδιο κύφωσης
- Σταδιακή βελτίωση ραχιαίας στάσης

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος θώρακος (cm)	80-90	90-100	100-110	110-120
Ύψος ζακέτας (cm)	35	39	44	49



02-1-005 ΓΙΛΕΚΟ ΚΥΦΩΣΕΩΣ



Κατασκευή από ενισχυμένο βαμβακερό σταθερό ύφασμα, δυο διασταυρούμενων τεμαχίων, που κλείνουν εμπρός με **velcro**. Στο οπίσθιο μέρος, το κάθε τεμάχιο έχει τρεις εύκαμπτες μπανέλες για τη ραχιαία υποστήριξη. Οι τιράντες ώμου είναι επενδεδυμένες με αφρώδες σατινέ ύφασμα. Ύψος πίσω 22 cm, εμπρός 9 cm. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

- Αρχικό στάδιο κύφωσης
- Σταδιακή βελτίωση ραχιαίας στάσης

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος θώρακος (cm)	80-90	90-100	100-110	110-120



04-1-016 ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗΣ



Στερνική ζώνη μετά από επέμβαση ανοιχτής καρδιάς. Το αυτοκόλλητο κλείσιμο με **velcro** επιτυγχάνει εύκολη και άνετη εφαρμογή. Διασφαλίζει την απόλυτη σταθεροποίηση και προστασία της θωρακοτομής. Φέρει εργονομικές λαβές έλξης. Η χρήση της στερνικής ζώνης συνιστάται για ένα μήνα τουλάχιστον μετά την επέμβαση. Χρώμα: **Λευκό**

Ενδείξεις:

Μετεγχειρητικά

- Επέμβαση ανοιχτής καρδιάς - θώρακος

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος θώρακος (cm)	80-135



04-1-004 **ΖΩΝΗ ΠΛΕΥΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ**



Κατασκευή από ενιαίο ελαστικό βαμβακερό και υποαλλεργικό ύφασμα. Σχεδιασμένη **en forme** κάτω από το στήθος για σωστή εφαρμογή. Αυτοκόλλητο κλείσιμο με **velcro**. Ύψος πίσω 20 cm, εμπρός 12 cm. Πλένεται. Χρώμα: **Λευκό**

Ενδείξεις

- Θλάσεις, κακώσεις πλευρών
- Κατάγματα πλευρών
- Μετεγχειρητική χρήση

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος στήρνου (cm)	80-90	90-100	100-110	110-120



04-1-005 **ΖΩΝΗ ΠΛΕΥΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ**



Κατασκευή από ενιαίο ελαστικό βαμβακερό και υποαλλεργικό ύφασμα. Αυτοκόλλητο κλείσιμο με **velcro**. Ύψος πίσω 20 cm, εμπρός 18 cm. Πλένεται. Χρώμα: **Λευκό**


Ενδείξεις

- Θλάσεις, κακώσεις πλευρών
- Κατάγματα πλευρών
- Μετεγχειρητική χρήση

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος στήρνου (cm)	80-90	90-100	100-110	110-120



04-2-002 **ΖΙΜΠΟ ΜΑΛΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ**



Φορητή ελαστική ζώνη, από μάλλινο ύφασμα, ύψους 26 cm. Υποαλλεργική και αντιφιδρωτική. Ανακουφίζει από τους μυϊκούς πόνους και προσφέρει σωστή θερμοκρασία στο σώμα. Πλένεται. Χρώμα: **Λευκό**

Ενδείξεις:

- Ρευματοειδής αρθρίτιδα
- Οσφυαλγία, ισχιαλγία με ελαφριά στήριξη της κοιλιακής και οσφυϊκής χώρας

ΜΕΓΕΘΗ	1	2	3	4	5
Περίμετρος μέσης (cm)	60-75	75-85	85-100	100-115	115-135



04-1-014 **ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΟΔΡΑΡΙΣΜΕΝΗ**



Ζώνη ελαστική με εσωτερική βαμβακερή και υποαλλεργική επένδυση. Αυτοκόλλητο κλείσιμο εμπρός με **velcro**. Φινίρισμα με ελαστικό ρέλι. Ύψος 25 cm. Πλένεται. Χρώμα: **Λευκό**

Ενδείξεις:

- Ιδανική για μετεγχειρητική αποκατάσταση σε επεμβάσεις στομάχου, νεφρών, ομφαλοκήλης



ΜΕΓΕΘΗ	75	80	85	90	95	100	105	110	115
Περίμετρος μέσης (cm)	75	80	85	90	95	100	105	110	115



• Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

04-1-001 **ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 24 cm**



Ζώνη μετεγχειρητική τριών ελαστικών λωρίδων των 8 cm. Σταθερή με ανατομική εφαρμογή στη μέση. Η επιπλέον ενίσχυση των ελαστικών λωρίδων επιτυγχάνει τη σωστή επαναφορά. Αυτοκόλλητο κλείσιμο εμπρός με **velcro**. Συνολικό ύψος 24 cm. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

- Ισχιαλγία, οσφυαλγία
- Στήριξη της κοιλιακής χώρας και της μέσης



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	80-88	88-95	95-103	103-111	111-120



• Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

04-1-002 **ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 20 cm**



Ζώνη μετεγχειρητική τεσσάρων ελαστικών λωρίδων των 5 cm. Σταθερή με ανατομική εφαρμογή στη μέση. Η επιπλέον ενίσχυση των ελαστικών λωρίδων επιτυγχάνει τη σωστή επαναφορά. Αυτοκόλλητο κλείσιμο εμπρός με **velcro**. Συνολικό ύψος 20 cm. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

- Ισχιαλγία, οσφυαλγία
- Στήριξη της κοιλιακής χώρας και της μέσης

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	80-88	88-95	95-103	103-111	111-120



• Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

04-1-070 **ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΕΛΑΦΡΑ 24 cm**



Ζώνη μετεχειρτητική τριών ελαστικών λωρίδων των 8 cm. Ανατομική εφαρμογή στη μέση. Αυτοκόλλητο κλείσιμο εμπρός με **velcro**. Συνολικό ύψος 24 cm. Αεριζόμενη. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις

- Ισχιαλγία, οσφυαλγία, στήριξη της κοιλιακής χώρας και της μέσης

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	80-88	88-95	95-103	103-111	111-120



* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

04-2-012 **ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΝΕΟΠΡΕΝΕ**



Κατασκευή από **neoprene** υψηλής ποιότητας, με υποαλλεργική αφρώδη επένδυση foam. Ύψος 25 cm. Χρώμα: **Μπλε**

Ενδείξεις:

- Επανάταξη στην άθληση μετά από κακώσεις στην οσφυϊκή μοίρα
- Ισχιαλγία, οσφυαλγία

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος μέσης (cm)	έως 115



04-1-007 **ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 24 cm "4 ΜΠΑΝΕΛΕΣ"**



Ζώνη οσφύος τριών ελαστικών λωρίδων των 8 cm. Σταθερή με ανατομική εφαρμογή στη μέση. Ενισχυμένη με τέσσερις μπανέλες στην οσφυϊκή χώρα. Αυτοκόλλητο κλείσιμο εμπρός με **velcro**. Συνολικό ύψος 24 cm. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
- Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
- Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
- Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	80-88	88-95	95-103	103-111	111-120



* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

04-1-068 ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 20 cm "4 ΜΠΑΝΕΛΕΣ"



Ζώνη οσφύος τεσσάρων ελαστικών λωρίδων των 5 cm. Σταθερή με ανατομική εφαρμογή στη μέση. Η επιπλέον ενίσχυση των ελαστικών λωρίδων επιτυγχάνει σωστή επαναφορά. Ενισχυμένη με τέσσερις μπανέλες στην οσφυϊκή χώρα. Αυτοκόλλητο κλείσιμο εμπρός με **velcro**. Συνολικό ύψος 20 cm. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
- Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
- Κήλη μεσοσπονδyliού δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
- Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	80-88	88-95	95-103	103-111	111-120

• Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας



04-1-017 ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ "CRISS-CROSS"



Κατασκευή από τρεις ελαστικές αεριζόμενες λωρίδες των 8 cm. Οπίσθια χιαστί ενίσχυση με δύο ελαστικούς ιμάντες (criss-cross). Τέσσερις εύκαμπτες μπανέλες στην οσφυϊκή χώρα και δύο πλάγιες **spiral**. Αυτοκόλλητο κλείσιμο εμπρός με **velcro**. Ύψος πίσω 24 cm και εμπρός 16 cm. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
- Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
- Κήλη μεσοσπονδyliού δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
- Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	80-88	88-95	95-103	103-111	111-120

• Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας



04-1-009 ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ LOBOSTATE 24 cm



Ζώνη οσφύος με ενιαίο ελαστικό, βαμβακερό και υποαλλεργικό ύφασμα, ύψους 24 cm. Οπίσθια χιαστί υποστήριξη με δύο ελαστικούς ιμάντες και τέσσερις μπανέλες στην οσφυϊκή χώρα. Ανατομικός σχεδιασμός. Φινίρισμα με ελαστικό ρέλι. Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο με **velcro**. Ύψος πίσω 24 cm, εμπρός 17 cm. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
- Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
- Κήλη μεσοσπονδyliού δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
- Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	80-88	88-95	95-103	103-111	111-120

• Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας



04-1-019

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΕΣΤΡΕΣ



Ισχυρή ζώνη οσφύος. Κατασκευή από ενιαίο υποαλλεργικό ελαστικό ύφασμα 24 cm. Τέσσερις ρυθμιζόμενες δέστρες αυτοκόλλητες πλευρικά. Τέσσερις μπανέλες στην οσφυϊκή μοίρα και δύο **spiral** πλάγια. Φινίρισμα με ελαστικό ρέλι. Αυτοκόλλητο κλείσιμο εμπρός με **velcro**. Ύψος πίσω 24 cm, εμπρός 16 cm. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
- Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
- Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
- Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια


ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	80-88	88-95	95-103	103-111	111-120

* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας



04-1-018

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ DESSEGE ΕΛΑΣΤΙΚΗ



Ισχυρή, ελαστική ζώνη οσφύος με διπλή υφασμάτινη σταθερή, βαμβακερή και υποαλλεργική ενίσχυση στην οσφυϊκή χώρα. Τέσσερις οπίσθιες μπανέλες και δύο πλευρικές **spiral**. Ύψος πίσω 24 cm, εμπρός 18 cm. Αυτοκόλλητο κλείσιμο εμπρός με **velcro**. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
- Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
- Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
- Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	80-88	88-95	95-103	103-111	111-120

* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας



04-2-056

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ 20 cm



Κατασκευή από αεριζόμενο, αντιφιδρωτικό και υποαλλεργικό υλικό. Οι τέσσερις παρασπονδύλιες και οι δύο πλευρικές μπανέλες περιορίζουν την κινητικότητα της οσφύος. Διαθέτει τέσσερις ελαστικές δέστρες αυτοκόλλητες με **velcro** για οπίσθια και πλευρική στήριξη. Ανατομικά σχεδιασμένη για σωστή εφαρμογή στην Ο.Μ.Σ.Σ.. Ύψος οπίσθια 20 cm, εμπρός 16 cm. Χρώμα: **Γκρι**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
- Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
- Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
- Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	70-95	90-110	105-125	120-135	130-145



04-2-083

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΕΣΤΡΕΣ



Κατασκευή από υψηλής ποιότητας αεριζόμενο, αντιφιδρωτικό και υποαλλεργικό υλικό. Διαθέτει τέσσερις ρυθμιζόμενους και αυτοκόλλητους ιμάντες για αύξηση της συμπίεσης και της σταθεροποίησης της οσφύος. Ύψος 23 cm.

Χρώμα: **Γκρι**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
- Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
- Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
- Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	56-71	69-84	81-96	94-109	107-122



04-2-006

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ 4 ΜΠΑΝΕΛΕΣ



Ζώνη οσφύος από υλικό "Welldry™", υψηλής ποιότητας. Αντιφιδρωτικό και αεριζόμενο. Οπίσθια και πλευρική στήριξη με τέσσερις ελαστικούς και αυτοκόλλητους ιμάντες. Οι τέσσερις παρασπονδύλιες μπανέλες σταθεροποιούν και περιορίζουν την κινητικότητα της οσφύος. Είναι ελαφρά και εύχρηστη. Ύψος 22 cm.

Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
- Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
- Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	56-71	69-84	81-96	94-109	107-122



04-2-054

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ ΔΕΣΤΡΕΣ LUMBOSTAD



Κατασκευή από αεριζόμενο υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής. Τέσσερις ελαστικοί ιμάντες αυτοκόλλητοι με **velcro** οπίσθιας και πλευρικής στήριξης. Οι τέσσερις οπίσθιες παρασπονδύλιες μπανέλες σταθεροποιούν και περιορίζουν την κινητικότητα της οσφύος. Η ζώνη είναι ανατομικά σχεδιασμένη για σωστή εφαρμογή στην ΟΜΣΣ. Περιορίζει αισθητά το μυϊκό άλγος. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
- Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
- Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
- Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια

ΜΕΓΕΘΗ	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	60-70	70-81	81-92	92-105	105-120	120-138



04-2-051 **ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ "ACTIVE"**



Κατασκευή από αεριζόμενο υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής. Τέσσερις ελαστικοί ιμάντες αυτοκόλλητοι με **velcro** οπίσθιας και πλευρικής στήριξης. Οι τέσσερις οπίσθιες παρασπονδύλιες μπανέλες σταθεροποιούν και περιορίζουν την κινητικότητα της οσφύος. Η ζώνη είναι ανατομικά σχεδιασμένη για σωστή εφαρμογή στην ΟΜΣΣ. Περιορίζει αισθητά το μυϊκό άλγος. Χρώμα: **Γκρι / μπλε**

Ενδείξεις

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
- Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
- Κήλη μεσοσπονδyliού δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
- Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125



04-2-053 **ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ "LUMBOMOVE"**



Κατασκευή από ελαστικό και υποαλλεργικό υλικό "**micromax**". Διαθέτει δύο ελαστικούς ιμάντες αυτοκόλλητους σε θέσεις επιλογής. Κατά την εφαρμογή επιτυγχάνεται σωστή οπίσθια και πλευρική στήριξη. Οι τέσσερις ημιεύκαμπτες μπανέλες σταθεροποιούν και περιορίζουν της κινητικότητα της ΟΜΣΣ. Ο ανατομικός σχεδιασμός καθιστά την ζώνη εύχρηστη. Χρώμα: **Μπλε**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
- Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
- Κήλη μεσοσπονδyliού δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.,
- Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125



04-2-052 **ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΝΕΟΠΡΕΝΕ "LUMBOSTAD"**



Κατασκευή από "**neoprene**" πάχους 3 mm. Ανατομικά σχεδιασμένη. Οπίσθια και πλευρική υποστήριξη με δύο αυτοκόλλητες ρυθμιζόμενες δέστρες. Οι τέσσερις παρασπονδύλιες εύκαμπτες μπανέλες ενισχύουν την σταθερότητα στην ΟΜΣΣ. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Επανάταξη στην άθληση
- Ισχιαλγία, οσφυαλγία
- Κακώσεις στην οσφυϊκή μοίρα



ΜΕΓΕΘΗ	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	60-70	70-80	80-90	90-105	105-117	117-130



04-2-021

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ ΠΙΕΣΤΡΟ & ΔΕΣΤΡΕΣ



Ιδανικό υποστήριγμα των μυών της μέσης και της σπονδυλικής στήλης στις καθημερινές δραστηριότητες και στην άθληση. Φέρει οσφυϊκό ανατομικό πίεστρο βελτίωσης της ΟΜΣΣ. Οι extra ρυθμιζόμενες πλευρικές δέστρες επιτυγχάνουν την προοδευτική συμπίεση των μυών. Ύψος 22,5 cm. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
- Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
- Κήλη μεσοσπονδyliού δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.



ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE
Περίμετρος μέσης (cm) έως 115



04-2-009

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ "OT-SIMPLE CORSET"



Κατασκευή από υλικό σταθερής υφής με ανοικτούς πόρους. Αντιφιδρωτικό και αεριζόμενο. Αυτοκόλλητη εμπρός με **velcro**. Στην οσφυϊκή μοίρα η ζώνη φέρει εσωτερικά δύο αυτοκόλλητα αφρώδη μαξιλάρια συμπίεσης. Διαθέτει ρυθμιζόμενο μηχανισμό ο οποίος σταθεροποιεί την οσφυϊκή μοίρα με βαθμιαία ενδοκοιλιακή πίεση. Ύψος νάρθηκα **28 cm**.

Ενδείξεις

Συντηρητική αποκατάσταση σε:

- Κάταγμα σώματος σπονδύλου 03-05 (συμπιεστικό-εκρηκτικό-σφηνοειδές)
- Απαρακτόπιστο κάταγμα ιερού οστού
- Τραυματική σπονδυλολίθση

Μετεγχειρητικά σε:

- Σπονδυλοδεσία 03-11 (πρόσθια-οπίσθια)
- Σπονδυλοδεσία με πεταλεκτομή-δισκεκτομή (μονοεπίπεδη-πολυεπίπεδη)

ΜΕΓΕΘΗ SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE XX-LARGE XXX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm) 75-83 83-91 91-99 99-107 107-115 120-138



04-2-044 **ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΟΣΦΥΟΣ "LSO"**



Κατασκευή από υλικό αεριζόμενο και υποαλλεργικό. Διαθέτει ειδικό μηχανισμό (δύο κορδόνια συμπίεσης), ο οποίος ρυθμίζει βαθμιαία τη συμπίεση στην οσφυϊκή χώρα, ανακουφίζοντας από το μυϊκό άλγος. Το οσφυϊκό πάνελ είναι προσθαιρούμενο και εναρμονίζεται με το σωματότυπο του ασθενή. Η ζώνη του νάρθηκα είναι αυτοκόλλητη και ρυθμιζόμενη σε μήκος. Όλα τα δομικά πλαστικά εξαρτήματα είναι σταθερά. Ιδανικό βοήθημα για ασθενείς που χρήζουν οσφυϊκή υποστήριξη. Ύψος νάρθηκα 17 cm εμπρός, 34 cm πίσω. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

Συντηρητική αποκατάσταση σε:

- Κάταγμα σώματος σπονδύλου O2-O5
- Απαραετόπιστο κάταγμα ιερού οστού
- Οστεοπορωτικά κατάγματα O2-O5

Μετεχειρτητική αποκατάσταση σε:

- Διασωματική σπονδυλοδεσία O2-I 1
- Σπονδυλοδεσία με πεταλεκτομή ή δισκεκτομή O2-O5
- Πολυεπίπεδη πεταλεκτομή και δισκεκτομή O2-I 1
- Αρθροπλαστική μεσοσπονδύλιου δίσκου O2-I 1



Κωδικός: 04-2-017. Extension Panel για περίμετρο μέσης έως 150cm.

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος μέσης (cm)	έως 130



04-2-010 **ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΟΣΦΥΟΣ "BW-LSO"**



Ο νάρθηκας αποτελείται από δύο προσθαιρούμενα εργονομικά πλαστικά τμήματα (πρόσθιο και οπίσθιο). Εσωτερικές αφρώδεις, υποαλλεργικές και μαλακές επενδύσεις. Στο οπίσθιο τμήμα διαθέτει άνοιγμα και μηχανισμό που ρυθμίζει βαθμιαία την αύξηση της συμπίεσης και σταθεροποιεί τη σπονδυλική στήλη. Επιδέχεται εφαρμογής αυτοκόλλητου συστήματος αεροθαλάμων για την αποφόρτιση της σπονδυλικής στήλης (Κωδικός 04-2-030). Ύψος νάρθηκα 33 cm.

Ενδείξεις:

Συντηρητική αποκατάσταση σε:

- Κάταγμα σώματος σπονδύλου O2-O5
- Απαραετόπιστο κάταγμα ιερού οστού
- Οστεοπορωτικά κατάγματα O2-O5

Μετεχειρτητική αποκατάσταση σε:

- Διασωματική σπονδυλοδεσία O1-I1
- Σπονδυλοδεσία με πεταλεκτομή ή δισκεκτομή O1-O5
- Πολυεπίπεδη πεταλεκτομή και δισκεκτομή O2-I1
- Αρθροπλαστική μεσοσπονδύλιου δίσκου O2-I1



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE	XXX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	72-95	95-105	99-110	107-117	117-128	125-145



04-2-011

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΟΣΦΥΟΣ "501 BRACE"



Κατασκευή από διαμορφώσιμο θερμοπλαστικό υλικό. Εσωτερική αυτοκόλλητη επένδυση **plastazote**. Αποτελείται από δύο εργονομικά τμήματα (πρόσθιο και οπίσθιο), με ανατομικό σχεδιασμό. Τα δύο τμήματα συνδέονται μεταξύ τους με έξι πλάγιους διπλούς ελαστικούς και ρυθμιζόμενους μίαντες σταθεροποίησης. Στο οπίσθιο μέρος φέρει οσφυϊκό άνοιγμα παρακολούθησης της πορείας του ασθενή μετά από χειρουργική επέμβαση. Δύο πλαινά ανοίγματα για καλύτερο αερισμό. Η αυτοκόλλητη ζώνη στην κοιλιακή χώρα είναι κατασκευασμένη από αφρώδες υλικό και επενδεδυμένη με ύφασμα ανοικτών πόρων, αντιεφιδρωτικό, αεριζόμενο και υποαλλεργικό. Ύψος νάρθηκα 33 cm.

Ενδείξεις

Συντηρητική αποκατάσταση σε:

- Κάταγμα σώματος σπονδύλου O2-O5 (συμπιεστικό-εκρηκτικό)
- Απαρακτόπιστο κάταγμα ιερού οστού

Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε:

- Σπονδυλοδεσία διασωματική (O2-O5)
- Σπονδυλοδεσία με δισκεκτομή (O2-O5)
- Σπονδυλοδεσία με πεταλεκτομή (O2-O5)
- Αρθροπλαστική μεσοσπονδυλίου δίσκου (O2-O5)



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	64-76	76-86	86-97	97-107
Περίμετρος λεκάνης (cm)	71-84	84-94	94-104	104-114

04-2-025

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΟΣΦΥΪΚΟΣ "T AIRBACK"



Ο οσφυϊκός κηδεμόνας αποτελείται από δύο τμήματα:

A. Ζώνη αεριζόμενη, υποαλλεργική και αυτοκόλλητη με **velcro**. Διαθέτει ειδικό μηχανισμό (ένα κορδόνι) αυξομείωσης της συμπίεσης και σταθεροποίησης της ΟΜΣΣ.

B. Οσφυϊκό πάνελ το οποίο είναι προσαφαιρούμενο, εργονομικά και ανατομικά σχεδιασμένο ώστε να εναρμονίζεται στον σωματότυπο του ασθενή.

Ο κηδεμόνας φέρει ενσωματωμένο αεροθάλαμο προσαφαιρούμενο και επενδεδυμένο με **PVC** υλικό. Φέρει **πουάβ** παροχής αέρα και βαλβίδα γρήγορης εκτόνωσης. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις

Συντηρητική αποκατάσταση σε:

- Κάταγμα σώματος σπονδύλου O2-O5
- Απαρακτόπιστο κάταγμα ιερού οστού
- Οστεοπορωτικά κατάγματα O2-O5

Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε:

- Διασωματική σπονδυλοδεσία O1-I1
- Σπονδυλοδεσία με πεταλεκτομή ή δισκεκτομή O1-O5
- Πολυεπίπεδη πεταλεκτομή και δισκεκτομή O2-I1
- Αρθροπλαστική μεσοσπονδυλίου δίσκου O2-I1



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE	XXX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	75-91	90-101	100-110	109-118	115-127	125-145

04-2-050

ΡΑΧΕΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ



Πάνελ με ρυθμιζόμενο ύψος



Ο νάρθηκας είναι ανατομικά σχεδιασμένος για την αποφόρτιση και σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης. Κατασκευά από ειδικό ύφασμα **ActivRubber II**, απαλό, αντιεφιδρωτικό, αεριζόμενο και φιλικό στο δέρμα. Οπίσθια χιαστί ενίσχυση στην οσφυϊκή μοίρα. Τέσσερις ρυθμιζόμενες δέστρες αυτοκόλλητες πλευρικά. Φέρει οσφυϊκό ανατομικό πίστρω, προσθαιρούμενο, για την βελτίωση της οσφυϊκής μοίρας της ΟΜΣΣ. Οι δύο διασταυρούμενοι υπομασχάλιοι ιμάντες, είναι αυτοκόλλητοι εμπρός με **velcro**, αυξάνοντας τη συμπίεση και τη σταθερότητα. Φέρει δυο υψηλές ραχιαίες διαμορφωμένες και ισχυρές μπανέλες, δύο στην οσφυϊκή μοίρα και δύο πλευρικές spiral. Η ζώνη του νάρθηκα είναι αυτοκόλλητη εμπρός. Το οπίσθιο ύψος του νάρθηκα ρυθμίζεται σε θέσεις επιλογής από 48 cm έως 62 cm. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις

- Ελαφρά οστεοπόρωση Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ5-02)
- Βελτίωση άρχουσας κύφωσης στην Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ5-02)
- Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ5-02)
- Μεμονωμένο κάταγμα εγκάρσιων-ακανθωδών αποφύσεων σπονδύλου Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ5-02)

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	72-78	80-88	88-96	96-104	104-112



04-2-028

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΟΡΜΟΥ "SPINE SUPPORT"



Διαθέτει παρασπονδύλια ελάσματα αλουμινίου, τα οποία θέτουν τη σπονδυλική στήλη σε ουδέτερη θέση. Ο νάρθηκας είναι επενδεδυμένος με ειδικό ύφασμα τριών στρωμάτων. Υποαλλεργικό και αεριζόμενο. Οι υπομασχάλιες τιράντες είναι αυτοκόλλητες και ρυθμίζονται σε θέσεις επιλογής. Φέρει αφρώδεις ωμίτες αποφόρτισης του αυχένος. Διαθέτει υψηλή ζώνη οσφύος, αυτοκόλλητη εμπρός. Επιτρέπει την καθιστή θέση. Χρώμα: **Γκρι**

Ενδείξεις:

Συντηρητική αποκατάσταση σε:

- Σφηνοειδές συμπίεστικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ6-02
- Διαχωριστικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ6-02
- Ανώτερο-κατώτερο σφηνοειδές κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ6-02
- Οστεοπορωτικά κατάγματα κορμού Θ6-02

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	75-93	90-105	105-120	120-135
Ύψος νάρθηκα (cm)	46	46	55	55



04-2-008

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΘΩΡΑΚΟΣΦΥΓΙΚΟΣ "OT-TAYLOR"



Αποτελείται από οπίσθιο θωρακοσφυϊκό εργονομικό και ανατομικά σχεδιασμένο τμήμα. Έχει εσωτερική αφρώδη, μαλακή και υποαλλεργική επένδυση. Αυτοκόλλητη ζώνη με μηχανισμό βαθμιαίας αύξησης της συμπίεσης και σταθεροποίησης του κορμού. Η ζώνη είναι αυτοκόλλητη και προσθαιρούμενη, αναλόγως της πορείας της υγείας του ασθενή. Ρυθμιζόμενες τράντες στήριξης της σπονδυλικής στήλης με ενσωματωμένα μαξιλαράκια ώμου. **Επιδέχεται εφαρμογής αυτοκόλλητου συστήματος αεροθαλάμων για την αποφόρτιση της σπονδυλικής στήλης (Κωδικός 04-2-031).** Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

Συντηρητική αποκατάσταση σε:

- Σφηνοειδές συμπίεστικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ6-02
- Διαχωριστικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ6-02
- Ανώτερο-κατώτερο σφηνοειδές κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ6-02
- Οστεοπορωτικά κατάγματα κορμού Θ6-02



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE	XXX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	75-91	90-101	100-110	109-118	115-127	125-145
Ύψος νάρθηκα (cm)	46	46	51	51	51	51

04-2-007

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΘΩΡΑΚΟΣΦΥΓΙΚΟΣ "OT-TLSO"



Αποτελείται από οπίσθιο θωρακοσφυϊκό εργονομικό και ανατομικά σχεδιασμένο τμήμα. Φέρει πρόσθιο στερνικό πίστρο ρυθμιζόμενου ύψους, για έκταση ή υπερέκταση του κορμού. Έχει εσωτερική αφρώδη, μαλακή και υποαλλεργική επένδυση. Αυτοκόλλητη ζώνη με μηχανισμό βαθμιαίας αύξησης της συμπίεσης και σταθεροποίησης του κορμού. Η ζώνη είναι αυτοκόλλητη και προσθαιρούμενη, αναλόγως της πορείας της υγείας του ασθενή. Ρυθμιζόμενες τράντες στήριξης της σπονδυλικής στήλης με ενσωματωμένα μαξιλαράκια ώμου. **Επιδέχεται εφαρμογής αυτοκόλλητου συστήματος αεροθαλάμων για την αποφόρτιση της σπονδυλικής στήλης (Κωδικός 04-2-031).** Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

Συντηρητική αποκατάσταση σε:

- Σφηνοειδές κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ3-01)
- Εκρηκτικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ3-01)
- Συμπίεστικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ3-01)

Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε:

- Πρόσθια/οπίσθια σπονδυλοδεσία σπονδυλικής στήλης
- Σπονδυλοδεσία με σπονδυλεκτομή Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. Θ4-Θ12
- Σπονδυλοδεσία με σπονδυλεκτομή Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. Θ11-03
- Διασωματική πρόσθια σπονδυλοδεσία Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. 01-11
- Πολυεπίπεδη διαθωρακική πεταλεκτομή Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. Θ4-Θ12



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE	XXX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	75-88	88-101	99-110	110-123	123-131	128-145
Ύψος νάρθηκα (cm)	46	46	50	50	50	50

04-2-023

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΡΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ "JEWETT"



Κατασκευή από ελαφρύ κράμα αλουμινίου. Ακιντοποιεί τη σπονδυλική στήλη σε έκταση λόγω της ασκούμενης και ελεγχόμενης πίεσης σε τρία σημεία. Επιτρέπει την καθιστή θέση ώστε ο ασθενής να είναι λειτουργικός. Βελτιώνει προοδευτικά την κύφωση. Επιτυγχάνει σωστή θέση του κορμού στη βάδιση. Εύκολη ρύθμιση του νάρθηκα σε ύψος και πλάτος. Αποτελείται από:

- Μεταλλικό κινητό στερνικό πίεστρο ρυθμιζόμενου εύρους
- Πυελική ρυθμιζόμενη και λειτουργική στεφάνη
- Οπίσθιο πίεστρο ράχης για τη σωστή εφαρμογή του νάρθηκα
- Πλευρικά μεταλλικά και πλαστικά κλείστρα ασφαλείας

Ενδείξεις:

Συντηρητική αποκατάσταση σε अपαρεκτόπισα κατάγματα:

- Συμπιεστικό σώματος σπονδύλου Θ10-02
- Διαχωριστικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ10-02
- Σφηνοειδές συμπιεστικό σώματος σπονδύλου Θ10-02
- Οστεοπορωτικά κατάγματα Θ10-02

Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε:

- Σπονδυλοδεσία Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
- Πεταλεκτομές - Δισκεκτομές Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος λεκάνης (cm)	75-95	100-115	110-120	120-135
Στέρνο -ήβη (cm)	38-46	41-48	46-51	48-56
Ύψος νάρθηκα (cm)	42	44	48	50



04-2-055

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΥΠΕΡΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΡΜΟΥ "JEWETT 2"



Κατασκευή από ελαφρύ κράμα αλουμινίου. Ακιντοποιεί τη σπονδυλική στήλη σε έκταση λόγω της ασκούμενης και ελεγχόμενης πίεσης σε τρία σημεία. Επιτρέπει την ημικαθιστή θέση ώστε ο ασθενής να είναι λειτουργικός. Βελτιώνει προοδευτικά την κύφωση. Επιτυγχάνει σωστή θέση του κορμού στη βάδιση. Εύκολη ρύθμιση του νάρθηκα σε ύψος και πλάτος. Χρώμα: **Γκρι/Μπλε** Αποτελείται από:

- Μεταλλικό κινητό στερνικό πίεστρο ρυθμιζόμενου εύρους
- Πυελική αυτορυθμιζόμενη και λειτουργική στεφάνη για την δυνατότητα ημικαθιστής θέσης
- Οπίσθιο πίεστρο ράχης αυτοκόλλητο με **velcro**, για την σωστή εφαρμογή του νάρθηκα
- Πλευρικά μεταλλικά και πλαστικά κλείστρα ασφαλείας

Ενδείξεις:

Συντηρητική αποκατάσταση σε अपαρεκτόπισα κατάγματα:

- Συμπιεστικό σώματος σπονδύλου Θ10-02
- Διαχωριστικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ10-02
- Σφηνοειδές συμπιεστικό σώματος σπονδύλου Θ10-02
- Οστεοπορωτικά κατάγματα Θ10-02

Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε:

- Σπονδυλοδεσία Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
- Πεταλεκτομές - Δισκεκτομές Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος λεκάνης (cm)	60-75	75-90	90-105	105-111
Κορμός (cm)	38-46	41-48	46-51	48-56



04-2-022


ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΟΡΜΟΥ ΟΣΤΕΟΠΩΡΩΣΗΣ "STRADA"



Κατασκευή σκελετού από κράμα αλουμινίου, με ανατομικό σχεδιασμό. Ο νάρθηκας είναι επενδεδυμένος εξωτερικά με υλικά προηγμένης τεχνολογίας. Η εσωτερική επένδυση είναι αντιεφιδρωτική και υποαλλεργική. Είναι διαμορφώσιμος, άνετος, λειτουργικός και ελαφρύς (βάρος 450-600 gr αναλόγως μεγέθους). Εφαρμόζεται εύκολα. Οι ρυθμιζόμενοι και αυτοκόλλητοι ισχυροί ιμάντες σταθεροποιούν προοδευτικά τον κορμό σε σωστή θέση, χωρίς να εμποδίζεται η κινητικότητα των άνω άκρων. Φέρει ζώνη στην κοιλιακή χώρα, αυτοκόλλητη και ρυθμιζόμενη. Διαθέτει αφρώδεις ρυθμιζόμενες υπομασάλλιες βάτες. Επιτρέπει την καθιστή και ημικαθιστή θέση. Χρώμα: **Γκρι**

Ενδείξεις

- Οστεοπόρωση - οστεοπορωτικά κατάγματα (μετεμνηνοπαυσιακά- γεροντικά 05-02)
- Πρόληψη κύφωσης
- Παραμόρφωση σπονδύλων
- Οξεία οσφυαλγία
- Σπονδυλολίσθηση
- Σπονδυλική αστάθεια
- Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου 05-02
- Εκφυλιστικές παθήσεις σπονδυλικής στήλης
- Οστεοχονδρίτιδα σπονδυλικής στήλης "Νόσος SCHEURMANN"
- Σταθερό κάταγμα 012



ΜΕΓΕΘΗ	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Ύψος 03 έως 15 (cm)	42-45	45-48	48-51	51-54	54-57	57-60
Ύψος νάρθηκα (cm)	46	49	51	54	56	59

04-2-018

ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "SACRO PLUS-PAD"



Το θωρακοοσφυϊκό σύστημα "Sacro Plus-Pad" διαθέτει μια οσφυϊκή ζώνη, οσφυϊκό πάνελ και ραχεοοσφυϊκό νάρθηκα. Η ζώνη είναι κατασκευασμένη από υλικό υποαλλεργικό και αεριζόμενο.

Διαθέτει ειδικό μηχανισμό (δύο κορδόνια συμπίεσης) ο οποίος ρυθμίζει βαθμιαία την πίεση στην οσφυϊκή χώρα, ανακουφίζοντας από τον άλγος. Το **πάνελ** είναι από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής. Διαθέτει κόκκινες ασφάλειες οι οποίες εάν απασφαλίστούν επιτρέπουν την αυξομείωση του ύψους ανάλογα με τον σωματότυπο του ασθενή. Είναι επενδεδυμένο εσωτερικά από αφρώδες υλικό για άνετη εφαρμογή.

Ο σκελετός του θωρακοοσφυϊκού νάρθηκα έχει ανατομικό σχεδιασμό. Η εσωτερική επένδυση είναι αντιφιδρωτική και υποαλλεργική ενώ η εξωτερική είναι από **foam**. Είναι εύκαμπτος και διαμορφωμένος. Οι ρυθμιζόμενοι ωμικοί μάντες σταθεροποιούν προοδευτικά τον κορμό σε σωστή θέση χωρίς να εμποδίζεται η κινητικότητα των άνω άκρων.

Η ζώνη μπορεί να συνδεθεί με το οσφυϊκό και το θωρακοοσφυϊκό τμήμα με αυτοκόλλητες ταινίες **velcro**.

Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

Συντηρητική αποκατάσταση σε:

- Σφηνοειδές κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ3-01)
- Εκρηκτικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ3-01)
- Συμπίεστικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ3-01)


Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε:

- Πρόσθια/οπίσθια σπονδυλοδεσία σπονδυλικής στήλης
- Σπονδυλοδεσία με σπονδυλεκτομή Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. Θ4-01
- Σπονδυλοδεσία με σπονδυλεκτομή Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. Θ11-03
- Διασωματική πρόσθια σπονδυλοδεσία Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. 01-11
- Πολυεπίπεδη διαθωρακική πεταλεκτομή Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. Θ4-01

Κωδικός: 04-2-017

Extension Panel για περίμετρο μέσης έως 155cm.

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
Περίμετρος μέσης(cm)	ONE SIZE έως 135		
Ύψος νάρθηκα (cm)	45	50	55



04-2-030

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ



04-2-031

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ

Κατασκευή από επενδεδυμένο PVC. Φέρει πουάρ παροχής αέρα και βαλβίδα γρήγορης εκτόνωσης.

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE



04-2-048

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΘΩΡΑΚΟΣΦΥΪΚΟΣ "T AIRBACK"



Ο θωρακοσφυϊκός κηδεμόνας αποτελείται από δύο επενδεδυμένα panels. Ένα πρόσθιο και ένα οπίσθιο. Στο οπίσθιο panel προσαρμόζεται ζώνη αυτοκόλλητη με **velcro**. Η ζώνη διαθέτει ειδικό μηχανισμό (ένα κορδόνι) αυξομείωσης της συμπίεσης και σταθεροποίησης της ΟΜΣΣ. Εσωτερικά, στο οπίσθιο θωρακοσφυϊκό panel προσαρμόζεται αεροθάλαμος από υλικό **PVC**. Διαθέτει πουάρ εισαγωγής αέρα και βαλβίδα γρήγορης εκτόνωσης. Τα δύο panels προσαρμόζονται στον σωματότυπο του ασθενή με την οσφυϊκή ζώνη και τις ρυθμιζόμενες ωμικές τιράντες.

Ενδείξεις:

Συντηρητική αποκατάσταση σε:

- Σφηνοειδές συμπίεστικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ6-02
- Διαχωριστικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ6-02
- Ανώτερο-κατώτερο σφηνοειδές κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ6-02
- Οστεοπορωτικά κατάγματα κορμού Θ6-02



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE	XXX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	75-91	90-101	100-110	109-118	115-127	125-145





ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ

04-2-026 ΠΥΕΛΙΚΗ ΖΩΝΗ "AMPC"



Η πυελική ζώνη "AMPC" είναι μια άριστη λύση για τη στήριξη της λεκάνης και των ιερολαγόνιων αρθρώσεων. Ανακουφίζει από το άλγος, επιτρέπει στον ασθενή να είναι λειτουργικός και επισπεύδει τη θεραπεία. Η τέλεια εφαρμογή της ζώνης επιτυγχάνεται λόγω του συνδυασμού των ελαστικών και σταθερών υφασμάτων "AirRubber II". Ανατομικός σχεδιασμός. Οι αυτοκόλλητες με **velcro** δέσμες είναι εύκολες στη χρήση. Ύψος 15 έως 18 cm αναλόγως μεγέθους. Χρώμα: **Γκρι**

Ενδείξεις:

- Ιερολαγόνια αρθρίτιδα
- Κακώσεις στην ιερολαγόνια άρθρωση
- Διάσταση ηβικής σύμφυσης (εγκυμοσύνη-γηριατρικοί ασθενείς)

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος λεκάνης (cm)	86-94	94,5-102	102,5-110	110,5-118	118,5-126



04-1-071 ΖΩΝΗ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ



Ελαστική ανατομική ζώνη, ύψους 20 cm, με πρόσθια ενσωματωμένη πελότα ομφαλού για σωστή συμπίεση στην πάσχουσα περιοχή. Υποαλλεργική επένδυση στην περιοχή της ομφαλοκήλης προς αποφυγή δερματικών ερεθισμών. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις

- Συντηρητική αποθεραπεία της ομφαλοκήλης

ΜΕΓΕΘΗ*	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	85	95	100	105	115



*Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

04-1-026 ΖΩΝΗ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ



Ελαστική ζώνη από βαμβακερό υποαλλεργικό ύφασμα, δυο τεμαχίων. Αυτοκόλλητη σε δυο σημεία. Φέρει οπή κολοστομίας από 7 έως 8 cm. Συνολικό ύψος 20 cm. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις

- Μετά από χειρουργική επέμβαση εντέρου και όπου απαιτείται κολοστομία

ΜΕΓΕΘΗ*	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	85	95	100	105	115



*Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

05-1-008 ΟΜΦΑΛΕΠΙΔΕΣΜΟΣ



Ειδικός ημιελαστικός επίδεσμος, με ενσωματωμένη εσωτερικά επενδεδυμένη πελότα. Πλάγιο αυτοκόλλητο κλείσιμο με **velcro**. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις

- Βοήθημα για την ομφαλοκήλη



ΜΕΓΕΘΗ*	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	80-85	85-95	95-105	105-115

*Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

05-1-001 ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΜΟΝΟΣ ΔΕΞΙΟΣ



Από ημιελαστική φάσα των 5 cm. Πρόσθιο τριγωνικό πλαίσιο με ενσωματωμένη σταθερή και ανατομική πελότα για την υποστήριξη της βουβωνοκήλης. Πλάγιο αυτοκόλλητο κλείσιμο με **velcro**. Φέρει υπομήριο με θέσεις εφαρμογής. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις

- Συντηρητική αποθεραπεία της βουβωνοκήλης



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	80-85	85-95	95-105	105-115

05-1-002 ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΜΟΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ



Από ημιελαστική φάσα των 5 cm. Πρόσθιο τριγωνικό πλαίσιο με ενσωματωμένη σταθερή και ανατομική πελότα για την υποστήριξη της βουβωνοκήλης. Πλάγιο αυτοκόλλητο κλείσιμο με **velcro**. Φέρει υπομήριο με θέσεις εφαρμογής. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις

- Συντηρητική αποθεραπεία της βουβωνοκήλης



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	80-85	85-95	95-105	105-115

05-1-003 ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΠΛΟΣ



Από ημιαστική φάσα των 5 cm. Πρόσθιο διπλό τριγωνικό πλαίσιο με δύο ενσωματωμένες σταθερές και ανατομικές πελότες για την υποστήριξη της βουβωνοκήλης. Οπίσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο με **velcro**. Φέρει δύο υπομήτρια με θέσεις εφαρμογής. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις

- Συντηρητική αποθεραπεία της βουβωνοκήλης



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	80-85	85-95	95-105	105-115



05-1-010 SLIP ΚΗΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ



Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα ισχυρής πίεσης. Φέρει δύο υπομήτρια σταθερά και ειδικές υποδοχές για τις πελότες της κήλης. Χρήση πάνω από το εσώρουχο. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται δύο ανατομικά σχεδιασμένες πελότες. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις

- Βουβωνοκήλη
- Κοιλιοκήλη
- Προεγχειρητική και μετεγχειρητική χρήση



ΜΕΓΕΘΗ	75	80	85	90	95	100	105	110	115
Περίμετρος μέσης (cm)	75	80	85	90	95	100	105	110	115

05-1-011 SLIP ΚΗΛΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ



Κατασκευή από επενδεδυμένη **lycra** με εσωτερικές ειδικές υποδοχές για τις πελότες της κήλης. Φέρει εμπρός οπή. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται δύο ανατομικά σχεδιασμένες πελότες. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις

- Μετεγχειρητική χρήση
- Συγκράτηση της βουβωνικής χώρας



ΜΕΓΕΘΗ	75	80	85	90	95	100	105	110	115
Περίμετρος μέσης (cm)	75	80	85	90	95	100	105	110	115

05-2-002 **SUSPENSOIR BAMBAKERO**



Βαμβακερό βοήθημα, υποαλλεργικό και αεριζόμενο. Φέρει ελαστική ζώνη και υπομήρια σωστής εφαρμογής και στήριξης. Χρώμα: **Λευκό**

Ενδείξεις

- Ιδανικό για αθλητικές δραστηριότητες
- Συγκρατεί και προστατεύει τη βουβωνική χώρα



ΜΕΓΕΘΗ	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-125

05-1-015 **ΛΑΣΤΕΞ ΚΙΛΟΤΑΚΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ**



Λαστέξ χωρίς πόδι, ισχυρής πίεσεως, από **lycra** σατινέ, με διπλή επένδυση. Ιδανικό για τη συγκράτηση της κοιλιάς και των γλουτών λόγω χαλάρωσης. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**



ΜΕΓΕΘΗ	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Περίμετρος λεκάνης (cm)	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120

*Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

05-1-016 **ΛΑΣΤΕΞ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ**



Λαστέξ από **lycra**, ισχυρής πίεσεως, με σταθερή σατινέ ενίσχυση στην κοιλιακή χώρα. Συγκρατεί και προλαμβάνει τη χαλάρωση. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**



ΜΕΓΕΘΗ	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Περίμετρος λεκάνης (cm)	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120

*Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

05-1-012 ΚΟΡΣΕΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ



Κορσές από **lycra** σατινέ, με σταθερή ενίσχυση στην κοιλιακή χώρα. Φερμουάρ στο πλάι για εύκολη εφαρμογή και άνοιγμα στην ήβη με κόπιτσες. Ιδανικός για μετεγχειρητικές καταστάσεις και καισαρικές τομές. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**



ΜΕΓΕΘΗ*	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Περίμετρος λεκάνης (cm)	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120

*Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

05-1-018 ΚΟΡΣΕΣ ΜΕΤΡΙΟ ΠΟΔΙ



Ελαφρύς κορσές από σατινέ **lycra** για τη συγκράτηση της κοιλιακής χώρας. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**



ΜΕΓΕΘΗ*	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Περίμετρος λεκάνης (cm)	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120

*Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

05-1-017 ΚΟΡΣΕΣ ΜΑΚΡΥ ΠΟΔΙ



Παντελοκορσές από σατινέ **lycra** με ενίσχυση στους γλουτούς και την κοιλιακή χώρα. Ιδανικός για τη σύσφιξη των γλουτών και την πρόληψη της χαλάρωσης στην κοιλιακή χώρα. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**



ΜΕΓΕΘΗ*	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Περίμετρος λεκάνης (cm)	88	92	96	100	104	108	112	116	120

*Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

05-1-013 ΠΑΝΤΕΛΟΝΟΚΟΡΣΕΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ



Κορσές με πόδι, από **lycra**, με extra ενίσχυση στους γλουτούς και την κοιλιακή χώρα. Φερμουάρ στο πλάι για εύκολη εφαρμογή. Ιδανικός για τη χαλάρωση και τη σύσφιξη των μυών. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**



ΜΕΓΕΘΗ*	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Περίμετρος λεκάνης (cm)	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120

*Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

05-1-020 ΠΑΝΤΕΛΟΝΟΚΟΡΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ



Ιδιαίτερα ενισχυμένος κορσές από **lycra** σατινέ με διπλή επένδυση σε μηρό, γλουτούς και κοιλιακή χώρα. Ιδανικός για πτώση σπλάχνων και συγκράτηση της κοιλιακής χώρας. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**



ΜΕΓΕΘΗ*	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Περίμετρος λεκάνης (cm)	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120

*Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

05-1-047 ΠΑΝΤΕΛΟΝΟΚΟΡΣΕΣ ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



Παντελονοκορσές από **lycra** διπλής συμπίεσης. Φερμουάρ στο πλάι και ανοιχτός στην ήβη. Μήκος του κορσέ έως το γόνατο. Κατάλληλος, μετεχειρτητικά ή μετά από επέμβαση λιποαναρρόφησης. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

05-1-019 ΛΑΣΤΕΞ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ




Λαστέξ από **lycra** με ελαστικό φιλέ στην κοιλιακή χώρα. Η εσωτερική ελαστική φάσα των 6cm, συγκρατεί το υπογάστριο και τη μέση. Βοηθά την έγκυο στις δραστηριότητές της. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**



ΜΕΓΕΘΗ	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Περίμετρος λεκάνης (cm)	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130

*Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

04-1-074 ΖΩΝΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΜΒC



Ελαστική από βαμβακερό, υποαλλεργικό ύφασμα. Ανατομικός σχεδιασμός. Φέρει δυο πλαστικές οπίσθιες μπανέλες. Αυτοκόλλητο κλείσιμο εμπρός με **velcro**. Ύψος 20cm πίσω και 12cm εμπρός. Πλένεται. Χρώμα: **Λευκό**

Ενδείξεις

- Συγκράτηση του υπογαστρού κατά την κύηση

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος λεκάνης στο ύψος του υπογαστρού (cm)	80-90	90-100	100-110	110-120





ΙΣΧΙΟ & ΓΟΝΑΤΟ

06-2-088

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΙΣΧΙΟΥ "VIPER"



Κατασκευή από αφρώδες υλικό **AirDistance**, αντιφιδρωτικό, υποαλλεργικό και αντιμικροβιακό. Εξωτερική επένδυση **polyamide**. Η οσφυϊκή ζώνη μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μέγεθος, σε σημεία που υποδεικνύονται με ειδική σήμανση. Διαθέτει οσφυομηρική μεταλλική μπάρα με ενσωματωμένο πολυκεντρικό μηχανισμό. Ακινητοποιεί ή ελέγχει την κίνηση της άρθρωσης του ισχίου. Ο πολυκεντρικός μηχανισμός κάμψης - έκτασης - υπερέκτασης ρυθμίζεται σε θέσεις επιλογής:

α) Κάμψη: από 0° έως 120°, ανά διαστήματα 15°

β) Έκταση: από 0° έως 90°, ανά διαστήματα 15°

γ) Υπερέκταση: από 30° έως 0°, ανά διαστήματα 15°

Ο νάρθηκας διαθέτει δύο οσφυϊκές και δύο μηριαίες δέσμες εφαρμογής και ακινητοποίησης. Η μεταλλική μπάρα ρυθμίζεται καθ' ύψος. Εξασφαλίζει τη σωστή θέση της λεκάνης όταν ο ασθενής είναι σε όρθια θέση.

Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Ενδείξεις:

- Συντηρητική θεραπευτική αποκατάσταση σε νευρολογικές βλάβες που επηρεάζουν την άρθρωση του ισχίου
- Επανάταξη στη βάδιση

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος μέσης (cm)	75-125
Περίμετρος μηρού (cm)	έως 60



06-2-125

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΙΣΧΙΟΥ "ABD"



Ο σύνθετος νάρθηκας αποτελείται από δύο τμήματα εφαρμογής, της οσφύος και του μηρού με πολυκεντρική άρθρωση στο ισχίο.

A. Τμήμα οσφύος

Ενισχυμένο πολυμερές υλικό, ανατομικά και συμμετρικά σχεδιασμένο.

Εσωτερική μαλακή αφρώδης επένδυση. Ιμάντας περιδέσεως στο πρόσθιο τμήμα για σωστή εφαρμογή.

B. Τμήμα μηρού

Ειδικά διαμορφωμένο πολυμερές υλικό για σωστή εφαρμογή στον μηρό.

Εσωτερική μαλακή αφρώδης επένδυση, προσθαφαιρούμενη. Δύο ιμάντες περιδέσεως στο πρόσθιο τμήμα σωστής εφαρμογής.

Γ. Πολυκεντρικός μηχανισμός

Μπορεί να προσαρμοστεί στα δύο τμήματα (αμφίπλευρα) ανάλογα της πλευράς της πάθησης. Το εύρος κίνησης κάμψης-έκτασης ρυθμίζεται με κλειδί allen ανά διάστημα 20° και το εύρος κίνησης απαγωγής-προσαγωγής ανά διάστημα 16°. Το ύψος και το εύρος του νάρθηκα είναι ρυθμιζόμενα (με την βοήθεια κατασαβιδιού). **Αμφιδέξιος.**

Ενδείξεις:

Συντηρητικά σε:

- Κάταγμα άρθρωσης ισχίου
- Εξάρθρημα ισχίου μη χειρουργήσιμο

Μετεχειρητικά σε:

- Ολική αρθροπλαστική ισχίου
- Εξάρθρημα σε ημιολική αρθροπλαστική ισχίου

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος μέσης (cm)	έως 120
Περίμετρος μηρού (cm)	έως 70



06-2-085 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΙΣΧΙΟΥ "HIP UNI"


Ο κηδεμόνας είναι συνδυαστική κατασκευή τριών τμημάτων: Οσφυϊκό, μηριαίο και πολυκεντρικό μηχανισμό.

α) Τμήμα Οσφύος

Η ζώνη είναι κατασκευασμένη από αφρώδες υλικό. Αντιφιδρωτική. Αυτοκόλλητη εμπρός με **velcro**. Φέρει εσωτερικά δύο αφρώδη μαξιλάρια συμπίεσης. Διαθέτει ειδικό μηχανισμό (κορδόνια συμπίεσης) ο οποίος σταθεροποιεί την οσφυϊκή μοίρα ελεγχόμενα.

β) Τμήμα Μηρού

Κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό. Αντιφιδρωτικό. Διαθέτει τηλεσκοπικό μηχανισμό για την σωστή εφαρμογή του στον μηρό σε θέσεις επιλογής.

γ) Πολυκεντρικός μηχανισμός

Ο πολυκεντρικός μηχανισμός μπορεί να εφαρμοστεί αμφίπλευρα ανάλογα με την πλευρά της πάθησης. Συνδέεται και με το οσφυϊκό και με το μηριαίο τμήμα. Το εύρος κάμψης έκτασης ρυθμίζεται με κλειδί allen σε θέσεις επιλογής.

• Κάμψη: 0° έως 120° (0° - 20° - 40° - 60° - 80° - 100° - 120°)

• Έκταση: 0° έως 120° (0° - 20° - 40° - 60° - 80° - 100° - 120°)

Όσον αφορά το εύρος κίνησης απαγωγής - προσαγωγής ισχίου ρυθμίζεται με κλειδί allen σε διπλή άρθρωση. Οι θέσεις επιλογής είναι ανά διαστήματα 20°.

Αμφιδέξιος. Χρώμα: Γκρι - Μπλε

Ενδείξεις:
Συντηρητικά σε:

- Κάταγμα άρθρωσης ισχίου
- Εξάρθρημα ισχίου μη χειρουργήσιμο

Μετεγχειρητικά σε:

- Ολική αρθροπλαστική ισχίου
- Εξάρθρημα σε ημιολική αρθροπλαστική ισχίου



ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

Περίμετρος μέσης (cm) 82-172


08-2-020 ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΑΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΙΩΝ


Το μαξιλάρι επιτυγχάνει πλήρη ακινητοποίηση των ισχίων. Οι δύο μαλακοί και αυτοκόλλητοι ιμάντες περιίδεσης, σταθεροποιούν απόλυτα το προϊόν, μεταξύ των γονάτων και των κάτω άκρων. Η εξωτερική επένδυση είναι αδιάβροχη και αεριζόμενη, από **PU**, υψηλής ποιότητας. Φέρει φερμουάρ.

Υλικό: Σφαιρίδια **πολυουρεθάνης**. Μέγεθος (cm): 54 x 39 x 10. Χρώμα: **Μπλε**

Ενδείξεις:

- Πρόληψη εξαρθήματος ισχίου

06-2-105

ΟΣΦΥΟΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ "COMPLEX KAFO"

Ζώνη ισχίου

Εργονομικό drop lock.
Μηχανισμός με
ρυθμιζόμενη άρθρωση

Ρύθμιση
ύψους του μηρού

Πολυκεντρική
άρθρωση με μοίρες

Ρύθμιση ύψους
της κνήμης

Δυναμικός νάρθηκας AFO
έσω υποδήματος Carbon-Kevlar



Ο κηδεμόνας είναι συνδυαστική κατασκευή τεσσάρων τμημάτων: οσφυϊκό, μηριαίο, κνημιαίο και κνημοποδικό έσω υποδήματος "Drop Foot". Όλα τα τμήματα συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικές λάμες, υψηλής ποιότητας και αντοχής.

α) Τμήμα Οσφύος

Η ζώνη είναι κατασκευασμένη από ύφασμα **Active Space II**, το οποίο είναι συνδυασμός πολουρεθάνης με εξωτερική επένδυση **Polyamide** και εσωτερική Terry. Το ύφασμα είναι σταθερό, υποαλλεργικό, αντιφιδρωτικό και αεριζόμενο. Οι δύο αυτοκόλλητοι ιμάντες ρυθμίζουν το εύρος στήριξης στην κοιλιακή χώρα και επιτυγχάνουν την σταθερότητα του κηδεμόνα.

β) Τμήμα Μηρού

Κατασκευή από ύφασμα **Active Space II**. Οι τρεις αυτοκόλλητοι αφρώδεις και μη ελαστικοί ιμάντες περιδέσης, σταθεροποιούν τον κηδεμόνα σε σωστή θέση. Η άρθρωση του ισχίου έχει πολυκεντρικό μηχανισμό **ROM** ρύθμισης της κάμψης και της έκτασης σε θέσεις επιλογής ανά 15°:

- Κάμψη: 0° έως 120°
- Έκταση: 0° έως 90°
- Υπερέκταση: 0° έως 30°

γ) Τμήμα Κνήμης

Κατασκευή από **Active Space II** ύφασμα. Οι τρεις αυτοκόλλητοι ιμάντες σταθεροποιούν τον κηδεμόνα και επιτυγχάνουν σωστή εφαρμογή. Μεταξύ του μηριαίου και κνημιαίου τμήματος, υπάρχουν δύο πολυκεντρικοί μηχανισμοί ρύθμισης της κάμψης-έκτασης του γόνατος (αμφίπλευρα) ανά 20°.

- Κάμψη: 0° έως 110°
- Έκταση: 0° έως 130°

Στην περιοχή του γόνατος υπάρχουν επίσης δύο αφρώδη μαξιλάρια προστασίας των κονδύλων.

δ) Τμήμα Έσω Υποδήματος


Φέρει ενσωματωμένο νάρθηκα έσω υποδήματος, από ανθρακονήματα, ο οποίος στηρίζει σε ουδέτερη θέση τον άκρο πόδα σε περίπτωση χαλαρής πτώσης "drop foot". Προτείνεται η εφαρμογή του σε ασθενείς βάρους έως 80 κιλά.

Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό. Χρώμα: Μαύρο

Ενδείξεις:

Συντηρητικά σε:

- Σοβαρή αστάθεια ισχίου - γόνατος
- Μετεχειρτητική αποκατάσταση της άρθρωσης του γόνατος
- Μυϊκές συσπάσεις ισχίου - γόνατος - ποδοκνημικής
- Επανεένταξη στην βάδιση μετά από νευρολογική πάθηση
- Πολυομυελίτιδα - ισχιαλγία



Καλύπτει
περίμετρο
μέσης από 75 cm
έως 125 cm

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος μηρού (cm) Α		Από 44 έως 75		
Περίμετρος κνήμης (cm) Β		Από 34 έως 55		
Μήκος μηριαίου τμήματος (cm) Γ	21,5	25,5	28,5	28,5
Μήκος κνημιαίου τμήματος έως πέλμα (cm) Δ	42-47	42-52	42-55	50-61
Μήκος πέλματος (cm)	22	24	26	28



06-2-086

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΙΣΧΙΟΥ-ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ "DEROTATION"

Ο σταθεροποιητικός νάρθηκας "**DEROTATION**" θέτει το κάτω άκρο σε ουδέτερη θέση, αποτρέποντας την περιστροφή του ισχίου (έσω-έξω στροφή). Είναι κατασκευασμένος από εξαιρετικής ποιότητας αμβρολισμένο αλουμίνιο ειδικής επεξεργασίας. Ισχυρό και άκαμπτο. Έχει εσωτερική αφρώδη αντιβακτηριδιακή επένδυση. Οι δύο ρυθμιζόμενες αυτοκόλλητες κνημιαίες δέστρες ακινητοποιούν τον άκρο πόδα. Στη βάση του πελματιαίου τμήματος ο νάρθηκας φέρει τριγωνικό σταθεροποιητικό σύστημα με μηχανισμό ημιπεριστροφής, σε πέντε θέσεις: από 15° έξω στροφής έως 15° έσω στροφής ισχίου (με διαβάθμιση ανά 5°). Ο νάρθηκας επιτρέπει ταυτόχρονα τον έλεγχο του εύρους κίνησης της ποδοκνημικής από πελματιαία σε ραχιαία κάμψη, σε πέντε θέσεις. Εύκολος στη χρήση και την εφαρμογή. **Αμφιδέξιος.**

Ενδείξεις:

Συντηρητικά σε:

- Σπαστική-χαλαρή πτώση άκρου ποδός
- Τενοντίτιδα αχιλλείου
- Πελματιαία απονευρωσίτιδα - προεγχειρητικά
- Έλεγχος έσω - έξω στροφής ισχίου

Μετεγχειρητικά σε:

- Εξάρθρωμα σε ολική αρθροπλαστική ισχίου
- Εξάρθρωμα σε ημιολική αρθροπλαστική ισχίου
- Ρήξη αχιλλείου τένοντα

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE



06-2-144

ΥΠΟΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΙΚΗ ΔΕΣΤΡΑ ΝΕΟΠΡΕΝΕ ΜΕ ΡΑD ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



Κατασκευή από **neoprene**. Αυτοκόλλητο κλείσιμο με **velcro**. Εσωτερικό προσταφαιρούμενο επίθεμα σιλικόνης. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Μπλε**

Ενδείξεις:

- Ιδανική για επανένταξη στην άθληση
- Συντηρητική αποθεραπεία σε τενοντίτιδα επιγονατιδικού συνδέσμου "**JUMPER'S KNEE**"
- Οστεοχονδρίτιδα κνημιαίου κυρτώματος "**OSGOOD-SCHLATTER**"

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

Περίμετρος γόνατος (cm) έως 44



06-2-062

ΥΠΟΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΙΚΟ STRAP ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ



Υποεπιγονατιδικό strap με εσωτερικό επίθεμα σιλικόνης, ανατομικά σχεδιασμένο. Αυτοκόλλητο κλείσιμο με **velcro**. Αποφορτίζει και προστατεύει τον επιγονατιδικό τένοντα. **Αμφιδέξιο**. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Ιδανικό για επανένταξη στην άθληση
- Συντηρητική αποθεραπεία σε τενοντίτιδα επιγονατιδικού συνδέσμου "**JUMPER'S KNEE**"
- Οστεοχονδρίτιδα κνημιαίου κυρτώματος "**OSGOOD-SCHLATTER**"

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

Περίμετρος γόνατος (cm) έως 44



06-2-128

ΕΠΙΜΗΡΙΟ ΝΕΟΠΡΕΝΕ



Επίδεση μηρού από υλικό **neoprene** άριστης ποιότητας και αντοχής. Αυτοκόλλητο σε σημεία επιλογής. Φέρει δύο **velcro** δέστρες σταθεροποίησης. Άνετο και εύκολο στην εφαρμογή. Συμπιέζει ομοιόμορφα τους ιστούς και τα μαλακά μόρια. Ιδανικό για αθλητική δραστηριότητα. Ύψος: 21 cm. **Αμφιδέξιο**. Χρώμα: **Μπλε**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις-θλάσεις μυών μηρού
- Ελεγχόμενη πίεση των μυών του μηρού προς αποφυγή τραυματισμών

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

Περίμετρος μηρού (cm) έως 62



06-2-005 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΑΛΛΙΝΗ



Ελαστική, αντιφιδρωτική και ισοθερμική επιγονατίδα. Ανακουφίζει από τους μυϊκούς πόνους και προσφέρει σωστή θερμοκρασία στο γόνατο. Πλένεται. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Λευκή**

Ενδείξεις:

- Ιδανική για ρευματισμούς, αρθρίτιδα

ΜΕΓΕΘΗ	1	2	3	4	5
Περίμετρος γόνατος (cm)	28-32	32-36	36-40	40-44	44-50



06-2-186 ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ ΝΕΟΠΡΕΝΕ



Περίδεση επιγονατίδος με επενδεδυμένο **neoprene**. Επιτυγχάνει ομοιόμορφη συμπίεση και διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία. Εύκολη και άνετη εφαρμογή. Κλειστή. Αυτοκόλλητη σε σημεία επιλογής. Αντικαθιστά άριστα όλες τις απλές επιδέσεις. Πλένεται. Ύψος: 26 cm. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Μπλε**

Ενδείξεις:

- Ιδανική για επανένταξη στην άθληση μετά από τενοντίτιδα επιγονατιδικού συνδέσμου "**JUMPER'S KNEE**"
- Χονδροπάθεια επιγονατίδος

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος γόνατος (cm)	έως 46



06-2-131 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΟΠΗ & ΠΕΛΟΤΑ ΝΕΟΠΡΕΝΕ



Βοήθημα από **neoprene** 4mm, με εσωτερική απορροφητική και υποαλλεργική επένδυση. Ισοθερμική. Υψηλής ποιότητας και αντοχής. Φέρει οπή. Εσωτερικά διαθέτει πεταλοειδές ανατομικό και αυτοκόλλητο μαξιλάρι σταθεροποίησης της επιγονατίδος σε θέσεις επιλογής. Ιδανική και για αθλητικές δραστηριότητες. Πλένεται. Ύψος: 32 cm. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Μπλε**

Ενδείξεις:

- Ιδανική για επανένταξη στην άθληση
- Χονδροπάθεια επιγονατίδος
- Συντηρητική αποθεραπεία σε τενοντίτιδα επιγονατιδικού συνδέσμου "**JUMPER'S KNEE**"

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος γόνατος (cm)	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50



06-2-187

ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ ΝΕΟΠΡΕΝΕ ΜΕ ΟΠΗ



Κατασκευασμένη από επενδεδυμένο **neoprene**. Αυτοκόλλητη σε σημεία επιλογής για βαθμιαία συμπίεση των μαλακών μορίων και των ιστών. Διαθέτει μαξιλάρι σταθεροποίησης της επιγονατίδας. Αντικαθιστά άριστα όλες τις απλές επιδέσεις. Ύψος: 26 cm. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Μπλε**

Ενδείξεις:

- Ήπια οστεοαρθρίτιδα
- Ιδανικό για επανένταξη στην άθληση μετά από τενοντίτιδα επιγονατιδικού συνδέσμου **"JUMPER'S KNEE"**
- Χονδροπάθεια επιγονατίδος

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

Περίμετρος γόνατος (cm) έως 44



06-2-173

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ



Κατασκευή από επενδεδυμένο ελαστικό ύφασμα. Αντιεφιδρωτική. Ανακουφίζει από τον πόνο, λόγω φλεγμονής και οιδήματος. Επιτυγχάνει βαθμιαία συμπίεση των μαλακών μορίων και των ιστών. Πλένεται. Ύψος: 26 cm. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Μπεζ**.

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οστεοαρθρίτιδα γόνατος
- Χονδροπάθεια επιγονατίδος

ΜΕΓΕΘΗ MEDIUM LARGE X-LARGE

Περίμετρος γόνατος (cm) 35-40 40-45 45-49



06-2-175

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΟΠΗ ΚΑΙ ΜΠΑΝΕΛΣ



Επιγονατίδα από επενδεδυμένο ελαστικό ύφασμα. Αντιεφιδρωτική. Τέσσερις **σπιράλ**, εύκαμπτες πλάγιες μπανέλες σταθεροποίησης της άρθρωσης του γόνατος. Πρόσθια οπή στην περιοχή της επιγονατίδας. Επιτυγχάνει βαθμιαία συμπίεση των μαλακών μορίων και των ιστών. Πλένεται. Ύψος: 26 cm. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Μπεζ**.

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οστεοαρθρίτιδα γόνατος
- Χονδροπάθεια επιγονατίδος
- Ρευματοειδής αρθρίτιδα

ΜΕΓΕΘΗ MEDIUM LARGE X-LARGE

Περίμετρος γόνατος (cm) 35-40 40-45 45-49



06-2-178 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ "ACTIVE"



Κατασκευή από ελαστικό πλεκτό ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής. Αντιεφιδρωτική. Συμπιέζει ομοιόμορφα τους ιστούς και τα μαλακά μέρια. Εύκολη και άνετη στην εφαρμογή. Πλένεται. Ύψος: 30 cm. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Μαύρο/Γκρι**.

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οστεοαρθρίτιδα γόνατος
- Ρευματοειδής αρθρίτιδα
- Χονδροπάθεια επιγονατίδος
- Συντηρητική αποκατάσταση σε ελαφρές κακώσεις-θλάσεις πλαγίων συνδέσμων γόνατος

ΜΕΓΕΘΗ	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος γόνατος (cm)	35-40	40-45	45-49	49-54



06-2-179 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ GEL ΚΑΙ ΜΠΑΝΕΛΕΣ "ACTIVE"



Κατασκευή από ελαστικό πλεκτό ύφασμα ισχυρής πυκνότητας και αντοχής. Αντιεφιδρωτική. Δύο **σπινάλ**, εύκαμπτες πλάγιες μπανέλες σταθεροποίησης της άρθρωσης του γόνατος. Ενσωματωμένο μαξιλάρι από υλικό **gel** για την ανακούφιση από τον πόνο και την απορρόφηση του οιδήματος. Συμπιέζει ομοιόμορφα τους ιστούς και τα μαλακά μέρια. Πλένεται. Ύψος: 30 cm. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Μαύρο/Γκρι**.

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οστεοαρθρίτιδα γόνατος
- Ρευματοειδής αρθρίτιδα
- Χονδροπάθεια επιγονατίδος
- Σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου άλγους
- Συντηρητική αποκατάσταση σε ελαφρές κακώσεις-θλάσεις πλαγίων συνδέσμων γόνατος

ΜΕΓΕΘΗ	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος γόνατος (cm)	35-40	40-45	45-49	49-54



06-2-076 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ



Από ελαστικό ύφασμα διπλής περιέλιξης. Αντιεφιδρωτικό και αεριζόμενο. Χωρίς ραφή. Δύο πλάγιες **spiral** εύκαμπτες μπανέλες σταθεροποίησης των συνδέσμων. Ενσωματωμένο μαξιλάρι σιλικόνης για την απορρόφηση των οιδημάτων. Ύψος: 28 cm. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οστεοαρθρίτιδα γόνατος
- Χονδροπάθεια επιγονατίδος
- Σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου άλγους
- Συντηρητική αποκατάσταση σε ελαφρές κακώσεις-θλάσεις πλαγίων συνδέσμων γόνατος

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος γόνατος (cm)	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50



06-2-057

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΚΑΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗ



Επιγονατίδα ελαστική, διπλής περιέλιξης και υψηλής ποιότητας. Αντιεφιδρωτική και αεριζόμενη. Τέσσερις **spiral** εύκαμπτες πλάγιες μπανέλες σταθεροποίησης της επιγονατίδος. Ενσωματωμένο μαξιλάρι σιλικόνης για την ανακούφιση του πόνου και την απορρόφηση του οιδήματος. Συμπίεζει ομοιόμορφα τους ιστούς και τα μαλακά μέρη. Ύψος: 26 cm. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Γκρι/Μπλε**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οστεοαρθρίτιδα γόνατος
- Ρευματοειδής αρθρίτιδα
- Χονδροπάθεια επιγονατίδος
- Σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου άλγους
- Συντηρητική αποκατάσταση σε ελαφρές κακώσεις-θλάσεις πλαγίων συνδέσμων γόνατος

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος γόνατος (cm)	33-36	36-38	38-41	41-46



06-2-090

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΧΟΝΔΡΟΠΑΘΕΙΑΣ



Κατασκευή από μαλακό αφρώδες υλικό **foam**, αεριζόμενο, αντιεφιδρωτικό και υποαλλεργικό. Δύο ρυθμιζόμενες αυτοκόλλητες δέστρες για σωστή επίδεση σύμφωνα με τις ανάγκες του ασθενή. Σταθεροποιεί πλευρικά (έσω-έξω) και περιορίζει την αστάθεια της επιγονατίδος. Ρυθμίζει την πίεση κάτω από την επιγονατίδα για μείωση του άλγους. Ιδιαίτερα εύκολη εφαρμογή. Ύψος: 18 cm. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Γκρι/Μπλε**

Ενδείξεις:

- Χονδροπάθεια επιγονατίδος
- Υπεξάρθρημα επιγονατίδος
- Αστάθεια επιγονατίδος
- Μετεγχειρητική χρήση σε εξάρθρημα επιγονατίδος

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος γόνατος (cm)	33-35,5	35,5-38	38-40,5	40,5-43



06-2-064

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΟΠΗ & ΜΠΑΝΕΛΕΣ "AIRTEX" ΑΝΟΙΧΤΗ



Κατασκευή από ανθεκτικό και αεριζόμενο **neoprene "Airtex"**. Τρεις δέστρες αυτοκόλλητες με **velcro** σε σημεία επιλογής για την βαθμιαία συμπίεση των μαλακών μορίων και των ιστών. Διαθέτει μαξιλάρι αποφόρτισης της επιγονατίδας. Φέρει τέσσερις πλάγιες **spiral** μπανέλες υποστήριξης της άρθρωσης του γόνατος. Ύψος: 25 cm. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Επανάταξη στην άθληση
- Κακώσεις γόνατος-επιγονατίδος
- Κακώσεις πλαγίων συνδέσμων
- Χονδροπάθεια επιγονατίδος

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος γόνατος (cm)	έως 50



06-2-036 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΟΠΗ & ΜΠΑΝΕΛΕΣ



Κατασκευή από ελαφρύ **neoprene** υψηλής ποιότητας και αντοχής. Διαθέτει δύο αυτοκόλλητες δέστρες σταθεροποίησης. Τέσσερις εύκαμπτες μπανέλες **spiral** για την υποστήριξη των πλαγίων συνδέσμων της άρθρωσης του γόνατος. Διαθέτει ανατομικό ένθετο μαξιλάρι σταθεροποίησης της επιγονατίδας. Εύκολη στην εφαρμογή, προσδίδει συμπίεση και σταθερότητα στο γόνατο.

Ύψος: 31 cm. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Ελαφρά οστεοαρθρίτιδα γόνατος
- Χονδροπάθεια επιγονατίδας
- Κακώσεις πλαγίων συνδέσμων
- Υποστήριξη σε μερική αστάθεια άρθρωσης του γόνατος
- Επανάταξη στην άθληση

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος γόνατος (cm)	32-34	34-37	37-40	40-43	43-46



06-2-116 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΝΕΟΠΡΕΝΕ ΜΕ ΟΠΗ & ΜΠΑΝΕΛΕΣ



Κατασκευασμένη από **neoprene** 4 mm, με εσωτερική απορροφητική και υποαλλεργική επένδυση. Οπή στο γόνατο με ανατομικό μαξιλάρι αποφόρτισης. Τέσσερις πλάγιες εύκαμπτες **spiral** μπανέλες υποστήριξης της επιγονατίδας. Δύο αυτοκόλλητες δέστρες σταθεροποίησης. Ισοθερμική. Υψηλής ποιότητας και αντοχής. Ιδανική για αθλητικές δραστηριότητες. Πλένεται. Ύψος: 32 cm.

Αμφιδέξια. Χρώμα: **Μπλε**

Ενδείξεις:

- Επανάταξη στην άθληση
- Κακώσεις γόνατος-επιγονατίδος
- Κακώσεις πλαγίων συνδέσμων
- Χονδροπάθεια επιγονατίδος

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος γόνατος (cm)	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50



06-2-132 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΝΕΟΠΡΕΝΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ "LIGAMENT"



Κατασκευή από **neoprene** 4 mm, με εσωτερική απορροφητική και υποαλλεργική επένδυση. Οπή στο γόνατο με ενσωματωμένο σταθερό μαξιλάρι αποφόρτισης της επιγονατίδος. Τέσσερις πλάγιες εύκαμπτες **spiral** μπανέλες υποστήριξης των πλαγίων συνδέσμων. Τέσσερις διασταυρούμενοι ιμάντες, αυτοκόλλητοι, για την βελτίωση της αστάθειας του γόνατος. Δύο αυτοκόλλητοι και αντιολισθητικοί ιμάντες (ένας μηριαίος και ένας κνημιαίος). Ισοθερμική. Υψηλής ποιότητας και αντοχής. Πλένεται αφού αφαιρεθούν οι μπανέλες. Ύψος: 32 cm. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Μπλε**

Ενδείξεις:

- Ρήξεις οπίσθιου και πρόσθιου χιαστού **ACL-PCL**
- Κακώσεις πλαγίων συνδέσμων **MCL-LCL**
- Εκφυλιστικές παθήσεις πλαγίων συνδέσμων

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος γόνατος (cm)	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50



06-2-023

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΟΠΗ & ΑΡΘΡΩΣΗ "AIRTEX" ΑΝΟΙΧΤΗ



Κατασκευή από ανθεκτικό και αεριζόμενο **neoprene "Airtex"**. Τρεις δέσμες αυτοκόλλητες με **velcro** σε σημεία επιλογής, για την βαθμιαία συμπίεση των μαλακών μοριών και των ιστών. Διαθέτει μαξιλάρι αποφόρτισης της επιγονατίδας. Οι δύο αρθρώσεις αλουμινίου σταθεροποιούν την άρθρωση του γόνατος. Ύψος: 25 cm. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Ιδανική για την επανένταξη στην άθληση μετά από κακώσεις πλαγίων συνδέσμων γόνατος
- Κακώσεις μηνίσκων

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος γόνατος (cm)	έως 50



06-2-073

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ & ΔΕΣΤΡΕΣ



Κατασκευή από ελαφρύ **neoprene** υψηλής ποιότητας και αντοχής. Φέρει ενσωματωμένο σταθερό μαξιλάρι αποφόρτισης της επιγονατίδας. Δύο αρθρώσεις αλουμινίου στήριξης του θυλακοσυνδεσμικού συμπλέγματος. Διαθέτει δύο αυτοκόλλητους μάντες σταθεροποίησης με **clips** στο μηρό και στην κνήμη. Ύψος: 31 cm. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Κακώσεις μηνίσκου 1ου και 2ου βαθμού
- Αρθρίτιδα γόνατος
- Προοδευτική ρευματοειδής αρθρίτιδα
- Κακώσεις πλαγίων συνδέσμων γόνατος
- Τραυματισμοί πρόσθιου - οπίσθιου χιαστού

ΜΕΓΕΘΗ	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος γόνατος (cm)	30-32	32-34	34-37	37-40	40-43	43-46



06-2-024

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΝΟΙΧΤΗ

Κατασκευή από **neoprene** πάχους 3mm υψηλής ποιότητας και αντοχής. Υποαλλεργική και αεριζόμενη. Πρόσθιο κλείσιμο με **velcro** στο μηριαίο και κνημιαίο τμήμα. Επιτυγχάνει συμπίεση και υποστήριξη στην άρθρωση του γόνατος με την βοήθεια δύο άκαμπτων αρθρώσεων αλουμινίου. Οι ρυθμιζόμενες ελαστικές δέστρες με **clips** καθιστούν την επιγονατίδα σταθερή και εύχρηστη. Ύψος: 30 cm.

Αμφιδέξια. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Ιδανική για την επανένταξη στην άθληση μετά από κακώσεις πλαγίων συνδέσμων γόνατος
- Κακώσεις μηνίσκων

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος γόνατος (cm)	31-34	34-37	37-40	40-44	44-48



06-2-115

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ NEOPRENE ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ

Κατασκευασμένη από **neoprene** 4mm, με εσωτερική απορροφητική και υποαλλεργική επένδυση. Οπή στο γόνατο με ενσωματωμένο ανατομικό μαξιλάρι σταθεροποίησης της επιγονατίδος. Δύο μεταλλικές αρθρώσεις στήριξης των πλαγίων συνδέσμων. Αυτοκόλλητες δέστρες σταθεροποίησης. Ισοθερμική. Υψηλής ποιότητας και αντοχής. Πλένεται αφού αφαιρεθούν οι αρθρώσεις.

Ύψος: 32 cm. **Αμφιδέξια.** Χρώμα: **Μπλε**

Ενδείξεις:

- Ιδανική για την επανένταξη στην άθληση μετά από κακώσεις πλαγίων συνδέσμων γόνατος
- Κακώσεις μηνίσκων

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος γόνατος (cm)	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50



06-2-160


ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΝΕΟΠΡΕΝΕ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ "STABILIZER"



Κατασκευή από υλικό **neoprene** άριστης ποιότητας. Υπαλλεργικό και αντιεφιδρωτικό. Φέρει πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο με **velcro** για εύκολη και σωστή εφαρμογή. Ένας αυτοκόλλητος μάντας περιδέσης, διπλής περιέλιξης, στην περιοχή του μηρού και ένας στην περιοχή της γαστροκνημίας, προσδίδουν καλύτερη σταθεροποίηση. Φέρει δύο άκαμπτες μεταλλικές αρθρώσεις για την υποστήριξη των πλαγίων συνδέσμων σε περίπτωση της αστάθειας του γόνατος. Στο οπίσθιο μέρος του γόνατος η επιγονατίδα είναι αεριζόμενη. Πλένεται με κρύο νερό αφού αφαιρεθούν οι αρθρώσεις. Ύψος: 35 cm. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Ιδανική για την επανένταξη στην άθληση μετά από κακώσεις πλαγίων συνδέσμων γόνατος
- Κακώσεις μηνίσκων
- Οστεοαρθρίτιδα γόνατος



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος μηρού (cm)	39-47	47-53	53-60	60-67
Περίμετρος κνήμης (cm)	29-37	37-43	43-50	50-57



06-2-155

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ "TRACKING II"



Κατασκευή από **neoprene "Fiber"**. Πρόσθιο άνοιγμα από το ύψος του μηρού έως το γόνατο με αυτοκόλλητο κλείσιμο **velcro**. Στο οπίσθιο τμήμα του νάρθηκα η ύφανση είναι **Jersey**, αντιεφιδρωτική και αεριζόμενη. Στο πρόσθιο τμήμα φέρει οπή με ενσωματωμένο μαξιλάρι και πεταλοειδές επίθεμα περιορισμού και βελτίωσης της αστάθειας της επιγονατίδας. Οι τέσσερις μη ελαστικοί και αυτοκόλλητοι μάντες σταθεροποιούν τον νάρθηκα σε σωστή θέση. Οι αμφίπλευρες αρθρώσεις αλουμινίου βελτιώνουν την αστάθεια του γόνατος. Ύψος: 35 cm. **Αμφιδέξιος**. Χρώμα: **Μαύρο**.

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε εξάρθρημα-υπεξάρθρημα επιγονατίδος
- Χονδρομαλάκυνση επιγονατίδος • Αστάθεια επιγονατίδος
- Αποθεραπεία μετά από κακώσεις πλαγίων συνδέσμων γόνατος

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος γόνατος (cm)	33-35,5	35,5-38	38-40	40,5-43



06-2-002 **ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ**



Κατασκευή από αφρώδες υλικό **foam**, τριών τεμαχίων, με υποαλλεργική και αντιεφιδρωτική επένδυση. Οπίσθια προσθαιρούμενη ισχυρή λάμα αλουμινίου και δύο πλάγιες μπανέλες. Τέσσερις έως έξι (αναλόγως του μήκους του νάρθηκα) ρυθμιζόμενοι αυτοκόλλητοι ιμάντες σταθεροποίησης με πλαστικές αγκράφες. Φέρει πελότα για την ακινητοποίηση της επιγονατίδος. **Αμφιδέξιος. Διατίθεται σε πέντε διαφορετικά μήκη: 35/40/45/50/60 cm.** Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
- Εξάρθρωμα επιγονατίδος
- Συντηρητική αποκατάσταση σε κατάγματα επιγονατίδος
- Αποκατάσταση σε अपαρεκτόπιστο κάταγμα κνημιαίου κυρτώματος
- Συντηρητική αποκατάσταση σε οστεοσύνθεση σε παρεκτοπισμένο κάταγμα κνημιαίου κυρτώματος
- Οστεοτομία επιγονατίδος
- Μετεγχειρητική ακινητοποίηση



ΜΕΓΕΘΗ (ΜΗΚΗ cm)	35	40	45	50	60
Περίμετρος μηρού (cm)	έως 44	έως 54	έως 60	έως 63	έως 64
Περίμετρος γόνατος (cm)	έως 41	έως 48	έως 51	έως 53	έως 54
Περίμετρος κνήμης (cm)	έως 41	έως 44	έως 48	έως 50	έως 50


06-2-159 **ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ "ROM STABILIZER"**



Κατασκευή από υλικό **neoprene** άριστης ποιότητας. Υπαλλεργικό και αντιεφιδρωτικό. Η ύφανση είναι δικτυωτή, από αεριζόμενες ίνες. Οι τέσσερις μη ελαστικοί ιμάντες που διαθέτει προσδίδουν πολύ καλή σταθεροποίηση. Φέρει πρόσθια οπή στην περιοχή του γόνατος, ενώ διαθέτει δύο πλάγιες μπανέλες αλουμινίου με πολυκεντρικές αρθρώσεις "**ROM**" κάμψης - έκτασης (0°, 15°, 30°, 60°, 90°) για την σταθεροποίηση των πλαγιών συνδέσμων. Ύψος 40 cm. **Αμφιδέξια.**

Ενδείξεις:

- Ρήξη έσω-έξω πλαγίου συνδέσμου γόνατος
- Ρήξη μηνίσκου γόνατος
- Συντηρητική αποκατάσταση σε ρήξη πρόσθιου - οπίσθιου χιαστού
- Αστάθεια γόνατος
- Μετεγχειρητικά σε επέμβαση μηνίσκου



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος μηρού (cm)	39-47	47-53	53,5-60	60-67
Περίμετρος κνήμης (cm)	29-37	37-43	43-50	50-57



06-2-123

ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ 40 cm "VT-PRIME"



- Δύο μηριαία και δύο κνημιαία τμήματα εφαρμογής.
- Τέσσερα αφρώδη υποαλλεργικά και αντιολισθητικά **pads** εφαρμογής.
- Τέσσερις ρυθμιζόμενοι ιμάντες περίδεσης με πλαστικές αγκράφες.
- Δύο πλάγιες μεταλλικές μπάρες στήριξης της άρθρωσης του γόνατος.
- Δύο κονδυλικά μαξιλάρια προστασίας.
- Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης του εύρους κίνησης της (κάμψης - έκτασης) της άρθρωσης του γόνατος.
α) Κάμψη: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
β) Έκταση: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

Ενδείξεις:

Συντηρητικά σε:

- Σταθερό κάταγμα κνημιαίου plateau.
- Σταθερό κάταγμα κνημιαίων - μηριαίων κονδύλων.

Μετεγχειρητικά σε:

- Ολική ρήξη επιγονατιδικού τένοντα.
- Ρήξη τετρακεφάλου.
- Οστεοσύνθεση σε κατάγματα υπερκονδύλια - μονοκονδύλια - διακονδύλια.
- Παρεκτοπισμένο κάταγμα επιγονατίδας.
- Ρήξη συνδέσμων γόνατος.

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος μηρού (cm)	40-100
Περίμετρος κνήμης (cm)	35-70



06-2-114

ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ 40 cm "VT-PRIME" QUICK SET



- Δύο μηριαία και δύο κνημιαία τμήματα εφαρμογής.
- Τέσσερα αφρώδη υποαλλεργικά και αντιολισθητικά **pads** εφαρμογής.
- Τέσσερις ρυθμιζόμενοι ιμάντες περίδεσης με πλαστικές αγκράφες.
- Δύο πλάγιες μεταλλικές μπάρες στήριξης της άρθρωσης του γόνατος.
- Δύο κονδυλικά μαξιλάρια προστασίας.
- Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης του εύρους κίνησης της (κάμψης - έκτασης) της άρθρωσης του γόνατος.
α) Κάμψη: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°
β) Έκταση: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°
- Σύστημα "Quick Set" γρήγορης ρύθμισης για σταθερή θέση της άρθρωσης του γόνατος σε θέση επιλογής 0° - 15°- 30°- 45°- 60°- 75°.

Ενδείξεις:

Συντηρητικά σε:

- Σταθερό κάταγμα κνημιαίου plateau.
- Σταθερό κάταγμα κνημιαίων - μηριαίων κονδύλων.

Μετεγχειρητικά σε:

- Ολική ρήξη επιγονατιδικού τένοντα.
- Ρήξη τετρακεφάλου.
- Οστεοσύνθεση σε κατάγματα υπερκονδύλια - μονοκονδύλια - διακονδύλια.
- Παρεκτοπισμένο κάταγμα επιγονατίδας.
- Ρήξη συνδέσμων γόνατος.

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος μηρού (cm)	40-100
Περίμετρος κνήμης (cm)	35-70



06-2-135

ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ 50 cm "VT-PRIME"



- Δύο μηριαία και δύο κνημιαία τμήματα εφαρμογής.
- Τέσσερα αφρώδη υποαλλεργικά και αντιολισθητικά **pads**.
- Τέσσερις ρυθμιζόμενοι ιμάντες περιδέσεως με πλαστικές αγκράφες.
- Δύο πλάγιες μεταλλικές μπάρες στήριξης της άρθρωσης του γόνατος.
- Δύο κονδυλικά μαξιλάρια προστασίας.
- Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης του εύρους κίνησης (κάμψης - έκτασης) της άρθρωσης του γόνατος.
 - α) Κάμψη: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
 - β) Έκταση: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

Ενδείξεις:

Συντηρητικά σε:

- Σταθερό κάταγμα κνημιαίου plateau.
- Σταθερό κάταγμα κνημιαίων - μηριαίων κονδύλων.

Μετεγχειρητικά σε:

- Ολική ρήξη επιγονατιδικού τένοντα.
- Ρήξη τετρακεφάλου.
- Οστεοσύνθεση σε κατάγματα υπερκονδύλια - μονοκονδύλια - διακονδύλια.
- Παρεκτοπισμένο κάταγμα επιγονατίδας.
- Ρήξη συνδέσμων γόνατος.

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος μηρού (cm)	40-100
Περίμετρος κνήμης (cm)	35-70



06-2-059

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "ROM"



Διαθέτει τέσσερις σταθεροποιητικούς, αυτοκόλλητους και επενδεδυμένους ιμάντες (δύο στο μηρό και δύο στην κνήμη). Οι δύο πλάγιες άκαμπτες μπάρες ρυθμίζονται τηλεσκοπικά σε μήκος (από 50cm έως 62cm). Ο πολυκεντρικός μηχανισμός "ROM" ρυθμίζει την άρθρωση του γόνατος σε θέσεις επιλογής:

- α) Κάμψη από 0° έως 120°, ανά διαστήματα 10°
- β) Έκταση από 0° έως 90°, ανά διαστήματα 10°

Κλειδώνει με μπουτόν. **Αμφιδέξιος.**

Ενδείξεις:

Συντηρητικά σε:

- Σταθερό κάταγμα κνημιαίου plateau
- Σταθερό κάταγμα κνημιαίων-μηριαίων κονδύλων

Μετεγχειρητικά σε:

- Ολική ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
- Ρήξη τετρακεφάλου
- Οστεοσύνθεση σε κατάγματα υπερκονδύλια, μονοκονδύλια, διακονδύλια
- Παρεκτοπισμένο κάταγμα επιγονατίδος
- Ρήξη συνδέσμων γόνατος

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος μηρού (cm)	έως 65
Περίμετρος κνήμης (cm)	έως 52



06-2-136

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "VT-PRIME"



- Δύο μηριαία και δύο κνημιαία τμήματα εφαρμογής.
- Τέσσερα αφρώδη υποαλλεργικά και αντιολισθητικά **pads** εφαρμογής.
- Τέσσερις ρυθμιζόμενοι ιμάντες περίδεσης με πλαστικές αγκράφες.
- Δύο πλάγιες μεταλλικές μπάρες στήριξης της άρθρωσης του γόνατος.
- Δύο κονδυλικά μαξιλάρια προστασίας.
- Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης του εύρους κίνησης της (κάμψης - έκτασης) της άρθρωσης του γόνατος.
 - α) Κάμψη: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°
 - β) Έκταση: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°
- Σύστημα "Quick Set" γρήγορης ρύθμισης της άρθρωσης του γόνατος σε θέση επιλογής 0° - 15°- 30°- 45°- 60°- 75°.
- Μηχανισμός τηλεσκόπησης του νάρθηκα σε θέσεις από 45 - 62 cm.

Ενδείξεις:

Συντηρητικά σε:

- Σταθερό κατάγμα κνημιαίου **plateau**
- Σταθερό κατάγμα κνημιαίων- μηριαίων κονδύλων

Μετεγχειρητικά σε:

- Ολική ρήξη επιγονατιδικού τένοντα • Ρήξη τετρακεφάλου
- Οστεοσύνθεση σε κατάγματα υπερκονδύλια, μονοκονδύλια, διακονδύλια
- Παρεκτοπισμένο κατάγμα επιγονατίδος • Ρήξη συνδέσμων γόνατος

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος μηρού (cm)	40-100
Περίμετρος κνήμης (cm)	35-70



06-2-092

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "ASCENT ROM"



Ο νάρθηκας αποτελείται από δύο μηριαία και δύο κνημιαία τμήματα εφαρμογής. Κατασκευή από αφρώδες, υποαλλεργικό και αντιεφιδρωτικό υλικό. Τέσσερις αυτοκόλλητοι, ρυθμιζόμενοι ιμάντες σταθεροποίησης, με πλαστικές αγκράφες. Οι δύο πλάγιες μεταλλικές μπάρες ρυθμίζονται τηλεσκοπικά σε μήκος, από 48 cm έως 62 cm, με μπουτόν. Πολυκεντρικές αρθρώσεις κάμψης-έκτασης σε θέσεις επιλογής:

- α) Κάμψη: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
- β) Έκταση: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

Διαθέτει επίσης σύστημα "Quick Set" γρήγορης ρύθμισης κάμψης-έκτασης, σε θέσεις από 0°, 15°, 30°, 45°. Φέρει εσωτερικά αφρώδη μαξιλάρια προστασίας των κονδύλων. Ο νάρθηκας ασφαλίζεται και απασφαλίζεται. **Αμφιδέξιος.**

Ενδείξεις:

Συντηρητικά σε:

- Σταθερό κατάγμα κνημιαίου **plateau**
- Σταθερό κατάγμα κνημιαίων- μηριαίων κονδύλων

Μετεγχειρητικά σε:

- Ολική ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
- Ρήξη τετρακεφάλου
- Οστεοσύνθεση σε κατάγματα υπερκονδύλια, μονοκονδύλια, διακονδύλια
- Παρεκτοπισμένο κατάγμα επιγονατίδος
- Ρήξη συνδέσμων γόνατος

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος μηρού (cm)	έως 80
Περίμετρος κνήμης (cm)	έως 52



06-2-066 ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ "KNEE PLUS"



Κατασκευή από ελαφρύ αλουμίνιο, με εσωτερικές αφρώδεις και αντιφιδρωτικές επενδύσεις. Τρεις πρόσθιοι και τρεις οπίσθιοι, αριθμημένοι, αυτοκόλλητοι ιμάντες σταθεροποίησης του νάρθηκα.

Διαθέτει δύο πολυκεντρικές αρθρώσεις κάμψης-έκτασης, σε θέσεις επιλογής:

α) Κάμψη: -10°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°

β) Έκταση: -10°, 0°, 10°, 20°, 30°

Διαθέτει σύστημα "Quick Set" γρήγορης ρύθμισης


κάμψης - έκτασης - υπερέκτασης από: -20°, -10°, 0°, 10°, 20°.

Φέρει δύο αφρώδη μαξιλάρια για την προστασία των κονδύλων.

Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Ενδείξεις:

- Συντηρητικά σε ρήξη έσω-έξω πλάγιου συνδέσμου
- Μετεγχειρητικά σε ρήξη πρόσθιου-οπίσθιου χιαστού
- Μετεγχειρητικά σε ρήξη έσω-έξω πλαγίων συνδέσμων



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος μηρού (cm)	39-47	47-53	53-60	60-67
Περίμετρος κνήμης (cm)	29-37	37-43	43-50	50-57



06-2-101 ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ "ROM KNEE BRACE"



Κατασκευή από ενισχυμένο πολυμερές υλικό, με εσωτερικές αφρώδεις και αντιφιδρωτικές επενδύσεις. Δύο πρόσθιοι και τέσσερις οπίσθιοι αυτοκόλλητοι και ρυθμιζόμενοι ιμάντες σταθεροποίησης. Διαθέτει δύο πολυκεντρικές αρθρώσεις κάμψης-έκτασης σε θέσεις επιλογής.

α) Κάμψη από 0° έως 120°, ανά διαστήματα 10°

β) Έκταση από 0° έως 90°, ανά διαστήματα 10°

Διαθέτει σύστημα "Quick Set" γρήγορης ρύθμισης κάμψης - έκτασης


σε 7 θέσεις επιλογής 0° - 20° - 40° - 60° - 80° - 100° - 120°.

Φέρει δύο αφρώδη μαξιλάρια για την προστασία των κονδύλων.

Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Ενδείξεις:

- Συντηρητικά σε ρήξη έσω-έξω πλάγιου συνδέσμου
- Μετεγχειρητικά σε ρήξη πρόσθιου-οπίσθιου χιαστού
- Μετεγχειρητικά σε ρήξη έσω-έξω πλαγίων συνδέσμων



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος μηρού (cm)	44-49	50-54	55-59	60-64
Περίμετρος κνήμης (cm)	34-37	38-41	42-45	46-49



06-2-034

ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ "OK ROM"



Ελαφρύς μεταλλικός σκελετός. Εσωτερική ειδική επένδυση με σφαιρίδια σιλικόνης. Αντιολισθητική. Τρεις πρόσθιοι και τρεις οπίσθιοι ρυθμιζόμενοι και αυτοκόλλητοι ιμάντες σταθεροποίησης του νάρθηκα. Διαθέτει δύο πολυκεντρικές αρθρώσεις κάμψης - έκτασης σε θέσεις επιλογής:
 α) Κάμψη από 0° έως 120°, ανά διαστήματα 10°
 β) Έκταση από 0° έως 90°, ανά διαστήματα 10°
 Φέρει δύο αφρώδη μαξιλάρια για την προστασία των κονδύλων. Διαθέτει σύστημα "Quick Set" γρήγορης ρύθμισης κάμψης-έκτασης σε τρεις θέσεις: 0°-20°-40°.

Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό. Χρώμα: Μαύρο

Ενδείξεις:


- Συντηρητικά σε ρήξη έσω-έξω πλάγιου συνδέσμου
- Μετεχειρτητικά σε ρήξη πρόσθιου-οπίσθιου χιαστού
- Μετεχειρτητικά σε ρήξη έσω-έξω πλαγίων συνδέσμων



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE	XXX-LARGE
Περίμετρος μηρού (cm)	37-47	43-51	48-56	55-62	58-66	67-74
Περίμετρος κνήμης (cm)	29-34	33-39	38-42	41-47	46-52	52-65

06-2-096

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΟΣ ΓΟΝΑΤΟΣ "OA KNEE BRACE"



Ελαφρύς νάρθηκας διόρθωσης της ραιβότητας-βλαισιότητας του γόνατος. Τα τμήματα μηρού-κνήμης είναι εξωτερικά επενδεδυμένα από **πολυπροπυλένιο**. Εσωτερικά φέρει αφρώδεις αυτοκόλλητες επενδύσεις προσαφαιρούμενες και αντιολισθητικές. Οι τέσσερις, μη ελαστικοί ιμάντες (δύο μηριαίοι και δύο κνημιαίοι) σταθεροποιούν τον νάρθηκα σε σωστή θέση με πλαστικά **clips**. Διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης στο μηριαίο τμήμα. Αποφορτίζει το μεσάρθριο διάστημα της άρθρωσης του γόνατος (έσω-έξω) έως 15° παθολογικής γωνίωσης με ειδικό κλειδί **allen**. Δύο αφρώδη μαξιλάρια προστασίας των κονδύλων. Βγάζοντας τα προστατευτικά μαξιλάρια (με τη βοήθεια χρήσης κατσαβιδιού) μπορεί να ρυθμιστεί και το εύρος κίνησης κάμψης-έκτασης ανά διαστήματα: 0° - 10° - 20° - 30° - 40° - 45° - 60° - 75° - 90°.

Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε οστεοαρθρίτιδα γόνατος
- Κατάλληλος για μακροχρόνια χρήση

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος μηρού (cm)	41-64
Περίμετρος κνήμης (cm)	έως 56



06-2-087 ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΟΣ ΓΟΝΑΤΟΣ "SPARTAN"



Νάρθηκας με εργονομική ρύθμιση κάμψης, έκτασης και υπερέκτασης του γόνατος, ανά διαστήματα 15°. Είναι ελαφρύς. Παράλληλα έχει τη δυνατότητα διόρθωσης της ραιβότητας και της βλαισότητας της άρθρωσης του γόνατος, ρυθμίζοντας το εύρος της παθολογικής γωνίωσης από 0° έως 18°. Διαθέτει ρύθμιση μήκους στο τμήμα του μηρού.

Ισχυρός σκελετός από ελαφρύ αλουμίνιο "6061 T6" (το οποίο χρησιμοποιείται στην αεροναυπηγική). Η εσωτερική επιφάνεια του νάρθηκα καλύπτεται από στοιχεία **polyamide** με ανατομικό σχεδιασμό. Επιτυγχάνει μείωση της πίεσης στο δέρμα, ενώ αυξάνει τη σταθερότητα. Η εσωτερική μαλακή επένδυση του σκελετού είναι από αφρώδες βαμβακερό υλικό, ώστε να αποφεύγονται οι αλλεργίες του δέρματος. Οι έξι αφρώδεις αυτοκόλλητοι μάντες περιδέσεις σταθεροποιούν και ταυτόχρονα αποτρέπουν την ολίσθηση του νάρθηκα. Ο ειδικός διαγώνιος σχεδιασμός του εσωτερικού πλαισίου μειώνει τον κίνδυνο ερεθισμού του άλλου σκέλους.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Ο νάρθηκας διαθέτει σύστημα στήριξης τριών σημείων. Αποφορτίζει το μεσάρθριο διάστημα (έσω-έξω) της άρθρωσης του γόνατος και μειώνει την πίεση στον τραυματισμένο αρθρικό χόνδρο.

Κλειδώνει σε θέσεις επιλογής, με τη χρήση κλειδιού **allen**, με εύρος κίνησης από 0° έως 18°, ανάλογα με την πάθηση του γόνατος (βλαισότητα-ραιβότητα). **Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.**

Ενδείξεις:

- Διόρθωση βλαισότητας ή ραιβότητας της άρθρωσης του γόνατος
- Ήπια ή σοβαρή ACL, PCL, MCL και LCL αστάθεια
- Αποκατάσταση μετά από χειρουργική επέμβαση ACL και PCL
- Μικτοί τραυματισμοί ACL / PCL
- Συνδεσμικές κακώσεις
- Κατάλληλος για μακροχρόνια χρήση



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος μηρού (cm)	40-44	44-48	48-52	52-56
Περίμετρος κνήμης (cm)	30-34	34-38	38-42	42-46



06-2-100

ΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ "KAFO BRACE"



Αποτελείται από δύο τμήματα (μηρού-κνήμης) που προσαρμόζονται εύκολα. Κατασκευή από αφρώδες υλικό "ACTiVDistance", μαλακό, αντιφιδρωτικό και υποαλλεργικό. Οι δύο μεταλλικές μπάρες με πολυκεντρικό μηχανισμό **1R** εφαρμόζουν αυτοκόλλητα με **velcro**. Ο πολυκεντρικός μηχανισμός **1R** είναι καινοτόμος λύση για τη ρύθμιση εύρους κίνησης της κάμψης και της έκτασης του γόνατος.

Η διάμετρος του μηχανισμού είναι πολύ μικρή (30mm) και ρυθμίζεται ανά διαστήματα 15° σε θέσεις επιλογής:

- α) Κάμψη: από 0° έως 135°
- β) Έκταση: από 0° έως 120°
- γ) Υπερέκταση: -15°


Επιπλέον η σωστή εφαρμογή του κηδεμόνα επιτυγχάνεται με μαγνητικό πύρο. Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός της ασφάλειας και του δίσκου επιτρέπει ακριβή ρύθμιση της γωνίωσης του πολυκεντρικού μηχανισμού. Δύο εσωτερικά μαξιλάρια για την προστασία των κονδύλων. Οι έξι αφρώδεις αυτοκόλλητοι και μη ελαστικοί ιμάντες περιδέρησης (τρεις στο μηριαίο και τρεις στο κνημιαίο τμήμα) σταθεροποιούν τον κηδεμόνα σε σωστή θέση. Ο κηδεμόνας φέρει κνημοποδικό νάρθηκα έσω υποδήματος από ανθρακονήματα, ο οποίος εφαρμόζει τηλεσκοπικά σε θέσεις επιλογής. Υποστηρίζει σε ουδέτερη θέση τον άκρα πόδα λόγω χαλαρής πτώσης "drop foot".

Επιτρέπει την ελεγχόμενη σταδιακή αύξηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης του γόνατος. Η εφαρμογή είναι εύκολη, ακόμη και στην περίπτωση των ασθενών με μεγάλη δυσαναλογία μεταξύ μηρού και κνήμης.

Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Ενδείξεις:

- Πρόληψη και θεραπεία της άρθρωσης του γόνατος και του αστραγάλου, λόγω πάρεσης ή εκφυλιστικών αλλοιώσεων
- Ακίνητοποίηση κατά την αποκατάσταση μετά από τραυματισμούς του γόνατος
- Σε περιπτώσεις ασθενών με πάρεση άκρου ποδός ή ολόκληρου του κάτω άκρου
- Ημιπληγία
- Πλήρης ή μερική αδυναμία τετρακεφάλου
- Υπερέκταση γόνατος
- Εξάσκηση βάρδισης στην περίπτωση ασθενών με νευρολογικά ή ορθοπεδικά προβλήματα



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος μηρού (cm) A	Από 40 έως 75			
Περίμετρος κνήμης (cm) B	Από 30 έως 55			
Μήκος μηριαίου τμήματος (cm) Γ	27	31	34	34
Μήκος κνημιαίου τμήματος έως πέλμα (cm) Δ	34-45	40-51	42-54	49-61
Μήκος πέλματος (cm)	22	24	26	28



Οδηγός μέτρησης

Περίμετρος μηρού: μέτρηση 15 cm πάνω από την άρθρωση του γόνατος

Περίμετρος κνήμης: μέτρηση 15 cm κάτω από την άρθρωση του γόνατος



ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ

06-2-126 ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΑ NEOPRENE



Περικνημίδα από υλικό **neoprene** άριστης ποιότητας και αντοχής. Αυτοκόλλητη σε σημεία επιλογής. Φέρει τρεις **velcro** δέστρες σταθεροποίησης. Άνετη και εύκολη στην εφαρμογή. Συμπιέζει ομοιόμορφα τους ιστούς και τα μαλακά μέρια. Ιδανική για αθλητική δραστηριότητα. Ύψος 28 cm. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Μπλε**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις-θλάσεις μυών γαστροκνημίου
- Επανάταξη στην άθληση

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος κνήμης (cm)	έως 46



06-2-177 ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ



Ιδανική υποστήριξη της κνήμης. Φορετή με σωληνωτή πλέξη, από επενδεδυμένο ελαστικό. Επιτυγχάνει βαθμιαία συμπίεση των μαλακών μορίων και των ιστών. Πλένεται. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις-θλάσεις μυών γαστροκνημίου
- Επανάταξη στην άθληση

ΜΕΓΕΘΗ	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος κνήμης (cm)	34-38	38-42	42-46	46-50



06-2-176 ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ



Φορετή με σωληνωτή πλέξη, από επενδεδυμένο ελαστικό ύφασμα. Αντιφιδρωτική. Ανοιχτή στην πτέρνα. Επιτυγχάνει βαθμιαία συμπίεση των μαλακών μορίων και των ιστών. Πλένεται. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

- Ελαφρά διαστρέμματα έσω-έξω σφυρού
- Συνδεσμικές κακώσεις
- Συντηρητική αποκατάσταση σε ελαφρές κακώσεις-θλάσεις μαλακών μορίων ποδοκνημικής

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος αστραγάλου (cm)	18-22	22-25	25-29	29-33



06-2-075 **ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΙΣΧΥΡΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ**



Ελαστική επιστραγαλίδα, ισχυρής συμπίεσης, ιδανική για αθλητικές δραστηριότητες. Αεριζόμενη και ιδιαίτερα άνετη χάρη στην ειδική ύφανση. Χωρίς ραφή. Επιτυγχάνει μεγάλη συμπίεση στα σφυρά και μικρότερη στην πτέρνα, χωρίς να δυσχεραίνει τη βάδιση. Κλειστή πτέρνα. Πλένεται. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Ελαφρά διαστρέμματα σφυρών
- Συνδεσμικές κακώσεις
- Συντηρητική αποκατάσταση σε ελαφρές κακώσεις-θλάσεις μαλακών μορίων ποδοκνημικής

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος αστραγάλου (cm)	15-19	19-23	23-28	28-33



06-2-188 **ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ "ACTIVE"**



Κατασκευή από ελαστικό πλεκτό ύφασμα ισχυρής πυκνότητας και αντοχής, χωρίς ραφή. Αεριζόμενη. Επιτυγχάνει βαθμιαία συμπίεση των μαλακών μορίων και των ιστών. Πλένεται. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Μαύρο-Γκρι**

Ενδείξεις:

- Ελαφρά διαστρέμματα σφυρών
- Συνδεσμικές κακώσεις
- Συντηρητική αποκατάσταση σε ελαφρές κακώσεις-θλάσεις μαλακών μορίων ποδοκνημικής

ΜΕΓΕΘΗ	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος αστραγάλου (cm)	22-25	25-29	29-33	33-36



06-2-172 **ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΜΕ GEL PAD "ACTIVE"**



Κατασκευή από ελαστικό πλεκτό ύφασμα ισχυρής πυκνότητας και αντοχής, χωρίς ραφή. Διαθέτει δύο ανατομικά επιθέματα σιλικόνης στην περιοχή των σφυρών για την προστασία των ιστών, των συνδέσμων και των τενόντων. Πλένεται. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Μαύρο-Γκρι**

Ενδείξεις:

- Ελαφρά διαστρέμματα σφυρών
- Συνδεσμικές κακώσεις
- Συντηρητική αποκατάσταση σε ελαφρές κακώσεις - θλάσεις μαλακών μορίων ποδοκνημικής

ΜΕΓΕΘΗ	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος αστραγάλου (cm)	22-25	25-29	29-33	33-36



06-2-045

ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



Κατασκευή από πλεκτό ελαστικό ύφασμα ισχυρής πυκνότητας και αντοχής. Χωρίς ραφή. Προσφέρει βαθμιαία συμπίεση στα μαλακά μέρη. Διαθέτει δύο ανατομικά επιθέματα σιλικόνης στα σφυρά για την προστασία των ιστών, των συνδέσμων και των τενόντων. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Γκρι/Μπλε**

Ενδείξεις:

- Ελαφρά διαστρέμματα σφυρών
- Συνδεσμικές κακώσεις
- Συντηρητική αποκατάσταση σε ελαφρές κακώσεις-θλάσεις μαλακών μορίων ποδοκνημικής

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος αστραγάλου (cm)	15-19	19-23	23-28	28-33



06-2-074

ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΝΕΟΠΡΕΝΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ & ΔΕΣΤΡΑ



Επιστραγαλίδα από **neoprene**, με τέσσερις **spiral** μπανέλες. Φέρει αυτοκόλλητη δέστρα οκτωειδούς επίδεσης. Είναι ανοικτή στην πτέρνα για εύκολη και σωστή εφαρμογή. Είναι μαλακή και άνετη. Προκαλεί βαθμιαία συνδεσμική σταθεροποίηση. **Αμφιδέξια**. Χρώμα: **Μπλε**

Ενδείξεις:

- Κατάλληλη για αθλητικές δραστηριότητες
- Ελαφρά διαστρέμματα σφυρών
- Συνδεσμικές κακώσεις
- Συντηρητική αποκατάσταση σε ελαφρές κακώσεις-θλάσεις μαλακών μορίων ποδοκνημικής

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος πτέρνας (cm)	έως 35



06-2-047

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ



Ο νάρθηκας είναι κατασκευασμένος από **neoprene** για ομοιόμορφη συμπίεση και θερμοκρασία. Η εφαρμογή επιτυγχάνεται με ρυθμιζόμενα κορδόνια. Διαθέτει εύκαμπτες πλάγιες **spiral** μπανέλες για τον περιορισμό της πλευρικής κίνησης της ποδοκνημικής. Ελαστικός αυτοκόλλητος ιμάντας για περαιτέρω σταθεροποίηση. Ανοικτή πτέρνα για εύκολη εφαρμογή.

Αμφιδέξιος. Χρώμα: **Γκρι/Μπλε**

Ενδείξεις:

- Κακώσεις έσω-έξω θυλακοσυνδεσμικού συμπλέγματος
- Συντηρητική αποκατάσταση σε διάστρεμμα - κακώσεις σφυρών ποδοκνημικής

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος αστραγάλου (cm)	15-20	20-25	25-30	30-35



06-2-094 **ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ "SCOUT"**



Κατασκευή από αεριζόμενο, αντιφιδρωτικό υλικό "Activ Space". Εύκαμπτες πλάγιες μπανέλες στα σφυρά για τον περιορισμό της πλευρικής κίνησης. Δύο ιμάντες οκτωειδούς επίδεσης και ιμάντας στο άνω τμήμα του νάρθηκα για καλύτερη ακινητοποίηση. Κορδόνι στο πρόσθιο τμήμα για σωστή εφαρμογή. Ακινητοποιεί τον αστράγαλο και τον ταρσό, μειώνοντας το άλγος και το οίδημα. Ανοικτός στα δάκτυλα και την πτέρνα. Πλένεται. **Αμφιδέξιος**. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Κακώσεις αστραγάλου και ταρσού
- Εκφυλιστικές αλλοιώσεις αστραγάλου και ταρσού
- Διάστρεμμα έσω/έξω θυλακοσυνδεσμικού συμπλέγματος
- Κακώσεις αχιλλείου τένοντα

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος πτέρνας (cm)	27-30	30-33	33-36	36-39	39-41



06-2-147 **ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ "ACTIVE CSA"**



Κατασκευή από ελαφρύ αφρώδες υλικό πολυουρεθάνης **Distance III** τριών στρωμάτων. Εξωτερική επένδυση **polyamide** και εσωτερική από **foam** και **3D polyamide**. Όλα τα υλικά είναι αντιφιδρωτικά, αεριζόμενα και αδιάβροχα. Οι δύο αμφίπλευρες μεταλλικές μπανέλες, ανατομικά διαμορφωμένες, σταθεροποιούν αποτελεσματικά τους ιστούς της ποδοκνημικής. Ο νάρθηκας φέρει ειδικό ρυθμιζόμενο σύστημα "**CCA BOA System**" συμπίεσης σε πολλαπλά επίπεδα. Η ρύθμιση των επενδεδυμένων μεταλλικών κορδονιών επιτρέπει την σωστή εφαρμογή του νάρθηκα στην ποδοκνημική. Η απόλυτη σταθεροποίηση επιτυγχάνεται και με την αυτοκόλλητη οκτωειδή επίδεση.

Τρόπος εφαρμογής "CCA BOA System"

- Στρίβετε το μπουτόν δεξιόστροφα μέχρι να επιτευχθεί το σωστό επίπεδο συμπίεσης.
 - Για χαλάρωση του συστήματος "**BOA**", τραβήξτε το μπουτόν προς τα έξω μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος.
- Χρώμα: **Μαύρο/κόκκινο**

Ενδείξεις:

- Χρόνια αστάθεια ποδοκνημικής
- Κακώσεις έσω - έξω θυλακοσυνδεσμικού συμπλέγματος
- Αποκατάσταση σε διάστρεμμα - κακώσεις ποδοκνημικής
- Εξάρθρωση αστραγάλου
- Προστασία μετά από νάρθηκοποίηση με πρόπλασμα γύψου
- Κακώσεις αχιλλείου τένοντα

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος πτέρνας (cm)	27-30	30-33	33-36	36-39



06-2-099

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ "VT-PRIME" AIR FOAM



Κατασκευή από ευπροσάρμοστο πλαστικό υλικό. Ρυθμιζόμενοι αυτοκόλλητοι ιμάντες σταθεροποίησης του νάρθηκα. Αυτοκόλλητο ρυθμιζόμενο πελματιαίο πατάκι που καθιστά το βοήθημα κοινού μεγέθους. Δύο πλάγιοι ανατομικοί αεροθάλαμοι εισαγωγής και εξαγωγής του αέρα με σωληνάκια (in-out), ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή. Επιτρέπεται μόνο η κάμψη και έκταση της ποδοκνημικής. Βοηθά στη μείωση του οιδήματος και στην καλή κυκλοφορία του αίματος. Εφαρμόζει μόνο σε αθλητικά υποδήματα. **Αμφιδέξιος**. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε διάστρεμμα-κακώσεις σφυρών ποδοκνημικής
- Κακώσεις έσω-έξω θυλακοσυνδεσμικού συμπλέγματος

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

06-2-084

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ "VT-PRIME" AIR GEL



Κατασκευή από ευπροσάρμοστο πλαστικό υλικό. Ρυθμιζόμενοι αυτοκόλλητοι ιμάντες σταθεροποίησης του νάρθηκα. Αυτοκόλλητο ρυθμιζόμενο πελματιαίο πατάκι που καθιστά το βοήθημα κοινού μεγέθους. Δύο πλάγιοι ανατομικοί αεροθάλαμοι με αέρα και επιθέματα **gel** κρυοθεραπείας. Επιτρέπεται μόνο η κάμψη και έκταση της ποδοκνημικής. Βοηθά στη μείωση του οιδήματος και στην καλή κυκλοφορία του αίματος. Εφαρμόζει μόνο σε αθλητικά υποδήματα. **Αμφιδέξιος**. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε διάστρεμμα-κακώσεις σφυρών ποδοκνημικής
- Κακώσεις έσω-έξω θυλακοσυνδεσμικού συμπλέγματος

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

06-2-083

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ "VT-PRIME" GEL



Κατασκευή από ευπροσάρμοστο πλαστικό υλικό. Ρυθμιζόμενοι αυτοκόλλητοι ιμάντες σταθεροποίησης του νάρθηκα. Αυτοκόλλητο ρυθμιζόμενο πελματιαίο πατάκι που καθιστά το βοήθημα κοινού μεγέθους. Δύο πλάγιοι ανατομικοί θάλαμοι με υλικό **gel** κρυοθεραπείας. Επιτρέπεται μόνο η κάμψη και έκταση της ποδοκνημικής. Βοηθά στη μείωση του οιδήματος και στην καλή κυκλοφορία του αίματος. Εφαρμόζει μόνο σε αθλητικά υποδήματα. **Αμφιδέξιος**. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε διάστρεμμα-κακώσεις σφυρών ποδοκνημικής
- Κακώσεις έσω-έξω θυλακοσυνδεσμικού συμπλέγματος

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

06-2-053

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ "AIR/GEL STIRRUP"



Κατασκευή από ευπροσάρμοστο πλαστικό υλικό. Ρυθμιζόμενοι αυτοκόλλητοι ιμάντες σταθεροποίησης του νάρθηκα. Αυτοκόλλητο ρυθμιζόμενο πελματιαίο πατάκι που καθιστά το βοήθημα κοινού μεγέθους. Δύο πλάγιοι ανατομικοί αεροθάλαμοι με αέρα και επιθέματα **gel** κρουσθεραπείας. Επιτρέπεται μόνο η κάμψη και έκταση της ποδοκνημικής. Βοηθά στη μείωση του οιδήματος και στην καλή κυκλοφορία του αίματος. Εφαρμόζει μόνο σε αθλητικά υποδήματα. **Αμφιδέξιος.**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε διάστρεμμα-κακώσεις σφυρών ποδοκνημικής
- Κακώσεις έσω-έξω θυλακοσυνδεσμικού συμπλέγματος

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

06-2-052

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ "AIR STIRRUP"



Κατασκευή από ευπροσάρμοστο πλαστικό υλικό. Ρυθμιζόμενοι αυτοκόλλητοι ιμάντες σταθεροποίησης του νάρθηκα. Αυτοκόλλητο ρυθμιζόμενο πελματιαίο πατάκι που καθιστά το βοήθημα κοινού μεγέθους. Δύο πλάγιοι ανατομικοί αεροθάλαμοι εισαγωγής και εξαγωγής του αέρα με μικρή αντλία (**in-out**), ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή. Επιτρέπεται μόνο η κάμψη και έκταση της ποδοκνημικής. Βοηθά στη μείωση του οιδήματος και στην καλή κυκλοφορία του αίματος. Εφαρμόζει μόνο σε αθλητικά υποδήματα. **Αμφιδέξιος.**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε διάστρεμμα-κακώσεις σφυρών ποδοκνημικής
- Κακώσεις έσω-έξω θυλακοσυνδεσμικού συμπλέγματος

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

06-2-095

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ "VINCERO"



Ιδιαίτερα εύχρηστος νάρθηκας. Ιδανικός για την άθληση. Κατασκευή από ειδικό υλικό **"ProFit"**, το οποίο αποτρέπει την επίδρωση ακόμα και κατά τη διάρκεια έντονης άσκησης. Ανατομικά πλαστικά προστατευτικά των σφυρών, διαφορετικά διαμορφωμένα για κάθε σφυρό. Παρέχουν ιδανική σταθεροποίηση και αποτρέπουν την πλάγια μετατόπιση και τη στροφική κίνηση της ποδοκνημικής. Ελαστικός ιμάντας περιόδευσης για καλύτερη ακινητοποίηση. Δεν περιορίζει τη λειτουργικότητα της άρθρωσης του αστραγάλου. Ανοικτός στην πτέρνα και τα δάκτυλα. **Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.** Χρώμα: **Γκρι**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε διάστρεμμα-κακώσεις σφυρών ποδοκνημικής
- Κακώσεις έσω-έξω θυλακοσυνδεσμικού συμπλέγματος

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος πτέρνας (cm)	27-30	30-33	33-36	36-39



06-2-152

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ "ARCH SUPPORT"



Κατασκευή από πρωτοποριακό υλικό "UniPren" τριών διαφορετικών στρωμάτων. Εξωτερική επιφάνεια από αυτοκόλλητο **polyamide** και εσωτερικά από **neoprene foam** με επένδυση **Jersey**. Το μαλακό και ελαστικό υλικό, προφυλάσσει το δέρμα από την τριβή στην περιοχή της συμπίεσης. Το βοήθημα φέρει αυτοκόλλητη δέστρα από "UniPren" για σωστή εφαρμογή. Το προσθαφαιρούμενο μαξιλαράκι συγκράτησης της ποδικής καμάρας, είναι αδιάβροχο και επιτυγχάνει εξαιρετική συμπίεση. Η επίδεση έχει εξαιρετική εφαρμογή. Το βοήθημα εφαρμόζει σε όλους τους τύπους υποδημάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς υπόδημα. **Αμφιδέξιο**. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Νεύρωμα Morton
- Υπεξάρθρημα - υμενίτιδα - περισιτίτιδα μεταταρσοφαλαγγικών αρθρώσεων
- Πελματιαία απονεύρωση
- Πλατυποδία
- Εκφυλιστικές αλλοιώσεις

ΜΕΓΕΘΗ	MEDIUM	LARGE
Περίμετρος μεταταρσίου (cm)	18-24	24-30



06-2-153

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ "FLEX STEP"



Κατασκευή από υψηλής ποιότητας **πολυπροπυλένιο**. Εργονομικός και καινοτόμος σχεδιασμός. Κλινικές μελέτες απέδειξαν ότι ο νάρθηκας σταθεροποιεί πλήρως την ποδοκνημική. Διαθέτει μηχανισμό **Dial lock** για λεπτομερή ρύθμιση και ελεγχόμενη συμπίεση στη γαστροκνημία. Η εσωτερική αφρώδης επένδυση λειτουργεί προτατευτικά από την πίεση που ασκείται στην πρόσθια πλευρά και στο ύψος της γαστροκνημίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ώς νυχτερινός νάρθηκας, όταν ο ασθενής είναι σε κλινήρη θέση.

Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Ενδείξεις

- Πάρεση περονιαίου νεύρου
- Χαλαρή πτώση άκρου ποδός
- Σταθεροποίηση βάδισης με στήριξη άκρου ποδός
- Σε ημιπληγικό ασθενή
- Συνδεσμοπλαστική έξω πλαγίου συνδέσμου



ΣΤΡΟΦΗ ΔΕΞΙΑ
ΓΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗ



ΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ
ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ



ΜΕΓΕΘΗ	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Μήκος πέλματος (cm)	έως 19	19-22	22-25	25-28	28+



06-2-055 **ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ "ΑΦΟ"**



Κατασκευή από **πολυπροπυλένιο** υψηλής ποιότητας και αντοχής. Θερμοδιαμορφώσιμος και ελαφρύς. Φέρει αυτοκόλλητο επενδεδυμένο ιμάντα στήριξης στο γαστροκνήμιο. Ολικού πέλματος (δύναται να κοπεί, εύκολα σε σημείο επιλογής). Ανοιχτός στην πτέρνα. Κατάλληλος για μακροχρόνια χρήση. **Ακτινοδιαπερατός. Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.**

Ενδείξεις:

- Πάρεση περνιαίου νεύρου
- Χαλαρή πτώση άκρου ποδός
- Σταθεροποίηση της βάδισης με στήριξη άκρου ποδός

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Μέγεθος υποδήματος	36-38	38-40	41-44	44+

06-2-054 **ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΝΟΣ**



Ελαφρύς και θερμοδιαμορφώσιμος νάρθηκας, από πολυπροπυλένιο. Καλύπτει το πέλμα έως τα δάκτυλα. Αυτοκόλλητος επενδεδυμένος ιμάντας στο γαστροκνήμιο. Βοηθά στη βάδιση ατόμων με ελαφρές ή μέτριες νευρολογικές παθήσεις. **Ακτινοδιαπερατός. Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.**

Ενδείξεις:

- Πάρεση περνιαίου νεύρου
- Χαλαρή πτώση άκρου ποδός
- Σταθεροποίηση βάδισης με στήριξη άκρου ποδός

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Μέγεθος υποδήματος	36-38	38-40	41-44	44+

06-2-011 **ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ "DROP FOOT"**



Κατασκευή από πολυπροπυλένιο. Ολικού πέλματος. Φέρει επενδεδυμένο αυτοκόλλητο ιμάντα στήριξης της κνήμης και ιμάντα σταθεροποίησης των μεταταρσοφαλαγγικών αρθρώσεων. Ανοιχτός στην πτέρνα. Θέτει την ποδοκνημική άρθρωση σε ουδέτερη θέση. **Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.** Χρώμα: **Λευκό**

Ενδείξεις:

- Πάρεση περνιαίου νεύρου
- Χαλαρή πτώση άκρου ποδός
- Σταθεροποίηση βάδισης με στήριξη άκρου ποδός

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	LARGE
Μέγεθος υποδήματος	35-39	40-45

06-2-042

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ "DROP FOOT"



Κατασκευή από επενδεδυμένο, αντιφιδρωτικό και υποαλλεργικό ελαστικό ύφασμα. Ανοικτός στην πτέρνα και τα δάκτυλα. Εφαρμόζει αυτοκόλλητα με **velcro** περιμετρικά της ποδοκνημικής. Διαθέτει πλαστικό μηχανισμό προσαρμογής σε υποδήματα με κορδόνια (εφόσον αφαιρεθεί το τμήμα του μεταταρσίου).
Αμφιδέξιος. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Πάρεση περνιαίου νεύρου
- Χαλαρή πτώση άκρου ποδός σε ημιπληγικό ασθενή
- Σταθεροποίηση της βάδισης με στήριξη άκρου ποδός

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
Περίμετρος αστραγάλου (cm)	15-20	20-26	26-33



06-2-009

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ



Κατασκευή από πολυπροπυλένιο υψηλής ποιότητας. Ανατομικά σχεδιασμένος με οπίσθιες κνημιαίες νευρώσεις για την σταθεροποίηση της ποδοκνημικής άρθρωσης. Διαθέτει τέσσερις αφρώδεις και αυτοκόλλητους με **velcro** ιμάντες περίδεσης. Έναν κνημιαίο, έναν στην περιοχή του ταρσού, έναν στις μεταταρσοφαλαγγικές αρθρώσεις και έναν ισχυρό ιμάντα ο οποίος εφαρμόζει διαγώνια και ανασπά το έξω χείλος του πέλματος, σε θέσεις επιλογής. Ο συγκεκριμένος ιμάντας είναι ο πιο ουσιαστικός ως προς την χρήση του νάρθηκα, προστατεύοντας την άρθρωση του άκρου ποδός σε περίπτωση τραυματισμού ή νευρολογικής πάθησης. Διαθέτει δύο αυτοκόλλητα αφρώδη μαξιλαράκια προστασίας της γαστροκνημίας και του ταρσού.

Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Ενδείξεις:

- Κακώσεις έξω θυλακοσυνδεσμικού συμπλέγματος
- Σπαστική ραιβότητα πέλματος
- Πάρεση περνιαίου νεύρου
- Σκλήρυνση κατά πλάκα
- Ημιπληγία
- Επανεκπαίδευση στη βάδιση



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Μέγεθος υποδήματος	35-37	37-39	39-41	41-44

06-2-048

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ "NIGHT SPLINT"

Κατασκευή από εύκαμπτο πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας. Η εσωτερική επένδυση είναι από αφρώδες υλικό **foam**. Αυτοκόλλητη και προσθαφαιρούμενη. Αεριζόμενη και αντιεφιδρωτική. Στο πρόσθιο τμήμα φέρει τρεις ιμάντες σταθεροποιητικούς και δύο πλάγιους που ρυθμίζουν την κάμψη του κάτω άκρου. Διαθέτει αντιολισθητικό πέλμα που αυξάνει τη σταθερότητα της βάδισης.

Αμφιδέξιος.

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις αχιλλείου τένοντα
- Συντηρητική αποκατάσταση σε ρήξη αχιλλείου τένοντα
- Αποθεραπεία πελματιαίας απονευρωσίτιδας
- Τενοντίτιδα αχιλλείου
- Συνιστάται σε σπαστικότητα άκρου ποδός

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
Μέγεθος υποδήματος	έως 39	40-44	44+



06-1-001 ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ



06-2-004

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΝΥΧΤΟΣ

Κατασκευή από εύκαμπτο υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής. Η εσωτερική αφρώδης, αεριζόμενη και αντιεφιδρωτική επένδυση **foam** είναι αυτοκόλλητη με **velcro**. Οι τρεις πρόσθιοι και δύο πλάγιοι σταθεροποιητικοί ιμάντες ρυθμίζουν την κάμψη του άκρου ποδός από 90° έως 110° μοίρες. Διαθέτει αντιολισθητικό πέλμα σε περίπτωση ανάγκης για βάδιση. Φέρει εξάρτημα περιστροφής στο οπίσθιο μέρος του νάρθηκα ώστε να αποφεύγονται οι πλευρικές και οι στροφικές κινήσεις.

Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις αχιλλείου τένοντα
- Συντηρητική αποκατάσταση σε ρήξη αχιλλείου τένοντα
- Αποθεραπεία πελματιαίας απονευρωσίτιδας
- Τενοντίτιδα αχιλλείου
- Συνιστάται σε σπαστικότητα άκρου ποδός

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
Μέγεθος υποδήματος	έως 39	40-44	44+



06-2-089 ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ 11"



Κατασκευή από σταθερό και άκαμπτο πλαστικό υλικό. Διαθέτει προσαφαιρούμενη και αυτοκόλλητη αφρώδη επένδυση **foam**, η οποία καλύπτει εσωτερικά όλη την επιφάνεια της ποδοκνημικής. Είναι υποαλλεργική και αντιφιδρωτική. Φέρει δύο αμφίπλευρες μπανέλες αλουμινίου, πολύ ισχυρές, σταθεροποίησης του άκρου ποδός. Τρεις αυτοκόλλητοι ιμάντες περίδεσης. Σόλα με ανατομικό σχεδιασμό "**ROCKER BOTTOM**" για την απορρόφηση των κραδασμών. Ύψος νάρθηκα **28 cm. Αμφιδέξιος.**

Ενδείξεις:

Συντηρητικά και μετεχειρητικά σε:

- Διάστρεμμα σφυρών τύπου II
- Κάταγμα σταθερό-εγκάρσιο βάσης 5ου μεταταρσίου
- Κατάγματα σφηνοειδούς - κυβοειδούς
- Κάταγμα διάφυσης 2ου, 3ου, 4ου μεταταρσίου
- Κάταγμα πτέρνας
- Κάταγμα τάρσου
- Κακώσεις συνδέσμων και τενόντων τύπου III

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Μέγεθος υποδήματος	36-39	40-44	44-46½	46½+

06-2-183 ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ AIR 11"



Κατασκευή από σταθερό και άκαμπτο πλαστικό υλικό. Διαθέτει προσαφαιρούμενη και αυτοκόλλητη αφρώδη επένδυση **foam**, η οποία καλύπτει εσωτερικά όλη την επιφάνεια της ποδοκνημικής. Είναι υποαλλεργική και αντιφιδρωτική. Φέρει δύο αμφίπλευρες μπανέλες αλουμινίου, πολύ ισχυρές, σταθεροποίησης του άκρου ποδός. Τέσσερις αυτοκόλλητοι ιμάντες περίδεσης. Σόλα με ανατομικό σχεδιασμό "**ROCKER BOTTOM**" για την απορρόφηση των κραδασμών. Επίσης διαθέτει βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα (in-out) για μείωση και αποθεραπεία του οιδήματος. Ύψος νάρθηκα **28 cm. Αμφιδέξιος.**

Ενδείξεις:

Συντηρητικά και μετεχειρητικά σε:

- Διάστρεμμα σφυρών τύπου II
- Κάταγμα σταθερό-εγκάρσιο βάσης 5ου μεταταρσίου
- Κατάγματα σφηνοειδούς-κυβοειδούς
- Κάταγμα διάφυσης 2ου, 3ου, 4ου μεταταρσίου
- Κάταγμα πτέρνας
- Κάταγμα τάρσου
- Κακώσεις συνδέσμων και τενόντων τύπου III

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Μέγεθος υποδήματος	36-39	40-44	44-46½	46½+

06-2-082 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΠΤΕΡΙΝΩΝ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑΣ ΚΑΜΨΗΣ "ACHILLES WEDGE"



Κατασκευή από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής. Η επιθυμητή γωνία ανύψωσης επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των υποπετρινών ανά τρία τεμάχια. Η συσκευασία περιλαμβάνει πέντε τεμάχια διαφορετικού μεγέθους. Εφαρμόζουν αυτοκόλλητα. Ρυθμίζουν την πελματιαία κάμψη σε θέσεις επιλογής 10°-16°-22°. Εφαρμόζονται σε όλους τους κνημοποδικούς νάρθηκες (μπότες). Μπορούν να πλυθούν. **Διατίθενται σε αριστερά και δεξιά.**

Ενδείξεις:

Μετεχειρητικά σε:

- Συρραφή πλήρους ρήξης αχιλλείου τένοντα
- Συνδεσμοπλαστική σε πλήρη ρήξη αχιλλείου

06-2-041 ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ 17"



Κατασκευή από σταθερό και άκαμπτο πλαστικό υλικό. Διαθέτει προσθαιρούμενη και αυτοκόλλητη αφρώδη επένδυση **foam**, η οποία καλύπτει εσωτερικά όλη την επιφάνεια της ποδοκνημικής. Είναι υποαλλεργική και αντιεφιδρωτική. Φέρει δύο αμφίπλευρες μπανέλες αλουμινίου, πολύ ισχυρές, σταθεροποίησης του άκρου ποδός. Πέντε αυτοκόλλητοι ιμάντες περιδέσεως. Σόλα με ανατομικό σχεδιασμό **"ROCKER BOTTOM"** για την απορρόφηση των κραδασμών. Ύψος νάρθηκα **43 cm. Αμφιδέξιος.**

Ενδείξεις:

Συντηρητικά και μετεγχειρητικά σε:

- Διάστρεμμα σφυρών ποδοκνημικής τύπου II
- Σταθερό κάταγμα κεφαλής-σώματος αστραγάλου
- Σταθερό κάταγμα αμφισφύριο
- Κάταγμα έσω-έξω σφυρού
- Κάταγμα περόνης-κνήμης
- Βαρύ διάστρεμμα με ρήξη συνδέσμων τύπου III
- Ρήξη αχιλλείου τένοντα
- Κάταγμα πτέρνας
- Τενοντομεταθέσεις

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Μέγεθος υποδήματος	36-39	40-44	44-46½	46½+

06-2-069 ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ AIR 17"



Κατασκευή από σταθερό και άκαμπτο πλαστικό υλικό. Διαθέτει προσθαιρούμενη και αυτοκόλλητη αφρώδη επένδυση **foam**, η οποία καλύπτει εσωτερικά όλη την επιφάνεια της ποδοκνημικής. Είναι υποαλλεργική και αντιεφιδρωτική. Φέρει δύο αμφίπλευρες μπανέλες αλουμινίου, πολύ ισχυρές, σταθεροποίησης του άκρου ποδός. Πέντε αυτοκόλλητοι ιμάντες περιδέσεως. Σόλα με ανατομικό σχεδιασμό **"ROCKER BOTTOM"** για την απορρόφηση των κραδασμών. Επίσης διαθέτει βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα (in-out) για μείωση και αποθεραπεία του οιδήματος. Ύψος νάρθηκα **43 cm. Αμφιδέξιος.**

Ενδείξεις:

Συντηρητικά και μετεγχειρητικά σε:

- Διάστρεμμα σφυρών ποδοκνημικής τύπου II
- Σταθερό κάταγμα κεφαλής-σώματος αστραγάλου
- Σταθερό κάταγμα αμφισφύριο
- Κάταγμα έσω-έξω σφυρού
- Κάταγμα περόνης-κνήμης
- Βαρύ διάστρεμμα με ρήξη συνδέσμων τύπου III
- Ρήξη αχιλλείου τένοντα
- Κάταγμα πτέρνας
- Τενοντομεταθέσεις

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Μέγεθος υποδήματος	36-39	40-44	44-46½	46½+

06-2-184

ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ AIR-ROM 14"



Κατασκευή από σταθερό και άκαμπτο πλαστικό υλικό. Διαθέτει προσθαιρούμενη και αυτοκόλλητη αφρώδη επένδυση **foam**, η οποία καλύπτει εσωτερικά όλη την επιφάνεια της ποδοκνημικής. Είναι υποαλλεργική και αντιφιδρωτική. Φέρει δύο αμφίπλευρες μπανέλες αλουμινίου, πολύ ισχυρές, σταθεροποίησης του άκρου ποδός. Τέσσερις αυτοκόλλητοι ιμάντες περιδέσης. Σόλα με ανατομικό σχεδιασμό "**ROCKER BOTTOM**" για την απορρόφηση των κραδασμών. Διαθέτει βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα (in-out) για μείωση και αποθεραπεία του οιδήματος. Επίσης διαθέτει πολυκεντρικό μηχανισμό "**ROM**" από 45° πελματιαίας κάμψης, έως 45° ραχιαίας κάμψης, σε θέσεις επιλογής ανά 7,5°. Ύψος νάρθηκα **35 cm. Αμφιδέξιος.**

Ενδείξεις:

Συντηρητικά και μετεγχειρητικά σε:

- Συρραφή σε πλήρη ρήξη αχιλλείου τένοντα
- Επιμηκύνσεις αχιλλείου τένοντα
- Τενοντομεταφορά πρόσθιου - οπίσθιου κνημιαίου - περνιαίου τένοντα
- Συρραφή έσω - έξω πλαγίων συνδέσμων
- Κατάγματα αμφισφύρια
- Κάταγμα κνήμης - περόνης
- Κάταγμα πτέρνας
- Κάταγμα αστραγάλου

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Μέγεθος υποδήματος	36-39	40-44	44-46½	46½+

06-2-043

ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ AIR-ROM 17"



Κατασκευή από σταθερό και άκαμπτο πλαστικό υλικό. Διαθέτει προσθαιρούμενη και αυτοκόλλητη αφρώδη επένδυση **foam**, η οποία καλύπτει εσωτερικά όλη την επιφάνεια της ποδοκνημικής. Είναι υποαλλεργική και αντιφιδρωτική. Φέρει δύο αμφίπλευρες μπανέλες αλουμινίου, πολύ ισχυρές, σταθεροποίησης του άκρου ποδός. Πέντε αυτοκόλλητοι ιμάντες περιδέσης. Σόλα με ανατομικό σχεδιασμό "**ROCKER BOTTOM**" για την απορρόφηση των κραδασμών. Διαθέτει βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα (in-out) για μείωση και αποθεραπεία του οιδήματος. Επίσης διαθέτει πολυκεντρικό μηχανισμό "**ROM**" από 45° πελματιαίας κάμψης έως 45° ραχιαίας κάμψης, σε θέσεις επιλογής ανά 7,5°. Ύψος νάρθηκα **43 cm. Αμφιδέξιος.**

Ενδείξεις:

Συντηρητικά και μετεγχειρητικά σε:

- Συρραφή σε πλήρη ρήξη αχιλλείου τένοντα
- Επιμηκύνσεις αχιλλείου τένοντα
- Τενοντομεταφορά πρόσθιου-οπίσθιου κνημιαίου- περνιαίου τένοντα
- Συρραφή έσω-έξω πλαγίων συνδέσμων
- Κατάγματα αμφισφύρια
- Κάταγμα κνήμης-περόνης
- Κάταγμα πτέρνας
- Κάταγμα αστραγάλου

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Μέγεθος υποδήματος	36-39	40-44	44-46½	46½+

06-2-078

ΥΠΟΔΗΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ "ORTHO WEDGE HEEL"



Το έγχρωμο αποτύπωμα απεικονίζει την κατανομή της πίεσης του πέλματος στο υπόδημα.

Μετεγχειρητικό υπόδημα, ελαφρού βάρους. Κατασκευή από ύφασμα αεριζόμενο, πολλαπλών στρωμάτων, με εσωτερική υποαλλεργική επένδυση. Άκαμπτη, αντιολισθητική και πολυστρωματική σόλα, για την απορρόφηση των κραδασμών. Πελματιαία μαλακή επένδυση. Πρόσθιοι αυτοκόλλητοι ιμάντες, μεγάλου μήκους, για ογκώδεις επιδέσεις. Το υπόδημα είναι ειδικά διαμορφωμένο στην περιοχή του πρόσθιου άκρου ποδός για την αποφόρτιση των μεταταρσίων κατά τη βάδιση. **Αμφιδέξιο.**

Ενδείξεις:

- Συντηρητικά σε κάταγμα ονυχοφόρου φάλαγγας
- Μετεγχειρητικά σε επέμβαση "Hallux Valgus"
- Τενοντομεταθέσεις καμπτήρων-εκτεινόντων δακτύλων
- Σε επεμβάσεις μεταταρσίων και δακτύλων άκρου ποδός

ΜΕΓΕΘΗ	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Μήκος σόλας (cm)	24	26	27	29	31
Οπίσθιο πλάτος σόλας (cm)	8	8	8	8	8
Πρόσθιο πλάτος σόλας (cm)	11	11	11	11	11
Μέγεθος υποδήματος	35-37	38-39	40-42	43-45	46-48

06-2-133

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΗΜΑ "HEEL RELIEF"



Κατασκευή από αεριζόμενο ύφασμα με εσωτερική υποαλλεργική επένδυση. Διαθέτει άκαμπτη αντιολισθητική και πολυστρωματική σόλα για απορρόφηση των κραδασμών. Πελματιαία μαλακή επένδυση η οποία προσθαιρείται για επιπλέον άνεση του ασθενή. Δύο πρόσθιοι αυτοκόλλητοι ιμάντες επίδεσης και μία οπίσθια στην περιοχή του αστραγάλου για την αποφυγή της ολισθηρότητας της πτέρνας. **Αμφιδέξιο.**

Ενδείξεις:

- Κακώσεις μαλακών μορίων πτέρνας
- Φλεγμονώδης κατάσταση στην περιοχή της πτέρνας
- Ρωγμώδεις κάταγμα πτέρνας
- Χρήση μετά από χειρουργείο πτέρνας

ΜΕΓΕΘΗ	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Μήκος σόλας (cm)	24	26	27	29	31
Οπίσθιο πλάτος σόλας (cm)	8	8	8	8	8
Πρόσθιο πλάτος σόλας (cm)	11	11	11	11	11
Μέγεθος υποδήματος	35-37	38-39	40-42	43-45	46-48

06-2-156 ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΗΜΑ "POST-OP"

Υπόδημα ελαφρύ. Κατασκευή από αεριζόμενο ύφασμα με εσωτερική υποαλλεργική επένδυση. Άκαμπτη αντιολισθητική και πολυστρωματική σόλα απορρόφησης των κραδασμών. Πελματιαία μαλακή επένδυση, πρόσθιοι ελαστικοί ιμάντες μεγάλου μήκους για ογκώδεις επιδέσεις. Πλένεται. **Αμφιδέξιο.**



Ενδείξεις:

- Οστεοτομία μεταταρσίου
- Τενοντοτομές καμπτήρων μυών, φάλαγγος
- Τενοντομεταφορές καμπτήρων εκτεινόντων δακτύλων σε γαμφοδακτυλία
- Αρθροπλαστική μεταταρσίου
- Οστεοσύνθεση σε κάταγμα μεταταρσίου
- Αρθροπλαστική φαλαγγικών αρθρώσεων
- Μετά από αφαίρεση οστεοφύτων μεταταρσιοφαλαγγικών αρθρώσεων

ΜΕΓΕΘΗ	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Μήκος σόλας (cm)	24	26	27	29	31
Οπίσθιο πλάτος σόλας (cm)	8	8	8	8	8
Πρόσθιο πλάτος σόλας (cm)	11	11	11	11	11
Μέγεθος υποδήματος	35-37	38-39	40-42	43-45	46-48


07-2-131 ΥΠΟΔΗΜΑ ΓΥΨΟΥ "SUPERSHOE II"

Κατασκευή από αεριζόμενο **polyester** ύφασμα δικτυωτής υφής. Εσωτερική επένδυση υποαλλεργική και αεριζόμενη. Αντιολισθητική και ημιάκαμπτη σόλα. Φέρει στην πρόσθια επιφάνεια προσθαφαιρούμενη γλώσσα για καλύτερη εφαρμογή. Πρόσθιο κλείσιμο με αυτοκόλλητους ιμάντες και πλαστικές αγκράφες. **Αμφιδέξιο.** Χρώμα: **Μπλε**



Ενδείξεις:

- Κατάλληλο για τη βάδιση μετά από εφαρμογή προπλάσματος γύψου



ΜΕΓΕΘΗ	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
		ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ	ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ	ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ	ΑΝΔΡΙΚΟ	ΑΝΔΡΙΚΟ	ΑΝΔΡΙΚΟ	
Μήκος σόλας (Α) (cm)	22	24	25	27	28	29	30	32
Οπίσθιο πλάτος σόλας (Β) (cm)	7	8	9	9	10	10	10	11
Οπίσθιο πλάτος σόλας (Γ) (cm)	6	7	7	7	8	8	8	9

Η επιλογή του μεγέθους γίνεται βάσει των διαστάσεων του προπλάσματος γύψου και όχι του μεγέθους του υποδήματος.



ΠΕΛΜΑΤΑ

07-2-034 (F079)

ΚΑΛΤΣΑ ΚΝΗΜΗΣ - ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑ GEL



Μαλακή κάλτσα ανοικτών δακτύλων με δύο επιθέματα από πολυμερές μαλακό **gel 2 mm** (στην κνήμη και τον αχίλλειο τένοντα). Ο ανατομικός σχεδιασμός επιτρέπει σωστή εφαρμογή. Προστατεύει από ερεθισμούς και ελαφρές κακώσεις, που δημιουργούνται κυρίως κατά την άθληση. Μειώνει την τριβή. Τοποθετείται κάτω από την κοινή κάλτσα. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**. Συσκευασία: **Τεμάχιο**.

ΜΕΓΕΘΗ SMALL LARGE
Γυναικείο Αντρικό



07-2-025 (F076)

ΚΑΛΤΣΑ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑ GEL



Μαλακή κάλτσα ανοικτών δακτύλων, με θεραπευτικό επίθεμα **gel 3mm**, για την προστασία του αχίλλειου τένοντα. Απορροφά την πίεση και προστατεύει από την τριβή. Ανακουφίζει από τον πόνο που προκαλείται από τενοντίτιδα, θυλακίτιδα και τραυματισμούς του αχίλλειου τένοντα. Προλαμβάνει τη δημιουργία εκδορών που προκαλούνται από τη συχνή χρήση αθλητικών υποδημάτων. Το επίθεμα ενυδατώνει το δέρμα. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**. Συσκευασία: **Τεμάχιο**.

ΜΕΓΕΘΗ SMALL LARGE
Γυναικείο Αντρικό



07-2-033 (F078)

ΚΑΛΤΣΑ ΣΦΥΡΩΝ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑ GEL



Μαλακή κάλτσα ανοικτών δακτύλων, με δύο επιθέματα στα σφυρά (έσω-έξω), από πολυμερές μαλακό **gel 3 mm**. Προστατεύει τα σφυρά από τις εκδορές, μειώνει την τριβή και προλαμβάνει τα δερματικά έλκη. Ελαχιστοποιεί την πίεση. Τα επιθέματα gel εφάπτονται του δέρματος και ενυδατώνουν προοδευτικά την πάσχουσα περιοχή χάρη στο ειδικό έλαιο που περιέχουν. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**. Συσκευασία: **Τεμάχιο**.

ΜΕΓΕΘΗ SMALL LARGE
Γυναικείο Αντρικό



07-2-035 (F083)

ΚΑΛΤΣΕΣ ΠΤΕΡΝΑΣ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑ GEL



Ελαστικά καλτσάκια ανοικτών δακτύλων με ενσωματωμένο στην πτέρνα ανατομικό επίθεμα από πολυμερές πυκνό **gel 3 mm**. Εφαρμόζουν εύκολα. Απορροφούν την πίεση, μειώνουν την τριβή. Το **gel** εφάπτεται του δέρματος και απελευθερώνει σταδιακά ειδικό έλαιο με ενυδατική δράση. Ανακουφίζει από τον πόνο που προκαλείται από τη θυλακίτιδα και τους μικροτραυματισμούς της πτέρνας. Προλαμβάνουν τη δημιουργία τυχόν εκδορών. Συνιστάται η χρήση κατά τη διάρκεια της νύχτας σε περίπτωση δερματικού έλκους. Πλένονται. Συσκευασία: **Ζεύγος**

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE



07-2-040

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΤΟΙ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ



Ιδανικά για κουρασμένα πόδια, λόγω πολύωρης ορθοστασίας. Ο ειδικός σχεδιασμός στο μετατόραιο και την πτέρνα, επιτυγχάνει μείωση της πίεσης που ασκείται στα κάτω άκρα κατά την βάρδια και απορροφά τους κραδασμούς.

Η επένδυση των πελμάτων είναι από **fiber** υλικό. Κόβονται στο επιθυμητό μήκος. Ανδρικό: Χρώμα **μπλε**. Γυναικείο: Χρώμα **ροζ**.

Συσκευασία: **Ζεύγος**

Ενδείξεις:

- Απορρόφηση κραδασμών κατά την βάρδια
- Ανακούφιση από τον πόνο
- Αποφόρτιση της πίεσης που ασκείται στο πέλμα κατά την βάρδια

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

07-2-065

ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΠΑΤΟΙ



Πέλματα τριών στρωμάτων με **fiber** επένδυση που τα καθιστούν απαλά στην αφή. Το **latex foam** επιτυγχάνει μέγιστη άνεση. Η αντιολισθητική βάση επιτρέπει σταθερότητα κατά την βάρδια. Είναι διάτρητα για βελτίωση του αερισμού και μείωση της οσμής (λόγω βακτηριδίων). Κόβονται σε επιθυμητό μήκος.

Ανδρικό: Χρώμα **μπλε**.

Συσκευασία: **Ζεύγος**

Ενδείξεις:

- Απορρόφηση κραδασμών κατά την βάρδια
- Ανακούφιση από τον πόνο
- Αποφόρτιση της πίεσης που ασκείται στο πέλμα κατά την βάρδια

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

07-2-064

ΠΑΤΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



Κατάλληλα για καθημερινή χρήση. Ο σχεδιασμός των δύο στρωμάτων επιτυγχάνει μέγιστη άνεση κατά την βάρδια. Απορροφούν τους κραδασμούς. Είναι διάτρητα για μείωση της εφίδρωσης και βελτίωση του αερισμού των ποδιών. Κόβονται στο επιθυμητό μήκος.

Συσκευασία: **Ζεύγος**

Ενδείξεις:

- Απορρόφηση κραδασμών κατά την βάρδια
- Ανακούφιση από τον πόνο
- Αποφόρτιση της πίεσης που ασκείται στο πέλμα κατά την βάρδια

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

07-2-017 (F040)

ΠΕΛΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



Ανατομικά πέλματα από σιλικόνη υψηλής ποιότητας, με υποαλλεργική και αντιεφιδρωτική δράση. Αεριζόμενα. Φέρουν μαξιλάρι ανύψωσης κεφαλών μεταταρσίου. Ειδικά διαμορφωμένα μπλε τμήματα στα δάκτυλα και την πτέρνα απορρόφησης των κραδασμών. Ανακουφίζουν από το άλγος. Ιδανικά για κουρασμένα πόδια. Συσκευασία: **Ζεύγος**



Cushion & Protect



Reliever Pain & Giver Comfort



Washable & Reusable



100% Medical Grade Silicone



Last for Months



ΜΕΓΕΘΗ	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Μήκος πέλματος (cm)	23,5	25	26,3	27,7	29	31
Μέγεθος υποδήματος	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46

07-2-045 (F040-24)

ΠΕΛΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ "DIABETIC"



Ανατομικά πέλματα από σιλικόνη δύο πυκνοτήτων (μαλακή και σταθερή), υποαλλεργική, αντιβακτηριδιακή και φιλική με το ευαίσθητο δέρμα. Τα τμήματα στο μετατάρσιο και την πτέρνα (χρώματος πορτοκαλί) είναι εξαιρετικά μαλακά για ισομερή αποφόρτιση της πίεσης που ασκείται σε όλο το πέλμα. Αποτρέπουν τη δημιουργία κάλων. Ιδανικό βοήθημα για διαβητικούς. Συσκευασία: **Ζεύγος**



Cushion & Protect



Reliever Pain & Giver Comfort



Washable & Reusable



100% Medical Grade Silicone



Last for Months



ΜΕΓΕΘΗ	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Μήκος πέλματος (cm)	23,5	25	26,3	27,7	29	31
Μέγεθος υποδήματος	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46

07-2-046 (F039-5)

ΠΕΛΜΑΤΑ ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



Ανατομικά πέλματα από σιλικόνη δύο πυκνοτήτων, με υποαλλεργική και αντιεφιδρωτική δράση. Φέρουν extra ανύψωση στην ποδική καμάρα και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα από μαλακή μπλε σιλικόνη, στα δάκτυλα και την πτέρνα. Απορροφούν τους κραδασμούς. Βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος και προσφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα κατά τη βάδιση. Συσκευασία: **Ζεύγος**



Cushion & Protect



Reliever Pain & Giver Comfort



Washable & Reusable



100% Medical Grade Silicone



Last for Months



ΜΕΓΕΘΗ	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Ύψος καμάρας (cm)	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4
Μέγεθος υποδήματος	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44

07-2-019 (F038)

ΠΕΛΜΑΤΑ ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑΣ ¾ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



Πέλματα τριών τετάρτων για τη βελτίωση της πλατυποδίας και την ανύψωση της ποδικής καμάρας. Ιδανικά για κουρασμένα πόδια. Βοηθούν στην καλή κυκλοφορία του αίματος και μειώνουν τον κίνδυνο οιδήματος. Το διαμορφωμένο μπλε τμήμα στην πτέρνα βοηθά στην απορρόφηση των κραδασμών.

Συσκευασία: **Ζεύγος**



Cushion & Protect



Reliever Pain & Give Comfort



Washable & Reusable



100% Medical Grade Silicone



Last for Month

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Μήκος πέλματος (cm)	25	26,3	27,7	29
Μέγεθος υποδήματος	37-38	39-40	41-42	43-44



07-2-021 (F034)

ΠΕΛΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ¾ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



Ιδιαίτερα λεπτά πέλματα από σιλικόνη. Ειδικά διαμορφωμένα μαλακά τμήματα για την καλή κυκλοφορία του αίματος και την απορρόφηση των κραδασμών. Φέρουν διαμορφωμένο μπλε τμήμα ανύψωσης κεφαλών μεταταρσίου. Μειώνουν το άλγος των κάτω άκρων. Μήκος πέλματος 18,5cm.

Συσκευασία: **Ζεύγος**



Cushion & Protect



Reliever Pain & Give Comfort



Washable & Reusable



100% Medical Grade Silicone



Last for Month

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

07-2-016 (F031/1)

ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΑ ΑΚΑΝΘΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ "BLUE DOT"



Εφαρμόζουν σε όλους τους τύπους υποδημάτων. Το διαμορφωμένο μπλε τμήμα είναι εξαιρετικά μαλακό και βοηθά τα άτομα που παρουσιάζουν άκανθα στην πτέρνα. Ανακουφίζουν από το άλγος λόγω της ορθοστασίας. Κατάλληλα για καθημερινή χρήση. Απορροφούν τους κραδασμούς.

Συσκευασία: **Ζεύγος**



Cushion & Protect



Reliever Pain & Give Comfort



Washable & Reusable



100% Medical Grade Silicone



Last for Month

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
Μήκος υποπτερνίου (cm)	7,8	9,1	10
Μέγεθος υποδήματος	35-37	38-40	41-44

07-2-038 (F061/41)

ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΑ GEL ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ MICROFIBER



Ιδανικά για άτομα με πολύωρη ορθοστασία. Ο λεπτός σχεδιασμός επιτρέπει την εφαρμογή τους σε όλους τους τύπους υποδημάτων. Ανακουφίζει και μειώνει το άλγος των κάτω άκρων. Η δερμάτινη επένδυση του υποπτέρνιου το καθιστά άνετο, αεριζόμενο και αντιεφιδρωτικό. Ζεύγος.

Συσκευασία: **Ζεύγος**

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	LARGE
Μήκος υποπτέρνιου (cm)	7,8	10
Μέγεθος υποδήματος	35-39	40-45



07-2-093

ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΑ ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΣΤΑΓΟΝΑ



Κατασκευή από σιλικόνη υψηλής ποιότητας και αντοχής. Η ανατομικά σχεδιασμένη προσθαιρούμενη σταγόνα αποφορτίζει την πάσχουσα περιοχή της πτέρνας. Μειώνουν το άλγος και απορροφούν τους κραδασμούς.

Συσκευασία: **Ζεύγος**

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
Μέγεθος υποδήματος	36-38	39-41	41-43

07-2-094

ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ "U-SHAPE"



Υποστήριγμα για την σταθεροποίηση της πτέρνας. Ανατομικά σχεδιασμένο για την καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών. Προτείνεται για καθημερινή χρήση.

Συσκευασία: **Ζεύγος**

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
Μέγεθος υποδήματος	36-38	39-41	41-43

07-2-022 (F037)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΠΤΕΡΝΑΣ



Κατασκευή από μείγμα σιλικόνης δύο πυκνοτήτων. Υψηλής ποιότητας και αντοχής. Το ειδικά διαμορφωμένο μπλε τμήμα είναι εξαιρετικά μαλακό. Ιδανικά για όσους έχουν άκανθα πτέρνας. Απορροφούν τους κραδασμούς. Φέρουν προστατευτικό χείλος σταθεροποίησης της πτέρνας.

Συσκευασία: **Ζεύγος**

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
Μήκος υποπτέρνιου (cm)	7,8	9,1	10
Μέγεθος υποδήματος	35-37	38-40	41-44



07-2-027 (F073)

ΠΑΤΑΚΙΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ GEL



Ιδιαίτερα λεπτά πατάκια κεφαλών μεταταρσίου από πολυμερές gel. Σχεδιασμένα ειδικά για το γυναικείο πόδι. Μειώνουν το άλγος που προκαλείται λόγω ορθοστασίας, βάδισης ή λόγω των υψηλών τακουνιών.

Συσκευασία: **Ζεύγος**

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE



Cushion & Protect



Relieve Pain & Give Comfort



Washable & Reusable

07-2-012 (F043)

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ GEL



Ελαστικό βοήθημα με ενσωματωμένο ανατομικό μαξιλαράκι μεταταρσίου από πολυμερές gel. Λόγω της απαλότητας και της ελαστικότητας των επιθεμάτων, δεν επηρεάζεται η κυκλοφορία του αίματος. Προστατεύει τις κεφαλές του μεταταρσίου, απορροφώντας τους κραδασμούς. Μειώνει την τριβή.

Συσκευασία: **Ζεύγος**

ΜΕΓΕΘΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΝΔΡΙΚΟ

Πλάτος πέλματος (cm) 8 10



Cushion & Protect



Relieve Pain & Give Comfort



Washable & Reusable

07-2-030 (F058)

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΔΑΚΤΥΛΩΝ GEL



Προστατευτικό κάλυμμα κατασκευασμένο από ελαστικό ύφασμα, με εσωτερική επένδυση **gel 2mm**. Καλύπτει την περιοχή από τα δάκτυλα έως και τις κεφαλές των μεταταρσίων. Ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα στην πάσχουσα περιοχή από τους κάλους.

Συσκευασία: **Ζεύγος**

ΜΕΓΕΘΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΝΔΡΙΚΟ



Cushion & Protect



Relieve Pain & Give Comfort



Washable & Reusable

07-2-018 (F044)

ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ "PURE GEL"



Προστατευτικό κεφαλών μεταταρσίου. Ιδανικό για την μείωση του άλγους στο μετατάρσιο που προκαλείται από την έντονη ορθοστασία και την έντονη βάδιση. Εφαρμόζεται στο δεύτερο δάκτυλο. Απορροφά τους κραδασμούς. Πάχος 2,5mm.

Συσκευασία: **Ζεύγος**

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE



Cushion & Protect



Relieve Pain & Give Comfort



Washable & Reusable

07-2-006 (F004)

ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΑΜΨΟΔΑΚΤΥΛΙΑΣ



Ανατομικό δερμάτινο μαξιλάρι με μαλακή επένδυση και ρυθμιζόμενο λάστιχο συγκράτησης. Αποτρέπει την κάμψη των δακτύλων. Ανακουφίζει από τον πόνο, μειώνει την πίεση.

Συσκευασία: **Ζεύγος**

ΜΕΓΕΘΗ SMALL LARGE

07-2-010 (F056)

ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΦΥΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑΣ GEL



Διορθωτικό βοήθημα σφυροδακτυλίας. Τοποθετώντας τον δακτύλιο **gel** στο δεύτερο δάκτυλο επιτυγχάνεται η σωστή θέση του βοηθήματος.

Μειώνεται στο ελάχιστο η μετακίνησή του, προσφέροντας μέγιστη ανακούφιση. Συσκευασία: **Ζεύγος**

ΜΕΓΕΘΗ SMALL LARGE

07-2-061 (F042/19)

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ



Κατασκευή από μαλακό ενυδατικό **gel**. Ο ανατομικός σχεδιασμός επιτρέπει σωστή εφαρμογή σε όλα τα υποδήματα. Προστατεύει τον βλαισό-μεγάλο δάκτυλο (κότσι). Μειώνεται το άλγος στην ερεθισμένη περιοχή. Εφαρμόζει με δακτύλιο.

Αμφιδέξιο. Συσκευασία: **Ζεύγος**

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE



07-2-007 (F020)

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΒΛΑΙΣΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ "HALLUX VALGUS"



Νάρθηκας νυκτός κατασκευασμένος από πλαστικό ευπροσάρμοστο υλικό, με εσωτερική αφρώδη επένδυση. Ρυθμιζόμενος αυτοκόλλητος ιμάντας επίδεσης, ο οποίος επιτυγχάνει τη σταθεροποίηση του νάρθηκα σε σωστό σημείο. Η διορθωτική βελτίωση είναι προοδευτική. Ενδείκνυται για συντηρητική αποκατάσταση βλαισού μεγάλου δακτύλου. **Αμφιδέξιος.** Συσκευασία: **Ζεύγος**

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
Μέγεθος υποδήματος	34-36	37-40	41-45

07-2-036 (F042-46/47)

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΛΑΙΣΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΕ GEL



Κατασκευή από ελαστικό, μαλακό και υποαλλεργικό ύφασμα. Φέρει δύο ενσωματωμένα **Deramed® Gel pads** στην περιοχή του μεταταρσίου και του μεγάλου δακτύλου. Το gel ανακουφίζει άμεσα την μεταταρσαλγία. Βοηθάει την κυκλοφορία του αίματος στην ερεθισμένη περιοχή. Μειώνει την τριβή. Πολύ λεπτό και εργονομικά σχεδιασμένο, ώστε να εφαρμόζει άνετα στο υπόδημα. Το gel παραμένει πάντα σε σωστή θέση για μέγιστη ανακούφιση. Προσαρμόζεται σε όλα τα μεγέθη πελμάτων λόγω της ελαστικότητάς του. Συσκευασία: **Τεμάχιο**



Cushion & Protect



Relieve Pain & Give Comfort



Washable & Reusable

ΜΕΓΕΘΗ

SMALL

LARGE

07-2-037 (F042/54)

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΛΑΙΣΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ



Κατασκευή από μαλακό, λείο και ενυδατικό **Deramed® gel**. Ο ειδικός σχεδιασμός επιτρέπει τη σωστή εφαρμογή στο υπόδημα και προστατεύει τον βλαισό-μεγάλο δάκτυλο (κότσι). Βοηθά στην ευθυγράμμιση του μεγάλου και 2ου δακτύλου σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων. Ανακουφίζει άμεσα, ενυδατώνει και βοηθάει την κυκλοφορία του αίματος στην ερεθισμένη περιοχή. Εφαρμόζει με δακτύλιο. Συσκευασία: **Τεμάχιο**



Cushion & Protect



Relieve Pain & Give Comfort



Washable & Reusable

ΜΕΓΕΘΟΣ

ONE SIZE

07-2-047

ΔΕΣΤΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ "HALUX VALGUS SPLINT"



Κατασκευή από ελαστικό υλικό. Ιδανικό βοήθημα για το αρχικό στάδιο της βλαισότητας του μεγάλου δακτύλου άκρου ποδός. Φοριέται κατά την διάρκεια της ημέρας μέσα από υπόδημα. Αποτρέπει σε μεγάλο βαθμό την περαιτέρω βλαισότητα στο μεγάλο δάκτυλο, ασκώντας έλξη πάνω του. Συσκευασία: **Τεμάχιο**

Ενδείξεις:

- Αρχικό στάδιο βλαισότητας του μεγάλου δακτύλου άκρου ποδός (HALUX VALGUS)

ΜΕΓΕΘΟΣ

ONE SIZE

07-2-002 ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΔΑΚΤΥΛΩΝ "RIBBED"



Κατασκευή από **πολυμερές gel**, με εξωτερική επένδυση από ραβδωτό ελαστικό ύφασμα. Προφυλάσσει την ευαίσθητη επιδερμίδα (λόγω εκδορών). Επιτυγχάνει μείωση της τριβής και του άλγους.

Συσκευασία: **Δύο τεμαχίων**



Cushion & Protect



Relieve Pain & Give Comfort



Washable & Reusable



Moisturize the Skin

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	LARGE
Διάμετρος δακτύλου (cm)	1,5	2,0

*Μέγεθος small για 3ο, 4ο & 5ο δάκτυλο, μέγεθος large για το 2ο και το μεγάλο δάκτυλο

07-2-004 (F050) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ "GEL TUBE"



Ελαστικός σωληνοειδής δακτύλιος με **εσωτερική gel επικάλυψη** για την πλήρη προστασία της πάσχουσας περιοχής των δακτύλων. Μειώνει το άλγος και την τριβή που δημιουργείται κατά τη βόδιση. Λιπαίνει το δέρμα, επιταχύνει την ίαση των ουλών και των τραυμάτων. Μήκος 7,5 cm. Κόβεται στο επιθυμητό σημείο.

Συσκευασία: **Δύο τεμαχίων**



Moisturize the Skin

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	LARGE
Διάμετρος δακτύλου (cm)	1,5	2,0

07-2-003 (F041) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ "PURE GEL"



Δακτύλιος από **πολυμερές gel** για την προστασία και την επούλωση των τραυματισμένων δακτύλων. Ιδανικός για την πρόληψη δημιουργίας κάλων.

Συσκευασία: **Δύο τεμαχίων**



Moisturize the Skin

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	LARGE
Διάμετρος δακτύλου (cm)	1,5	2,0

07-2-009 (F055)

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ GEL "SHARK FIN"



Κατασκευή από **πολυμερές gel** υψηλής ποιότητας. Ο ανατομικός σχεδιασμός του επιτρέπει την εφαρμογή σε όλα τα δάκτυλα, αναλόγως μεγέθους. Μειώνει την τριβή και τον ερεθισμό στη πάσχουσα περιοχή. Ενυδατώνει το δέρμα ανάμεσα στα δάκτυλα. Συσκευασία: **Δύο τεμαχίων**



Mourirer the Skin

ΜΕΓΕΘΗ SMALL MEDIUM LARGE

07-2-041 (F041-31)

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ GEL



Προστατευτικός δακτύλιος από πολύ μαλακό **Deramed® gel**. Ειδικά σχεδιασμένος για την προστασία του ραχιαίου τμήματος των δακτύλων. Τοποθετείται εύκολα. Ανακουφίζει άμεσα από το άλγος και εμποδίζει την εμφάνιση νέων κάλων, ειδικά στην περίπτωση σφυροδακτυλίας ή γαμφοδακτυλίας. Συσκευασία: **Δύο τεμαχίων**

ΜΕΓΕΘΗ SMALL LARGE

Διάμετρος (cm) 1,5 2,0

07-2-039 (F042/59)

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ GEL ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ



Κατασκευή από μαλακό, ελαστικό και ενυδατικό **Deramed® gel**. Το μικρό μέγεθος και η ειδική σχεδίαση επιτρέπουν τη σωστή εφαρμογή στο υπόδημα. Ενυδατώνει το δέρμα και κάνει μασάζ στην ερεθισμένη περιοχή. Συσκευασία: **Τεμάχιο**

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

07-2-058 (F00017)

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ



Κατασκευή από μαλακό, ελαστομερές **gel**. Εργονομικός σχεδιασμός με πλευρικές θέσεις (βρόχους) για σωστή εφαρμογή. Είναι μακράς διάρκειας. Χρησιμοποιείται στο σπίτι μετά από μία κοπιαστική μέρα, για την χαλάρωση των ποδιών.
Συσκευασία: **Ζεύγος**

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE



07-2-042 (F054/55)

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ



Από μαλακό, λείο και ενυδατικό **Deramed® gel**. Συνδυασμός διαχωριστικού gel και προστατευτικού μεγάλου δακτύλου, με εξωτερική υφασμάτινη επένδυση και εσωτερική gel επικάλυψη. Ο προστατευτικός δακτύλιος ευθυγραμμίζει το μεγάλο και 2ο δάκτυλο σε περιπτώσεις παραμόρφωσης. Ανακουφίζει από τον πόνο λόγω των κάλων και ενυδατώνει το δέρμα. **Αμφιδέξιο**
Συσκευασία: **Δύο τεμαχίων**

ΜΕΓΕΘΗ SMALL LARGE



07-2-055 (F081/82)

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ "DOUBLE LOOP"



LARGE

SMALL

Διπλό διαχωριστικό για τον βλαισό (κότσι) και το δεύτερο δάκτυλο. Ο ειδικός σχεδιασμός επιτρέπει σωστή εφαρμογή στο υπόδημα. Προφυλάσσει και ενυδατώνει την ευαίσθητη επιδερμίδα, μειώνει την τριβή (λόγω εκδορών) και το άλγος. Κατασκευή από μαλακό, ελαστομερές **gel**.
Συσκευασία: **Δύο τεμαχίων**

ΜΕΓΕΘΗ SMALL LARGE



07-2-056 (F041/42)

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ "SPREADER & RING"



Κατασκευή από σταθερό **ελαστομερές gel**. Προστατεύει το δάκτυλο από την τριβή λόγω βάδισης και επιτυγχάνει σωστή ευθυγράμμιση των δακτύλων. Χρησιμοποιείται και ως διαχωριστικό τοποθετώντας την επίπεδη επιφάνεια προς την ερεθισμένη περιοχή. Πλένεται.
Συσκευασία: **Ζεύγος**

ΜΕΓΕΘΗ SMALL LARGE



07-2-057 (F081/82)

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ



Κατασκευή από ενυδατικό, ελαστικό, μαλακό **gel**. Ο δακτύλιος προστατεύει και μειώνει τον ερεθισμό που προκαλείται λόγω τριβής. Επιτυγχάνει τη σωστή ευθυγράμμιση των δακτύλων. Πλένεται.

Συσκευασία: **Ζεύγος**

ΜΕΓΕΘΗ SMALL LARGE



07-2-008 (F001/02)


ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ GEL



Κατασκευή από **πολυμερές gel** υψηλής ποιότητας, για τον διαχωρισμό του μεγάλου και δευτέρου δακτύλου. Μειώνει την τριβή και τον ερεθισμό.

Συσκευασία: **Δύο τεμαχίων**

ΜΕΓΕΘΗ SMALL LARGE



07-2-059 (F056/52)

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ



Κατασκευή από σταθερό **gel** για την διόρθωση και την σωστή υποστήριξη του δακτύλου του ποδιού. Χρησιμοποιείται και ως διαχωριστικό τοποθετώντας την επίπεδη επιφάνεια προς την ερεθισμένη περιοχή.

Συσκευασία: **Τεμάχιο**

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE



07-2-001 (F033)

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΔΑΚΤΥΛΩΝ "GEL CUP"



Κατασκευή από **πολυμερές gel** για την προστασία των δακτύλων. Προφυλάσσει την ευαίσθητη επιδερμίδα (λόγω εκδορών) επιτυγχάνοντας τη μείωση της τριβής και του άλγους. Συσκευασία: **Δύο τεμαχίων**

ΜΕΓΕΘΟΣ SMALL LARGE

Διάμετρος δακτύλου [cm] 1,5 2,0



07-2-028 / 07-2-031 (F049-OVAL)

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΟΥΑΛ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ GEL

Προστατεύουν τους κάλους, μειώνουν το άλγος, είναι υποαλλεργικά. Μαλακώνουν και θεραπεύουν τις σκληρύνσεις του δέρματος.
Συσκευασία: **6 τεμαχίων**



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	LARGE
Κωδικός προϊόντος	07-2-028	07-2-031
Τεμάχια	6	2

07-2-029 / 07-2-032 (F049-RING)

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ RING ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ GEL

Προστατεύουν τους κάλους, μειώνουν το άλγος, είναι υποαλλεργικά. Μαλακώνουν και θεραπεύουν τις σκληρύνσεις του δέρματος.
Συσκευασία: **6 τεμαχίων**



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	LARGE
Κωδικός προϊόντος	07-2-029	07-2-032
Τεμάχια	6	2

07-2-060 F0509

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ "MOLESKIN"

Αυτοκόλλητα φύλλα με βαμβακερή και υπαλλεργική επένδυση. Ο χρήστης δύναται να τα κόψει σε διάφορα μήκη και σχέδια ανάλογα με τις ανάγκες του. Ανακουφίζουν από το άλγος που δημιουργείται λόγω τριβής, μειώνουν την πίεση και αποτρέπουν την δημιουργία κάλων.

Συσκευασία: **4 τεμαχίων**



07-2-062 F049/7

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ GEL SORE SPOTS



Κατασκευή από μαλακό διαφανές gel με αυτοκόλλητη επιφάνεια σταθεροποίησης. Τοποθετούνται στο παπούτσι ή στο δέρμα. Προστατεύουν το δέρμα από τυχόν εκδορές και ερεθισμούς.

Συσκευασία: **6 τεμάχια**



07-2-063 F049/9

ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ HEEL PROTECTOR



Διαφανές επίθεμα gel. Προστατεύει την αχίλλειο περιοχή από εκδορές και περιορίζει την πίεση που ασκείται λόγω των υποδημάτων. Η διάφανη υφή του προϊόντος επιτρέπει την χρήση και σε ανοιχτά υποδήματα.

Συσκευασία: **2 τεμάχια**



07-2-066 F059/1

ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΙΑ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ



Προστατευτικό αυτοκόλλητο επίθεμα από **πολυμερές gel**. Ειδικό για την προστασία των τοιχωμάτων του αχίλλειου τένοντα από ερεθισμούς και εκδορές λόγω τριβής.

Συσκευασία: **5 τεμάχια**



07-2-048 **FRESCO STARTER KIT**



Το **Starter Kit** της Fresco είναι υλικό από σιλικόνη που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες για να κατασκευάσουν ορθωτικά μέσα. Το **kit** αποτελείται από δύο τύπους σιλικόνης. Μία απαλή (soft) και μία ενδιάμεση (medium) ποιότητα ως προς την σκληρότητα του υλικού. Η συσκευασία εμπεριέχει επίσης έναν μικρό καταλύτη.

Συσκευασία: **Σετ 3 τεμαχίων**

07-2-052 **FRESCO SILICONE BLAND ROSE**



Το Bland Rose είναι πολυσυμπκνωμένη σιλικόνη αλλά ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται απαλή (soft) ως προς την σκληρότητα. Είναι ειδικά σχεδιασμένη για να χρησιμοποιείται στην ποδολογία.

Συσκευασία: **Τεμάχιο 500 γρ.**

07-2-053 **FRESCO SEMI SOFT SILICONE**



Πολυσυμπκνωμένη σιλικόνη μέτρια (medium) ως προς την σκληρότητα. Είναι ειδικά σχεδιασμένη για να χρησιμοποιείται στην ποδολογία. Ενυδατώνει το δέρμα και βοηθά στην πάσوخουσα περιοχή από υπερκερατώσεις. Υπάρχει δυνατότητα ανάμιξης με άλλο τύπο της σειράς Fresco για να καθοριστεί ο τύπος της σκληρότητας. Πρέπει να πλένονται καλά τα χέρια μετά την χρήση της σιλικόνης. Η ορθωτική κατασκευή είναι πλενόμενη και επαναχρησιμοποιούμενη.

Συσκευασία: **Τεμάχιο**

07-2-054 **REAKTOL LIQUID CATALYST**



Υγρός καταλύτης ο οποίος χρησιμοποιείται για όλους τους τύπους σιλικόνης της σειράς Fresco, με την μέθοδο της πρόσμιξης. Διάρκεια αντοχής έως τρία χρόνια.

Συσκευασία: **Τεμάχιο**



**ΚΑΛΤΣΕΣ
ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ,
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ
& ΚΑΛΣΟΝ**

06-2-006

ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
BBF 70den 12-14 mmHg



Ελαστικές κάλτσες, κλειστών δακτύλων, διαβαθμισμένης συμπίεσης. Βοηθούν στην καλή κυκλοφορία του αίματος, προλαμβάνουν την εμφάνιση κιρσών. Ανακουφίζουν τα άτομα με φλεβίτιδα. Η ειδική ύφανση στο πέλμα μειώνει την κόπωση των κάτω άκρων. Ιταλικής προέλευσης.

Κατασκευή από polyamide 77% & elastane 23%.

Χρώμα: **Nero/016/Fumo/018**

ΜΕΓΕΘΗ	Περίμετρος κνήμης (cm)
1	28-30
2	30-33
3	34-37
4	37-40
5	40-43



06-2-007

ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
BBF 140den 18-23 mmHg



Ελαστικές κάλτσες, κλειστών δακτύλων, διαβαθμισμένης συμπίεσης. Βοηθούν στην καλή κυκλοφορία του αίματος, προλαμβάνουν την εμφάνιση κιρσών. Ανακουφίζουν τα άτομα με φλεβίτιδα. Η ειδική ύφανση στο πέλμα μειώνει την κόπωση των κάτω άκρων. Ιταλικής προέλευσης.

Κατασκευή από polyamide 77% & elastane 23%.

Χρώμα: **Nero/016/Fumo/018**

ΜΕΓΕΘΗ	Περίμετρος κνήμης (cm)
1	28-30
2	30-33
3	34-37
4	37-40
5	40-43



06-2-109

ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
CLASS I 15-20 mmHg



Ελαστικές κάλτσες, κλειστών δακτύλων, διαβαθμισμένης συμπίεσης 15-20 mmHg. Ιδανικές για ελαφρά ιδιήματα των κάτω άκρων, κιρσούς και πρόληψη της ήπιας φλεβίτιδος. Εφαρμόζουν τέλεια στο πόδι.

Κατασκευή από polyamide 75% & elastan 25%.

Χρώματα: **Μπεζ**

ΜΕΓΕΘΗ	Περίμετρος κνήμης (cm)
SMALL	29-32
MEDIUM	32-35
LARGE	35-38
X-LARGE	38-41
XX-LARGE	41-44



06-2-072

ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
LIGHT WEIGHT CLASS II 20-30mmHg



Ορθοπεδικές κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης με κλειστή πτέρνα και δάκτυλα. Κατάλληλες για την πρόληψη και την θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας, των κιρσών και των οιδημάτων. Προεγχειρητική ή μετεγχειρητική χρήση.

Κατασκευή από polyamide 75% & elastan 25%.

Χρώματα: **Μπεζ**

ΜΕΓΕΘΗ	Περίμετρος κνήμης (cm)
1	30-32
2	32-34
3	34-36
4	36-38
5	38-40
6	40-42
7	42-45



06-2-008

ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
VARICOSE - Class III 30-40 mmHg



Ελαστικές κάλτσες διαβαθμισμένης ισχυρής συμπίεσης με κλειστή πτέρνα και ανοικτά δάκτυλα. Κατάλληλες για την πρόληψη και τη θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας, των κιρσών και των οιδημάτων. Μετεγχειρητική χρήση.

Κατασκευή από polyamide 75% & elastane 25%.

Χρώμα: **Μπεζ**

ΜΕΓΕΘΗ	Περίμετρος κνήμης (cm)
1	30-32
2	32-34
3	34-36
4	36-38
5	38-40
6	40-42
7	42-45



06-2-016

ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ
BBF 70den 12-14 mmHg



Ελαστικές κάλτσες, κλειστών δακτύλων, διαβαθμισμένης συμπίεσης. Βοηθούν στην καλή κυκλοφορία του αίματος, προλαμβάνουν την εμφάνιση κρισών. Ανακουφίζουν τα άτομα με φλεβίτιδα. Η ειδική ύφανση στο πέλμα μειώνει την κόπωση των κάτω άκρων. Η σωστή εφαρμογή στον μηρό επιτυγχάνεται με μία ελαστική φάσα σιλικόνης. Ιταλικής προέλευσης.

Κατασκευή από polyamide 77% & elastane 23%.

Χρώμα: **Nero/018**

ΜΕΓΕΘΗ	Περίμετρος κνήμης (cm)
2	30-33
3	34-37
4	37-40
5	40-43



06-2-018

ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ
BBF 140den 18-23 mmHg



Ελαστικές κάλτσες, κλειστών δακτύλων, διαβαθμισμένης συμπίεσης. Βοηθούν στην καλή κυκλοφορία του αίματος, προλαμβάνουν την εμφάνιση κρισών. Ανακουφίζουν τα άτομα με φλεβίτιδα. Η ειδική ύφανση στο πέλμα μειώνει την κόπωση των κάτω άκρων. Η σωστή εφαρμογή στον μηρό επιτυγχάνεται με μία ελαστική φάσα σιλικόνης. Ιταλικής προέλευσης.

Κατασκευή από polyamide 77% & elastane 23%.

Χρώμα: **Nero/018**

ΜΕΓΕΘΗ	Περίμετρος κνήμης (cm)
2	30-33
3	34-37
4	37-40
5	40-43



06-2-110

ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ
CLASS I 15-20 mmHg



Ελαστικές κάλτσες, κλειστών δακτύλων, διαβαθμισμένης συμπίεσης 15-20 mmHg. Ιδανικές για ελαφρά οιδήματα των κάτω άκρων, κρισούς και πρόληψη της ήπιας φλεβίτιδος. Η εφαρμογή στο μηρό επιτυγχάνεται με ελαστική φάσα σιλικόνης. Εφαρμόζουν τέλεια στο πόδι.

Κατασκευή από polyamide 77% & elastane 23%.

Χρώμα: **Μνεζ**

ΜΕΓΕΘΗ	Περίμετρος αστραγάλου (cm)	Περίμετρος κνήμης (cm)	Περίμετρος μηρού (cm)
SMALL	18-20	29-33	44-50
MEDIUM	20-22	31-35	47-55
LARGE	22-24	34-38	50-58
X-LARGE	24-26	36-41	53-62
XX-LARGE	26-28	38-43	55-65



06-2-063

ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ

LIGHT WEIGHT CLASS II 20-30mmHg



Ελαστικές κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης με κλειστή πτέρνα και δάκτυλα. Κατάλληλες για την πρόληψη και τη θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας και των κρισών. Μετεγχειρητική χρήση. Η σωστή εφαρμογή στο μηρό επιτυγχάνεται με μία ελαστική φάσα σιλικόνης.

Κατασκευή από polyamide 75%, elastane 25% και microfiber.

Χρώμα: **Μπεζ**

ΜΕΓΕΘΗ	Περίμετρος αστραγάλου (cm)	Περίμετρος κνήμης (cm)	Περίμετρος μηρού (cm)
1	18-20	29-33	44-50
2	20-22	31-35	47-55
3	22-24	34-38	50-58
4	24-26	36-41	53-62
5	26-28	38-43	55-65
6	28-30	41-45	58-68
7	30-32	42-48	62-73



06-2-010

ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ

VARICOSE - Class III 30-40 mmHg



Ελαστικές κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης με κλειστή πτέρνα και ανοικτά δάκτυλα. Κατάλληλες για την πρόληψη και τη θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας και των κρισών. Μετεγχειρητική χρήση. Η σωστή εφαρμογή στον μηρό επιτυγχάνεται με μία ελαστική φάσα σιλικόνης.

Κατασκευή από polyamide 75% και elastane 25%.

Χρώμα: **Μπεζ**

ΜΕΓΕΘΗ	Περίμετρος αστραγάλου (cm)	Περίμετρος κνήμης (cm)	Περίμετρος μηρού (cm)
1	18-20	29-33	44-50
2	20-22	31-35	47-55
3	22-24	34-38	50-58
4	24-26	36-41	53-62
5	26-28	38-43	55-65
6	28-30	41-45	58-68
7	30-32	42-48	62-73



06-2-049

ΚΑΛΣΟΝ

BBF 40den 6-8 mmHg



06-2-050

ΚΑΛΣΟΝ BBF

70den 12-14 mmHg



06-2-061

ΚΑΛΣΟΝ BBF

140den 18-23 mmHg



Ελαστικό καλσόν διαβαθμισμένης συμπίεσης. Κατασκευή από polyamide 76%, elastane 23% και cotton 1%. Βοηθά στην καλή κυκλοφορία του αίματος, προλαμβάνει την εμφάνιση κιρσών και ανακουφίζει τα άτομα με φλεβίτιδα. Ιταλικής προέλευσης.

Χρώμα: **Nero - Fumo - Grey - 016 - 018 - Beige - Moca - Bronzo - Beige - Moca - Bronzo - Blue**

Ελαστικό καλσόν διαβαθμισμένης συμπίεσης. Κατασκευή από polyamide 76%, elastane 23% και cotton 1%. Βοηθά στην καλή κυκλοφορία του αίματος, προλαμβάνει την εμφάνιση κιρσών και ανακουφίζει τα άτομα με φλεβίτιδα. Φέρει ενσωματωμένο λαστέξ συγκράτησης της κοιλιακής χώρας. Η ειδική ύφανση στο πέλμα μειώνει την κόπωση των κάτω άκρων. Ιταλικής προέλευσης.

Χρώματα 70den: **Nero - Fumo - Grey - 016 - 018 - Beige - Moca - Bronzo**
Χρώματα 140den: **Nero - Fumo - Grey - 016 - 018 - Beige - Bronzo**

ΜΕΓΕΘΗ	Βάρος ατόμου (kg)	Ύψος ατόμου (cm)
1	45-55	150-160
2	55-60	160-165
3	60-65	165-170
4	65-70	170-175
5	75-80	175-180
6	80-85	183+

ΜΕΓΕΘΗ	Βάρος ατόμου (kg)	Ύψος ατόμου (cm)
1	45-55	150-160
2	55-60	160-165
3	60-65	165-170
4	65-70	170-175
5	75-80	175-180
6	80-85	183+

06-2-044

ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ

ANTI-EMBOLISM ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 18-24 mmHg

Κλινικά σχεδιασμένες για την πρόληψη της θρόμβωσης πριν και μετά την χειρουργική επέμβαση. Είναι επίσης κατάλληλες για άτομα με μακροχρόνια κατάκλιση. Ανοικτές στα δάχτυλα. Η σωστή εφαρμογή στον μηρό επιτυγχάνεται με φάσα σιλικόνης.

Κατασκευή από polyamide 75% και elastane 25%.

Χρώμα: **Λευκό**

ΜΕΓΕΘΗ	Περίμετρος αστραγάλου (cm)	Περίμετρος κνήμης (cm)	Περίμετρος μηρού (cm)
SMALL	18-20	29-33	44-50
MEDIUM	20-23	32-37	48-56
LARGE	23-26	36-41	53-62
X-LARGE	26-29	40-45	58-67
XX-LARGE	29-33	44-49	63-73



06-2-051

ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

ANTI-EMBOLISM 18-24 mmHg



Κλινικά σχεδιασμένες για την πρόληψη της θρόμβωσης πριν και μετά την χειρουργική επέμβαση. Είναι επίσης κατάλληλες για άτομα με μακροχρόνια κατάκλιση. Ανοικτές στα δάχτυλα.

Χρώμα: **Λευκό**

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος κνήμης (cm)	28-32	32-36	36-40	40-44	44-49



06-2-030

ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
CLASS II 20-30mmHg



Οι κάλτσες ανδρών της εταιρείας "VITA" βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος. Προλαμβάνουν το οίδημα και τους κίρσους. Ανακουφίζουν από την καθημερινή κόπωση. Ενδείκνυται επίσης για μετατραυματική χρήση και μετά τη θεραπεία δερματικών ελκών. Βελτιώνουν την ελαφρά θρομβοφλεβίτιδα.

Κατασκευή: 75% polyamide, 25% elastane, με microfiber και aloe vera.

Χρώμα: **Μαύρο, Γκρι**

ΜΕΓΕΘΗ	Περίμετρος κνήμης (cm)
SMALL	29-32
MEDIUM	32-35
LARGE	35-38
X-LARGE	38-41
XX-LARGE	41-44



06-2-071

ΚΑΛΤΣΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
18-24mmHg



Οι κάλτσες ταξιδιού "VITA", λόγω της διαβαθμισμένης συμπίεσης, ανακουφίζουν τα κάτω άκρα από την καθημερινή κόπωση. Βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος. Ενδείκνυται στην πρόληψη κίρσων και οίδημάτων των κάτω άκρων.

Κατασκευή: 75% polyamide και 25% elastane.

Χρώμα: **Μαύρο, Μπεζ**

ΜΕΓΕΘΗ	Περίμετρος κνήμης (cm)
SMALL	28-33
MEDIUM	33-38
LARGE	38-43
X-LARGE	43-48
XX-LARGE	48-52





ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

01-2-007 ΜΑΛΑΚΟ ΚΟΛΑΡΟ "JBC"



Κατασκευασμένο από μαλακό **foam** υλικό, κλειστών κυψελίδων 3 mm. Υποαλλεργική και αεριζόμενη επένδυση. Χρώμα: **Λευκό**

Ενδείξεις:

- Αυχενικές μυαλγίες
- Θλάση μυών αυχένος
- Κακώσεις αυχένος
- Παιδιατρικό ραιβόκρανο

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
διαστάσεις κολάρου (cm)	5 x 30	5 x 35	6,5 x 37,5



03-2-067 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ "FINGER SPLINT"



Κατασκευή από πρωτοποριακό αφρώδες foam υλικό AirDistance II. Αντιεφιδρωτικό, υποαλλεργικό, αεριζόμενο και αδιάβροχο. Στην εξωτερική επιφάνεια υπάρχει λάμα αλουμινίου ακινητοποίησης των μεσοφαλαγγικών και μετακαρποφαλαγγικών αρθρώσεων του κάθε δακτύλου χωριστά, πλην του αντίχειρα. Φέρει αυτοκόλλητο ιμάντα **velcro** σταθεροποίησης του καρπού και ιμάντα περιόδωσης του δακτύλου. Προσφέρει ραχιαία και παλαμιαία ακινητοποίηση.

Αμφιδέξιος. Χρώμα: **Γκρι - Μπλε**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση φαλαγγικών καταγμάτων
- Ρήξη συνδέσμων-τενόντων δακτύλου
- Μετεγχειρητική χρήση

ΜΕΓΕΘΗ	ONE SIZE
Περίμετρος καρπού (cm)	10-16



03-2-085 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ



Πηκτοκαρπικός νάρθηκας από υψηλής ποιότητας ελαστικό ύφασμα. Προσθαφαιρούμενη λάμα αλουμινίου που επιτρέπει τη λειτουργικότητα του χεριού. Εφαρμόζει σωστά στον καρπό και προσφέρει εξαιρετική στήριξη. Φέρει τρεις αυτοκόλλητους ιμάντες και έναν στον αντίχειρα. Ειδικό φινιρίσμα για να μην ενοχλεί το ευαίσθητο δέρμα του παιδιού. Πλένεται. **Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.** Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

Συντηρητική αποκατάσταση σε:

- Κακώσεις συνδέσμων-τενόντων καρπού
- Κατάγματα καρπού μετά από αφαίρεση προπλάσματος γύψου

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
Περίμετρος καρπού (cm)	12	14	16



06-2-103

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ "TUD"



Κατασκευή από αφρώδες **foam** υλικό **ActivDistance II**. Αεριζόμενο και φιλικό με το δέρμα. Η εσωτερική επένδυση είναι αντιφιδρωτική, υποαλλεργική και απορροφητική. Αποτελείται από τρία τμήματα "**panels**" με ενσωματωμένες και διαμορφωμένες πλάγιες μπανέλες αλουμινίου, καθώς και μία άκαμπτη οπίσθια μπανέλα ακινητοποίησης. Τέσσερις σταθεροποιητικοί ιμάντες, μη ελαστικοί, επιτρέπουν τη σωστή εφαρμογή του νάρθηκα. Πλένεται. Χρώμα: **Γκρι**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε κατάγματα επιγονατίδος
- Εξάρθρωμα επιγονατίδος
- Ρήξη επιγονατιδικού συνδέσμου
- Αποκατάσταση σε κάταγμα κνημιαίου κυρτώματος

ΜΕΓΕΘΗ	1	2	3
Περίμετρος μηρού (cm)	28-36	36-40	40-44
Περίμετρος κνήμης (cm)	20-26	26-30	30-34
Ύψος νάρθηκα (cm)	31	34	40



06-2-112

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ "ROM"



Παιδιατρικός νάρθηκας με οπή και εσωτερικό μαξιλάρι στήριξης και προστασίας της επιγονατίδος. Κατασκευασμένος από ελαφρύ, αεριζόμενο, υψηλής ελαστικότητας, υλικό **Prosix**. Φέρει δύο ρυθμιζόμενες ελαστικές **velcro** δέστρες για σωστή εφαρμογή και σταθεροποίηση της άρθρωσης του γόνατος. Οι δύο αρθρώσεις από **carbon fibre** ρυθμίζουν αμφίπλευρα το εύρος κίνησης ανά 15°:

- α) Κάμψη από 0° έως 135°
- β) Εκταση από 0° έως 105°
- γ) Υπερέκταση από -15° έως 0°

Δυνατότητα ρύθμισης του μηχανισμού σε θέση πλήρους έκτασης όταν απαιτείται ακινητοποίηση του γόνατος.

Χρώμα: **Γκρι/Μπλε**

Ενδείξεις:

- Ρήξη έσω-έξω πλαγίου συνδέσμου γόνατος
- Ρήξη μηνίσκου γόνατος
- Συντηρητική αποκατάσταση σε ρήξη πρόσθιου-οπίσθιου χιαστού
- Αστάθεια γόνατος
- Μετεγχειρητικά σε επέμβαση μηνίσκου



ΜΕΓΕΘΗ	1	2	3
Περίμετρος γόνατος (cm)	23-26	26-29	29-33



06-2-106

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ "ROM" - ΑΝΟΙΧΤΗ



Παιδιατρικός νάρθηκας ανοικτού τύπου με **velcro** κλείσιμο στον μηρό και την κνήμη. Κατασκευασμένος από ελαφρύ, αεριζόμενο, υψηλής ελαστικότητας, υλικό **Prosix**. Φέρει δύο ρυθμιζόμενες ελαστικές **velcro** δέστρες για τη σωστή εφαρμογή και σταθεροποίηση της άρθρωσης του γόνατος. Οι δύο αρθρώσεις από **carbon fibre** ρυθμίζουν αμφίπλευρα το εύρος κίνησης ανά 15°:

α) Κάμψη από 0° έως 135°

β) Έκταση από 0° έως 105°

γ) Υπερέκταση από -15° έως 0°

Δυνατότητα ρύθμισης του μηχανισμού σε θέση πλήρους έκτασης όταν απαιτείται ακινητοποίηση του γόνατος.

Χρώμα: **Γκρι/Μπλε**

Ενδείξεις:

- Ρήξη έσω-έξω πλαγίου συνδέσμου γόνατος
- Ρήξη μηνίσκου γόνατος
- Συντηρητική αποκατάσταση σε ρήξη πρόσθιου-οπίσθιου χιαστού
- Αστάθεια γόνατος
- Μετεχειρτηκιά σε επέμβαση μηνίσκου
- Νάρθηκας πρώτων βοηθειών



ΜΕΓΕΘΗ	1	2	3
Περίμετρος γόνατος (cm)	23-26	26-29	29-33



06-2-013

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΙΩΝ Τ. "PVLIC HARNESS"



Ο νάρθηκας απαγωγής ισχίων αποτελείται από ισχυρούς ρυθμιζόμενους και αυτοκόλλητους με **velcro** ιμάντες, επενδεδυμένους με βαμβακερό ύφασμα. Τα ειδικά παπουτσάκια ρυθμίζονται επίσης αυτοκόλλητα με **velcro**. Η εσωτερική επένδυση είναι υποαλλεργική και αντιβακτηριδιακή. Χρώμα: **Γκρι**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε συγγενή δυσπλασία ισχίων

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
Ηλικία (μήνες)	1	2-6	6-12

06-2-014 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΙΩΝ Τ. "TUBINGEN"



Κατασκευή από πλαστικό εύκαμπτο υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής. Αντιδιαβρωτική προστασία. Οι πετσετέ ωμικές επενδύσεις είναι προσθαφαιρούμενες και πλένονται. Τα υπομήρια είναι ανατομικά σχεδιασμένα για τη σωστή θέση των μηρών του βρέφους. Οι λευκές ωμικές ασφάλειες καθώς και οι κόκκινες υπομήριες (εφόσον απασφαλιστούν) επιτρέπουν την κίνηση των κορδονιών με τις χάντρες, για την κάμψη των ισχίων. Εφόσον ασφαλιστούν η κίνηση των κορδονιών είναι ανέφικτη. Η πρόσθια μπάρα είναι ρυθμιζόμενη για το εύρος απαγωγής των ισχίων. Χρώμα: **Λευκό**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε συγγενή δυσπλασία ισχίου

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
Ηλικία (μήνες)	1	2-6	6-12

06-2-012 ΝΑΡΘΗΚΑΣ Τ. "PAVLIC HARNESS"



Ιδανικό βοήθημα για την συντηρητική αποκατάσταση της δυσπλασία των ισχίων. Εργονομικά κατασκευασμένος. Φέρει δύο ανατομικά επενδεδυμένα υπομήρια, τα οποία ρυθμίζονται σε εύρος και συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλική μπάρα. Το εύρος της απαγωγής των ισχίων καθώς και της έσω και έξω στροφής αυτών ρυθμίζονται με ειδικά κλειδιά **allen**. Οι ρυθμιζόμενοι ωμικοί ισχυροί ιμάντες εφαρμόζουν στο ύψος των υπομηρίων με **clips**. Ο νάρθηκας σταθεροποιείται και προσαρμόζεται σωστά στο σωματότυπο του βρέφους. Η χρήση του συνιστάται σε ηλικία άνω του ενός (1) έτους. Χρώμα: **Γκρι**

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
Ηλικία (μήνες)	1	2-6	6-12

06-2-017

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΑΙΒΟΪΠΠΟΠΟΔΙΑΣ Τ. "DENNIS BROWN"



Ο νάρθηκας "T Dennis Brown" χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της συγγενούς ραιβοΐπποποδίας (μέθοδος "Ponseti"). Αποτελείται από ένα ζεύγος υποδημάτων (ειδικά διαμορφωμένων) και μία μεταλλική μπάρα απαγωγής ισχίων. Τα υποδήματα είναι προσθαιρούμενα με το σύστημα "Quick clip". Το εύρος απαγωγής των ισχίων καθώς και της κάμψης (προαιρετικά) ρυθμίζεται με κλειδί allen. Υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της έξω στροφής (45°). Η εσωτερική επένδυση των υποδημάτων είναι από σιλικόνη. Τρεις δερμάτινες δέστρες επιτυγχάνουν την σταθεροποίηση του άκρου ποδός. Ο νάρθηκας εφαρμόζεται άμεσα μετά την αφαίρεση της τελευταίας γύψινης νάρθηκοποίησης (σύμφωνα με τις εντολές του θεράποντα ιατρού). **Διατίθενται σε αριστερό και δεξιό.**

Ενδείξεις:

- Θεραπεία συγγενούς ραιβοΐπποποδίας



ΜΕΓΕΘΗ	7	8	9	10	11	12	13	14
Μήκος πέλματος από πτέρνα έως μεγάλο δάκτυλο (cm)	10	11	12	13	14	15	16	17



06-2-037 Υποδήματα ραιβοΐπποποδίας

07-2-051

ΟΡΘΩΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ



Ανατομικά παιδικά πέλματα ανύψωσης και βελτίωσης της ποδικής καμάρας. Βελτιώνουν την πλατυποδία. Ο ειδικός σχεδιασμός επιτυγχάνει άνεση και σωστή εφαρμογή. Το υλικό κατασκευής του προϊόντος είναι αεριζόμενο.

Χρώμα: **Μαύρο** Συσκευασία: **Ζεύγος**

Ενδείξεις:

- Πλατυποδία
- Δυναμική αστάθεια κατά τη βάδιση



ΜΕΓΕΘΗ	17	18	19	20
Μήκος πέλματος (cm)	17,5	18,5	19,5	20,5
Μέγεθος υποδήματος	27,5-28,5	28,5-30	30-31,5	31,5-32,5



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

03-2-034 ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ



Κατασκευή από ελαστομερές υλικό. Ενδυναμώνει την άκρα χείρα, αυξάνει την επιδεξιότητα και βελτιώνει την κινητικότητα του καρπού.

Χρώματα

- **Ροζ:** πολύ μαλακό
- **Μωβ:** μαλακό
- **Πράσινο:** μέτριο
- **Πορτοκαλί:** σκληρό

Ενδείξεις

- Ανάπτυξη και βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας
- Ενδυνάμωση των μυών του χεριού και του αντιβραχίου
- Βελτίωση κινητικότητας
- Αποσυμφόρηση αρθρώσεων σε ρευματοειδείς παθήσεις
- Μείωση του stress
- Σύνδρομο επαναλαμβανόμενης καταπόνησης (RSI)

03-2-086 ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ "HANDGYM"



Είναι κατασκευασμένα από **gel** εμπλουτισμένο με έλαιο "Rose Hip" για την ενυδάτωση του δέρματος κατά τη χρήση. Ιδανικό βοήθημα για την εξάσκηση και την προοδευτική αποκατάσταση των μυών του χεριού και των δακτύλων. Βελτιώνει τη κυκλοφορία του αίματος όταν χρησιμοποιείται ζεστό (βυθίζεται σε ζεστό νερό για 3-4 λεπτά). Βοηθά στην αγγειοσυστολή, τη μείωση οιδημάτων και την ανακούφιση ευαίσθητων περιοχών εάν χρησιμοποιηθεί παγωμένο (ψυγείο, όχι κατάψυξη).

Χρώματα

- **Πράσινο:** μαλακό
- **Κόκκινο:** μέτριο
- **Λευκό:** σκληρό

Ενδείξεις

- Ανάπτυξη και βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας
- Ενδυνάμωση των μυών του χεριού και του αντιβράχιου
- Βελτίωση κινητικότητας
- Αποσυμφόρηση αρθρώσεων σε ρευματοειδείς παθήσεις
- Μείωση του stress
- Σύνδρομο επαναλαμβανόμενης καταπόνησης (RSI)
- Κρυοθεραπεία - θερμοθεραπεία

12-2-008 ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΨΥΞΗΣ



Επίθεμα κρυοθεραπείας, μίας χρήσης. Διατηρεί την ψύξη για 30 λεπτά. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις Α' Βοηθειών. Μειώνει το οίδημα και είναι ιδανικό για περιπτώσεις θερμοπληξίας. Το επίθεμα δεν χρειάζεται ψύξη.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm) 22x13

12-2-009 ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΟΝΑΤΟΣ COLD/HOT ΜΕ ΔΕΣΤΡΕΣ 15 x 15 cm



Επίθεμα πολλαπλών χρήσεων, σχεδιασμένο για την άρθρωση του γόνατος. Εξωτερικά επενδεδυμένο από **PVC**. Εσωτερικά αποτελείται από υλικό **GEL**, μη τοξικό. Χρησιμοποιείται ως μέσο αποκατάστασης της θερμοθεραπείας και της κρυοθεραπείας. Σχεδιασμένο ώστε να εφαρμόζει σωστά και να καλύπτει την επιφάνεια του γόνατος. Διαθέτει δέστρες περιδέσεως.

12-2-010 ΕΠΙΘΕΜΑ COLD/HOT PACK 28,5 x 11 cm



NYLON+PVC Cold/Hot Use Soft & Flexible Microwaveable Reusable

Επίθεμα πολλαπλών χρήσεων. Εξωτερικά επενδεδυμένο από **PVC**. Εσωτερικά αποτελείται από υλικό **GEL**, μη τοξικό. Χρησιμοποιείται ως μέσο αποκατάστασης της θερμοθεραπείας και της κρυοθεραπείας. Σχεδιασμένο ώστε να εφαρμόζει σωστά σε οποιαδήποτε επιφάνεια.


12-2-011 ΕΠΙΘΕΜΑ COLD/HOT PACK 31 x 17 cm



NYLON+PVC Cold/Hot Use Soft & Flexible Microwaveable Reusable

Επίθεμα πολλαπλών χρήσεων. Εξωτερικά επενδεδυμένο από **PVC**. Εσωτερικά αποτελείται από υλικό **GEL**, μη τοξικό. Χρησιμοποιείται ως μέσο αποκατάστασης της θερμοθεραπείας και της κρυοθεραπείας. Σχεδιασμένο ώστε να εφαρμόζει σωστά σε οποιαδήποτε επιφάνεια.


12-2-013 ΕΠΙΘΕΜΑ COLD/HOT 50 x 25 cm



NYLON+PVC Cold/Hot Use Soft & Flexible Microwaveable Reusable


Επίθεμα πολλαπλών χρήσεων, σχεδιασμένο για την οσφυϊκή μοίρα. Εξωτερικά επενδεδυμένο από **PVC**. Εσωτερικά αποτελείται από υλικό **GEL**, μη τοξικό. Χρησιμοποιείται ως μέσο αποκατάστασης της θερμοθεραπείας και της κρυοθεραπείας. Σχεδιασμένο ώστε να εφαρμόζει σωστά και να καλύπτει την επιφάνεια της οσφυϊκής μοίρας.

12-2-007 ΕΠΙΘΕΜΑ ΩΜΟΥ-ΑΥΧΕΝΑ COLD/HOT 45 x 19 cm




Non-toxic green pearl gel με επένδυση **PVC**. Κατάλληλο για κρυοθεραπεία και θερμοθεραπεία (αποδεκτή θερμοκρασία από -20°C, έως 100°C). Διαμορφώνεται ανατομικά στην πάσχουσα περιοχή. Παραμένει μαλακό και εύκαμπτο και μετά από ψύξη ακόμη και αν η θερμοκρασία είναι χαμηλή (έως 20°C). Διατηρείται η ψύξη ή η θερμότητα τουλάχιστον για 45 έως 60 λεπτά.

12-2-012 ΕΠΙΘΕΜΑ COLD/HOT 28 x 16 cm




Non-toxic green pearl gel με επένδυση **PVC**. Κατάλληλο για κρυοθεραπεία και θερμοθεραπεία (αποδεκτή θερμοκρασία από -20°C, έως 100°C). Διαμορφώνεται ανατομικά στην πάσχουσα περιοχή. Παραμένει μαλακό και εύκαμπτο και μετά από ψύξη ακόμη και αν η θερμοκρασία είναι χαμηλή (έως 20°C). Διατηρείται η ψύξη ή η θερμότητα τουλάχιστον για 45 έως 60 λεπτά.

12-2-004 ΕΠΙΘΕΜΑ COLD/HOT ΜΕ ΔΕΣΤΡΕΣ 12 x 18 cm




Non-toxic green pearl gel με επένδυση **PVC**. Κατάλληλο για κρυοθεραπεία και θερμοθεραπεία (αποδεκτή θερμοκρασία από -20°C, έως 100°C). Διαμορφώνεται ανατομικά στην πάσχουσα περιοχή. Παραμένει μαλακό και εύκαμπτο και μετά από ψύξη ακόμη και αν η θερμοκρασία είναι χαμηλή (έως 20°C). Διατηρείται η ψύξη ή η θερμότητα τουλάχιστον για 45 έως 60 λεπτά.

12-2-005 ΕΠΙΘΕΜΑ COLD/HOT ΜΕ ΔΕΣΤΡΕΣ 30 x 19 cm



Non-toxic green pearl gel με επένδυση **PVC**. Κατάλληλο για κρυοθεραπεία και θερμοθεραπεία (αποδεκτή θερμοκρασία από -20°C, έως 100°C). Διαμορφώνεται ανατομικά στην πάσχουσα περιοχή. Παραμένει μαλακό και εύκαμπτο και μετά από ψύξη ακόμη και αν η θερμοκρασία είναι χαμηλή (έως 20°C). Διατηρείται η ψύξη ή η θερμότητα τουλάχιστον για 45 έως 60 λεπτά.

12-2-006 ΕΠΙΘΕΜΑ COLD/HOT ΜΕ ΔΕΣΤΡΕΣ 36 x 19 cm



Non-toxic green pearl gel με επένδυση **PVC**. Κατάλληλο για κρυοθεραπεία και θερμοθεραπεία (αποδεκτή θερμοκρασία από -20°C, έως 100°C). Διαμορφώνεται ανατομικά στην πάσχουσα περιοχή. Παραμένει μαλακό και εύκαμπτο και μετά από ψύξη ακόμη και αν η θερμοκρασία είναι χαμηλή (έως 20°C). Διατηρείται η ψύξη ή η θερμότητα τουλάχιστον για 45 έως 60 λεπτά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ COLD/HOT

Ενδείξεις

- Άμεση μετατραυματική χρήση
- Μετεγχειρητικά σε κακώσεις, οίδημα, φλεγμονές
- Τραυματικό αίμαρθρο
- Τραυματικό ύδραρθρο

Χαρακτηριστικά

- Κατάλληλα για κρυοθεραπεία ή θερμοθεραπεία
- Διατηρούν τη θερμότητα ή την ψύξη για τουλάχιστον 45-60 λεπτά
- Κατάλληλα για θερμοκρασίες από -20°C έως 100°C
- Παραμένουν εύκαμπτα και προσαρμόζονται ανατομικά στην περιοχή εφαρμογής, ακόμα και μετά την ψύξη τους
- Θερμαίνονται σε ζεστό νερό ή φούρνο μικροκυμάτων
- Πλένονται

Οδηγίες χρήσης κρυοθεραπείας

- Τοποθετείτε το επίθεμα στην κατάψυξη για τουλάχιστον 10-20 λεπτά (ανάλογα με το μέγεθος του επιθέματος) πριν τη χρήση

Οδηγίες χρήσης θερμοθεραπείας

- Βυθίζετε το επίθεμα σε ζεστό νερό, μέγιστης θερμοκρασίας 80°C, για 10-20 λεπτά (ανάλογα με το μέγεθος του επιθέματος)
- Εναλλακτικά, τοποθετείτε το επίθεμα σε φούρνο μικροκυμάτων, στα 800W, για 25-60 δευτερόλεπτα (ανάλογα με το μέγεθος του επιθέματος και τον φούρνο μικροκυμάτων), εξασφαλίζοντας ότι το gel είναι κατανεμημένο ομοιόμορφα μέσα στο επίθεμα
- Εφαρμόστε το επίθεμα μετά από τουλάχιστον 1 λεπτό

Προφυλάξεις

- Μην χρησιμοποιείτε επιθέματα χωρίς εντολή ιατρού, ειδικότερα σε περίπτωση μετεγχειρητικού τραύματος
- Το πρωτόκολλο θερμοθεραπείας-κρυοθεραπείας επιλέγεται από τον θεράποντα ιατρό
- Ο χρόνος εφαρμογής και επανάληψης της θεραπείας καθορίζεται από τον θεράποντα ιατρό
- Απαγορεύεται η χρήση τους χωρίς ιατρική συμβουλή σε διαβητικούς ασθενείς, ασθενείς που πάσχουν από αγγειολογικά και κυκλοφορικά προβλήματα, λεμφοίδημα, παρουσιάζουν κνησμό, μούδιασμα ή έχουν εγκαύματα
- Προορίζονται μόνο για εξωτερική χρήση
- Μέγιστος χρόνος θεραπείας 20 λεπτά
- Καθαρίζετε καλά την περιοχή εφαρμογής πριν τη χρήση του επιθέματος
- Χρησιμοποιείτε πάντα ένα κομμάτι λεπτού υφάσματος ανάμεσα στο δέρμα και το επίθεμα
- Εάν το επίθεμα διαθέτει ιμάντες, φροντίστε η επίδεση να είναι χαλαρή ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία του αίματος
- Η χρήση από παιδιά πρέπει απαραίτητα να επιβλέπεται από ενήλικα
- Εάν τα επιθέματα τρυπήσουν ή το περιεχόμενό τους γίνει συμπαγές και άκαμπτο, ακρηστεύονται και πρέπει να πεταχτούν
- Το περιεχόμενο των επιθεμάτων δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια, σε αυτή την περίπτωση ξεπλένετε με άφθονο νερό. Εάν ο ερεθισμός παραμένει συμβουλευτείτε άμεσα ιατρό.



12-2-070

ΣΥΣΚΕΥΗ MASSAGE & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ "VGUN PRO"



blue

Η συσκευή "VGUN Pro" λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου και φέρει 10 διαφορετικές κεφαλές για το καλύτερο αποτέλεσμα ανάκαμψης των μυών. Διαθέτει οθόνη LCD αφής για να ελέγχεται η ένταση, η διάρκεια της εφαρμογής, αλλά και η επάρκεια της μπαταρίας. **Διαθέτει 30 ταχύτητες.** Χρώμα: **blue, carbon.**

Χρόνος λειτουργίας: 8-10 ώρες

Χρόνος φόρτισης: 5-6 ώρες

Επίπεδο θορύβου: 35-45dB

Deep massage: 14 mm

Οθόνη λειτουργίας: LCD Touch Screen

Περιλαμβάνει: 10 κεφαλές μασάζ, φορτιστή, βαλιτσάκι και οδηγίες χρήσης

Βάρος: 960 gr

Μπαταρία: 16.8V 4800mAh



carbon

1-10

Muscle activation

10-20

Deep lactic acid

20-30

Decomposing lactic acid




Energy consumption is stable

Long-lasting

The circuit is safe



3600RPM
Speed shock



Ambient lights

Gear display

Gear key

Electricity

Electricity

Pressure sensing



spherical head



concave head



shovel head



flat head



tapered head



half a moon elbow



toothed head



thumbs



tower head



air cushion head

13-2-002

CHECKME™ 02 MAX ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΚΑΡΠΟΥ



Η συσκευή παρακολουθεί το επίπεδο κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα και τον καρδιακό ρυθμό, αυτόματα και με ακρίβεια. Καταγράφτε και αποθηκεύστε τις μακροπρόθεσμες τάσεις δεδομένων στο τηλέφωνό σας, το tablet και τον υπολογιστή σας χωρίς πρόσθετες χρεώσεις. Η συσκευή θα ενεργοποιήσει έναν συναγερμό (ήχος ή δόνηση) εάν ανιχνευθεί χαμηλό επίπεδο οξυγόνου στο αίμα ή αρρυθμία καρδιακού παλμού. Δυνατότητα άμεσης αποστολής των αποτελεσμάτων οξυμετρίας, σε μορφή PDF/CVS στον γιατρό σας, μέσω κινητού ή τάμπλετ. Ο μαλακός αισθητήρας σιλικόνης κάνει το Checkme™ 02 Max άνετο να φορεθεί όλη τη νύχτα. Επαναφορτιζόμενο, μέσω καλωδίου USB. 72 ώρες. Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Βάρος συσκευής: 18 g

Μετρήσεις: Επίπεδο οξυγόνου στο αίμα, καρδιακός σφυγμός, κίνηση


Επίπεδο οξυγόνου: 70% έως 100%

Επίπεδο καρδιακού παλμού: 30 έως 220 bpm


Συμβατό λειτουργικό σύστημα: Windows 7/8/10, macOS 10.15.3 ή μεταγενέστερο

Συνδεσιμότητα: Μέσω Bluetooth 4.0 / Δωρεάν εφαρμογή για κινητό


Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενη λιθίου, μέχρι 72 ώρες λειτουργίας ανά φόρτιση



Tired



Energetic



13-2-007

DUOΕΚ™ ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΚΓ



Άμεση και αναλυτική καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ). Καταγράφει τον καρδιακό ρυθμό από 30sec - 15min και παρέχει σημαντικές πληροφορίες χωρίς την χρήση καλωδίων.

- Άμεση καταγραφή και ανάλυση (ΗΚΓ).
- Φορητό.
- Δυνατότητα τοποθέτησης των αισθητήρων σε χέρια, πόδια και στήθος.
- Διάρκεια εγγραφής 30 δευτερόλεπτα έως 15 λεπτά.
- Ενσωματωμένη μνήμη με επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Δωρεάν εφαρμογή για iOS & Android, απεριόριστος χώρος αποθήκευσης στο APP.
- Δυνατότητα αποθήκευσης των καταγραφών σε pdf αρχείο και ενημέρωση του γιατρού σας. Θα πρέπει να αφήσετε τον γιατρό σας να ερμηνεύσει το ΗΚΓ εάν έχετε βηματοδότη.

Βάρος συσκευής: 18 g

Μετρήσεις: Ηλεκτροκαρδιογράφημα με διάρκεια (ΗΚΓ) 30 δευτερόλεπτα έως 15 λεπτά

Επίπεδο καρδιακού παλμού: 30 έως 220 bpm

Συμβατό λειτουργικό σύστημα: iOS 9.0 ή μεταγενέστερο, iPhone 4s / iPad 3 ή μεταγενέστερο, Android 5.0 ή μεταγενέστερο

Συνδεσιμότητα: Micro-USB, Μέσω Bluetooth 4.0, Δωρεάν εφαρμογή για κινητό

Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενη λιθίου. 500 ΗΚΓ / Φόρτιση

Χρόνος φόρτισης: 2-3 ώρες.

Εύκολη δοκιμή με δάχτυλα. Τοποθετήστε τα δάχτυλά σας στα ηλεκτρόδια, για να έχετε καταγραφή ΗΚΓ (Lead I), ή να ακουμπήσετε τον δεξιό αντίχειρα στον αισθητήρα, ο οποίος ακουμπά στο αριστερό κάτω άκρο (μηνιαία περιοχή) ώστε να έχετε ΗΚΓ (Lead II). Μπορείτε να καταγράφετε σε πραγματικό χρόνο στον πίνακα ελέγχου εφαρμογών. Το ΗΚΓ μπορεί να καταγράφεται και να αποθηκεύεται στο κινητό ακόμα και όταν αυτό δεν είναι συνδεδεμένο στην εφαρμογή App.



Φορτίστε για 2 με 3 ώρες και πραγματοποιείστε έως και 500 ΗΚΓ.



Άνετη φορητή μέτρηση. Εφαρμόστε το μαλακό υφασμάτινο ιμάντα στήθους με το φορητό Wellue® Portable EKG Monitor, ώστε να καταγράφει συνεχώς ΗΚΓ έως και 15 λεπτά. Οι καταγραφές πρέπει να ξεπερνούν τα 30 δευτερόλεπτα κατ' ελάχιστον.

Έγκαιρη διάγνωση σε πιθανά προβλήματα

- Αρρυθμίες
- Καρδιακή παύση
- Κολπική μαρμαρυγή (AF)
- Ταχυκαρδία & βραδυκαρδία
- Εκτακτες κολπικές και κοιλιακές συσπάσεις (PAC)

*Σημείωση: Όλα τα παραπάνω εμφανίζονται ως «Ακανόνιστος καρδιακός παλμός»

13-2-001

O2RING™ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΡΠΟΥ



Η συσκευή ειδοποιεί αθόρυβα με δόνηση όταν ανιχνεύονται χαμηλά επίπεδα οξυγόνου στο αίμα ή μη φυσιολογικοί καρδιακοί παλμοί. Παρακολουθήστε την περιεκτικότητα οξυγόνου στο αίμα κάθε δευτερόλεπτο. Φορέστε το παλμικό οξύμετρο-δαχτυλίδι. Θα παρακολουθεί αυτόματα και συνεχώς τον κορεσμό του οξυγόνου στο αίμα σας, τον καρδιακό παλμό και την κινητικότητα του σώματος κατά τη διάρκεια της νύχτας.

- **Παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της νύχτας.** Συνεχής έλεγχος του καρδιακού ρυθμού και του επιπέδου οξυγόνου
- **Εγκεκριμένο από τον FDA.** Ιατρική ακρίβεια. Επιλεγμένο προϊόν από κλινικές.
- **Ειδοποίηση μέσω δόνησης.** Αθόρυβη ειδοποίηση με δόνηση. Ρυθμιζόμενες τιμές ειδοποίησης.
- **Προειδοποίηση.** Ένδειξη μη φυσιολογικής σωματικής λειτουργίας.
- **Δωρεάν εφαρμογή iOS/Android.** Δημιουργία ανάλυσης & διάγραμμα τάσεων.
- **Δωρεάν λογισμικό υπολογιστή.** Κοινή χρήση PDF/CSV. Ανάλυση από τον ιατρό.
- **Επαναφορτιζόμενο.** Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία διαρκεί 12-16 ώρες.
- **Ενσωματωμένη μνήμη.** Λειτουργεί ανεξάρτητα ή μαζί με την εφαρμογή.

Επίπεδο μέτρησης οξυγόνου: 70-99%

Επίπεδο καρδιακού παλμού: 30 έως 250 bpm

Συχνότητα μέτρησης: ανά δευτερόλεπτο

Συχνότητα ένδειξης δεδομένων: κάθε 4 δευτερόλεπτα

Πίνακας αποθήκευσης δεδομένων: 4 σετ μέτρησης, έως 10 ώρες για κάθε σετ

Ειδοποίηση δόνησης: χαμηλά επίπεδα οξυγόνου, μέγιστη/ελάχιστη διακύμανση καρδιακών παλμών

Βαθμός αντοχής σε σκόνη & νερό: IP24

Καταγραφή παραμέτρων: οξυγόνο, καρδιακοί παλμοί, σωματική κίνηση

Συμβατό με υπολογιστή: Windows 7/8/10, macOS 10.15.3 ή μεταγενέστερο

Συμβατότητα: iOS 9.0 ή μεταγενέστερο, iPhone 4s/iPad 3 ή μεταγενέστερο,

Android 5.0 ή μεταγενέστερο, με Bluetooth 4.0 BLE

Βάρος συσκευής: 0.53 oz / 15 g

Διαστάσεις συσκευής: 1.5" x 1.2" x 1.5"

Περίμετρος δαχτυλιδιού: 2" x 3.2" / 50-82 mm

Ασύρματη σύνδεση: Bluetooth 4.0 BLE


Διάρκεια μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη lithium-polymer, 3.7 Vdc, 12-16 ώρες για κανονική χρήση




Αναλυτική αναφορά γεγονότων



Εύκολη ανίχνευση εποχικών συμβάντων



Εξαγωγή των δεδομένων



Ρύθμιση δόνησης

13-2-004

VISUAL BEAT™ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ



Παρακολουθήστε τις διακυμάνσεις της καρδιακής συχνότητας (ΚΣ) αναλυτικά και με ακρίβεια. Χωρίς ιμάντες, χωρίς περιορισμούς στο στήθος. Ειδοποίηση δόνησης ανάλογα με την καρδιακή συχνότητα και τις μεταβολές της. Προστατέψτε τον εαυτό σας. Κρατήστε τον υγιεινό. Παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού χωρίς την αναγκαιότητα χρήσης ιμάντα στήθους. Η παρακολούθηση των καρδιακών παλμών σε πραγματικό χρόνο, με συνολική διάρκεια καταγραφής έως και 24 ώρες. Η συσκευή μεταδίδει αυτόματα τα ευρήματα στο APP του κινητού σας και προειδοποιεί με απαλή δόνηση στην περίπτωση που καταγραφούν ΗΚΓ, διαφορετικά από το φυσιολογικό (βραδυκαρδίες, ταχυκαρδίες, μεγάλες καρδιακές παύσεις, έκτακτες συστολές).

Βάρος συσκευής: 18 g

Heart rate recording in device: Up to 10 sessions / 30 hours, up to 24 hours for each session. Overwritten by new data if it's full.

EKG recording in app: Up to 30 minutes for each session




Heart rate range: 30 BMP ~ 250 BMP (BMP: beat per minute)

Διάρκεια μπαταρίας: Rechargeable lithium-polymer battery, 48 hours for typical use.

Χρόνος φόρτισης: 2-3 ώρες

Ασύρματη σύνδεση: Bluetooth 5.0, συμβατό και με έκδοση 4.0.

Υποστήριξη: iOS 9.0 ή μεταγενέστερο, iPhone 4s/iPad 3 ή μεταγενέστερο, Android 6.0 ή μεταγενέστερο, Bluetooth 4.0 BLE ή μεταγενέστερο



Καρδιακός παλμός

- Αυτόματη εμφάνιση, καταγραφή και αποθήκευση στην συσκευή και την εφαρμογή APP.
- Πάνω από 10 καταγραφές κάθε 30 ώρες
- Πάνω από 24 ώρες για κάθε σετ μέτρησης

ΗΚΓ

- Αυτόματη εμφάνιση στην συσκευή και την εφαρμογή APP
- Χειροκίνητη καταγραφή και αποθήκευση στην εφαρμογή APP
- 30 δευτερόλεπτα ~ 30 λεπτών για κάθε σετ μέτρησης

Παρακολούθηση ΚΣ & ΗΚΓ σε πραγματικό χρόνο



ORTHOPAEDIC
PRODUCTS
CATALOGUE

VITA ORTHOPAEDICS

IKETTA 3, 10442 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

T: 210.8837379, 210.8211783, F: 210.8218290

E: info@vita-orthopedics.gr, www.vita-orthopaedics.gr

facebook: [vitaorthopedics](https://www.facebook.com/vitaorthopedics)