

LIFT CHAIRS  
FOR YOUR  
COMFORT



WE CREATE  
NEW **IDEAS**  
FOR YOUR HOMECARE

## Intro.

Απολαύστε στιγμές χαλάρωσης σε μία αναπαυτική πολυθρόνα από τη νέα σειρά της Vita Orthopedics.  
Αναβαθμίστε την ποιότητα ζωής σας, ανακαλύπτοντας τις ηλεκτρικές πολυθρόνες, με διπλά μοτέρ, για ανεξάρτητη ανάκλιση υποποδίων και πλάτης καθώς και μοντέλα με μηχανισμό «vibration».

Οι νέες ηλεκτρικές πολυθρόνες (multi functional) είναι κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας υλικά. Εργονομικές και αναπαυτικές για χρήση στο σπίτι ή στο γραφείο.  
Διατίθενται σε έξι διαφορετικά σχέδια και σε εναλλακτικές χρωματικές επιλογές.

code 09-2-188



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό ύψος:	110cm
Συνολικό πλάτος:	90cm
Συνολικό βάθος:	95cm
Ωφέλιμο πλάτος καθίσματος:	55cm
Ωφέλιμο βάθος καθίσματος:	47cm
Υψος πλάτης καθίσματος:	70cm
Υψος καθίσματος από το έδαφος:	50cm
Συνολικό μήκος πολυθρόνας σε πλήρες ανάπτυγμα:	180cm

## Horizon.

Ηλεκτρική πολυθρόνα (multi functional), κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά. Εργονομική και αναπαιτική για χρήση στο σπίτι ή στο γραφείο. Φέρει δύο αυτόνομα μοτέρ για ανεξάρτητη ανάκλιση της πλάτης, ανύψωση των κάτω άκρων και ανύψωση της πολυθρόνας σε ημιόρθια θέση. Διαθέτει θέση ποτηριού με ψύκτη και led φωτισμό. Φέρει θύρα bluetooth, βάση στήριξης tablet ή κινητού τηλεφώνου και



δύο ηχεία παράπλευρα στο κάθισμα. Χειριστήριο με 10 προγράμματα χαλαρωτικού "vibration" για όλο το σώμα και επιλογή θερμαινόμενου καθίσματος. Δύο οπίσθιοι τροχοί για εύκολη μετακίνησή της μέσα στον χώρο. Επένδυση από αδιάβροχο, αεριζόμενο ύφασμα.


Διατίθεται σε δύο χρώματα: PU DARK BROWN, PU BLACK

code 09-2-025




#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό ύψος:	110cm
Συνολικό πλάτος:	75cm
Συνολικό βάθος:	90cm
Ωφέλιμο πλάτος καθίσματος:	55cm
Ωφέλιμο βάθος καθίσματος:	50cm
Υψος πλάτης καθίσματος:	70cm
Υψος καθίσματος από το έδαφος:	50cm
Συνολικό μήκος πολυθρόνας σε πλήρες ανάπτυγμα:	180cm



PU BLUE



MF GREEN

## Aria.

Ηλεκτρική πολυθρόνα (multi functional), κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά. Εργονομική και αναπαιτική για χρήση στο σπίτι ή στο γραφείο. Φέρει δύο αυτόνομα μοτέρ για ανεξάρτητη ανάκλιση της πλάτης και ανύψωση των κάτω άκρων. Μπουτόν ταυτόχρονης ανάκλισης

της πλάτης και των υποποδίων, και ανύψωση της πολυθρόνας σε ημι-όρθια θέση. Δύο οπίσθιοι τροχοί για εύκολη μετακίνησή της μέσα στον χώρο. Επένδυση από αδιάβροχο, αεριζόμενο ύφασμα. Διατίθεται σε δύο χρώματα: PU BLUE και MF GREEN

code 09-2-026




#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό ύψος:	110cm
Συνολικό πλάτος:	80cm
Συνολικό βάθος:	90cm
Ωφέλιμο πλάτος καθίσματος:	55cm
Ωφέλιμο βάθος καθίσματος:	45cm
Υψος πλάτης καθίσματος:	65cm
Υψος καθίσματος από το έδαφος:	50cm
Συνολικό μήκος πολυθρόνας σε πλήρες ανάπτυγμα:	180cm



MF BEIGE



PU DARK BROWN

## Belize.

Ηλεκτρική πολυθρόνα (multi functional), κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά. Εργονομική και αναπαιτική για χρήση στο σπίτι ή στο γραφείο. Φέρει δύο αυτόνομα μοτέρ για ανεξάρτητη ανάκλιση της πλάτης και ανύψωση των κάτω άκρων. Μπουτόν ταυτόχρονης ανάκλισης

της πλάτης και των υποποδίων, και ανύψωση της πολυθρόνας σε ημι-όρθια θέση. Δύο οπίσθιοι τροχοί για εύκολη μετακίνησή της μέσα στον χώρο. Επένδυση από αδιάβροχο, αεριζόμενο ύφασμα.


Διατίθεται σε δύο χρώματα: MF BEIGE και PU DARK BROWN

code 09-2-027




#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό ύψος:	108cm
Συνολικό πλάτος:	80cm
Συνολικό βάθος:	90cm
Ωφέλιμο πλάτος καθίσματος:	55cm
Ωφέλιμο βάθος καθίσματος:	50cm
Υψος πλάτης καθίσματος:	70cm
Υψος καθίσματος από το έδαφος:	50cm
Συνολικό μήκος πολυθρόνας σε πλήρες ανάπτυγμα:	180cm



PU BLACK



PU BEIGE

## Thalia.

Ηλεκτρική πολυθρόνα (multi functional), κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά. Εργονομική και αναπαιτική για χρήση στο σπίτι ή στο γραφείο. Φέρει δύο αυτόνομα μοτέρ για ανεξάρτητη ανάκλιση της πλάτης και ανύψωση των κάτω άκρων. Μπουτόν ταυτόχρονης ανάκλισης


της πλάτης και των υποποδίων, και ανύψωση της πολυθρόνας σε ημι-όρθια θέση. Δύο οπίσθιοι τροχοί για εύκολη μετακίνησή της μέσα στον χώρο. Επένδυση από αδιάβροχο, αεριζόμενο ύφασμα. Διατίθεται σε δύο χρώματα: PU BEIGE και PU BLACK

code 09-2-054



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό ύψος:	108cm
Συνολικό πλάτος:	80cm
Συνολικό βάθος:	90cm
Ωφέλιμο πλάτος καθίσματος:	55cm
Ωφέλιμο βάθος καθίσματος:	45cm
Υψος πλάτης καθίσματος:	60cm
Υψος καθίσματος από το έδαφος:	50cm
Συνολικό μήκος πολυθρόνας σε πλήρες ανάπτυγμα:	180cm



MF BLUE

## Iris.

Ηλεκτρική πολυθρόνα (multi functional), κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά. Εργονομική και αναπαιτική για χρήση στο σπίτι ή στο γραφείο. Φέρει δύο αυτόνομα μοτέρ για ανεξάρτητη ανάκλιση της πλάτης και ανύψωση των κάτω άκρων. Μπουτόν ταυτόχρονης ανάκλισης


της πλάτης και των υποποδίων, και ανύψωση της πολυθρόνας σε ημι-όρθια θέση. Δύο οπίσθιοι τροχοί για εύκολη μετακίνησή της μέσα στον χώρο. Επένδυση από αδιάβροχο, αεριζόμενο ύφασμα. Διατίθεται στο χρώμα MF BLUE

code 09-2-065



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό ύψος:	108cm
Συνολικό πλάτος:	80cm
Συνολικό βάθος:	90cm
Ωφέλιμο πλάτος καθίσματος:	55cm
Ωφέλιμο βάθος καθίσματος:	51cm
Υψος πλάτης καθίσματος:	70cm
Υψος καθίσματος από το έδαφος:	50cm
Συνολικό μήκος πολυθρόνας σε πλήρες ανάπτυγμα:	180cm



PU BEIGE

## Melia.

Ηλεκτρική πολυθρόνα (multi functional), κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά. Εργονομική και αναπαιτική για χρήση στο σπίτι ή στο γραφείο. Φέρει δύο αυτόνομα μοτέρ για ανεξάρτητη ανάκλιση της πλάτης και ανύψωση των κάτω άκρων. Μπουτόν ταυτόχρονης ανάκλισης

της πλάτης και των υποποδίων, και ανύψωση της πολυθρόνας σε ημι-όρθια θέση. Δύο οπίσθιοι τροχοί για εύκολη μετακίνησή της μέσα στον χώρο. Επένδυση από αδιάβροχο, αεριζόμενο ύφασμα. Διατίθεται στο χρώμα PU BEIGE





**VITA ORTHOPEDICS**

ΙΚΕΤΤΑ 3, 10442 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

T: 210.8837379, 210.8211783, F: 210.8218290

E: [info@vita-orthopedics.gr](mailto:info@vita-orthopedics.gr), [www.vita-orthopaedics.gr](http://www.vita-orthopaedics.gr)

facebook: [vitaorthopedics](https://www.facebook.com/vitaorthopedics)