



Κωδικός: **09-2-003**

VT-PRIME ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

Βοήθημα για άτομα με μειωμένη κινητικότητα και ηλικιωμένους, το οποίο διευκολύνει τη διαδικασία καθίσματος και έγερσης από την τουαλέτα. Διαθέτει ηλεκτρικό μηχανισμό ανύψωσης που ενεργοποιείται με το πάτημα ενός κουμπιού. Ακουστική ειδοποίηση στο ~20% μπαταρίας.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό μήκος	66 cm
Συνολικό πλάτος	56 cm
Συνολικό ύψος καθίσματος (χαμηλή θέση)	68 - 73 cm
Συνολικό ύψος καθίσματος (ανυψωμένη θέση)	73 cm
Πλάτος καθίσματος	47 cm
Βάθος καθίσματος	41,5 cm
Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος	46 - 63,5 cm
Γωνία ανύψωσης	0 - 22°
Τύπος μπαταρίας	22.2V – 3200mAh
Χρόνος φόρτισης	4 - 6 ώρες
Θερμοκρασία λειτουργίας	5°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C έως 50°C
Σχετική υγρασία	40 - 60%
Μέγιστο βάρος χρήστη	150 kg
Καθαρό βάρος	19,6 kg
Μεικτό βάρος	22,8 kg