



Κωδικός: 09-2-011 | VT306

ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ "MULTI-X"

Αμαξίδιο μεταφοράς με μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικής βαφής. Πτυσσόμενο, με διαιρούμενη πλάτη. Πλαϊνά τύπου "Flip-up". Διπλοί χιαστοί για μεγαλύτερη ασφάλεια. Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα. Φέρει φρένα συνοδού και ζώνη ασφαλείας. Οπίσθιοι "Quick Release" τροχοί, επιδέχεται transit τροχό 12 1/2" x 2 1/4".

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	42 cm	46 cm
Συνολικό μήκος με υποπόδια	102 cm	103 cm
Συνολικό μήκος χωρίς υποπόδια	80 cm	82 cm
Συνολικό ύψος	91,5 cm	91 cm
Συνολικό πλάτος	60 cm	64 cm
Πλάτος καθίσματος	42 cm	45,5 cm
Βάθος καθίσματος	40 cm	40 cm
Ύψος πλάτης	40 cm	40 cm
Ύψος καθίσματος από το έδαφος	50 cm	50 cm
Εμπρόσθιοι τροχοί	200 x 50	200 x 50
Οπίσθιοι τροχοί	24 x 1 3/8	24 x 1 3/8
Μέγιστο βάρος χρήστη	125 kg	125 kg
Διαστάσεις συσκευασίας	80 x 26 x 78 cm	80 x 26 x 78 cm
Βάρη συσκευασίας N.W. / G.W.	18 / 20 kg	18 / 20 kg

