



Κωδικός: **09-2-011. | VT306**

ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ "MULTI-XTR"

Αμαξίδιο μεταφοράς με μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικής βαφής. Πτυσσόμενο, με διαιρούμενη πλάτη. Πλαϊνά τύπου "Flip-up". Διπλοί χιαστοί για μεγαλύτερη ασφάλεια. Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα. Φέρει φρένα συνοδού και ζώνη ασφαλείας. Οπίσθιοι "Quick Release" τροχοί, επιδέχεται τροχό 24 x 1 3/8.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	42 cm	46 cm
Συνολικό μήκος με υποπόδια	98,5 cm	98 cm
Συνολικό μήκος χωρίς υποπόδια	78 cm	77 cm
Συνολικό ύψος	91,5 cm	91 cm
Συνολικό πλάτος	55,5 cm	60 cm
Πλάτος καθίσματος	41,5 cm	45,5 cm
Βάθος καθίσματος	40 cm	40 cm
Ύψος πλάτης	40 cm	40 cm
Ύψος καθίσματος από το έδαφος	50 cm	50 cm
Εμπρόσθιοι τροχοί	200 x 50	200 x 50
Οπίσθιοι τροχοί	12 1/2 x 2 1/4	12 1/2 x 2 1/4
Μέγιστο βάρος χρήστη	125 kg	125 kg
Διαστάσεις συσκευασίας	70 x 26 x 78 cm	70 x 26 x 78 cm
Βάρη συσκευασίας N.W. / G.W.	15,5 / 17,5 kg	15,5 / 17,5 kg

