



Κωδικός: **09-2-024**

VT122 ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ WC ATLANTIS

Τροχήλατη καρέκλα αλουμινίου με WC. Υδραυλική ανάκλιση καθίσματος (tilt) στην λαβή του συνοδού. Φρένα στους οπίσθιους τροχούς. Προσκέφαλο με μηχανισμούς ακινητοποίησης και στήριξης του αυχένα και της κεφαλής. Κάθισμα από αδιάβροχο PVC υλικό, με λεκανάκι WC και αφαιρούμενο κάλυπτρο. Ανακλινόμενα πλαϊνά για την εύκολη πρόσβαση του χρήστη. Αφαιρούμενα υποπόδια. Η καρέκλα αποσυναρμολογείται εύκολα και αποθηκεύεται.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό ύψος με στήριγμα λαιμού σε πλήρη έκταση	133 cm
Συνολικό πλάτος	57 cm
Συνολικό βάθος με υποπόδια	96 cm
Ύψος και βάθος καθίσματος	54 x 42 cm
Κάθισμα μέχρι την κορυφή της πλάτης	47 cm
Βάθος στομίου	26,6 cm
Στόμιο	19 cm
Πλάτος γιγιο	26 cm
Πλάτος μεταξύ πλαϊνών	46 cm
Ρύθμιση υποπόδιων	16 cm
Γωνία κλίσης	30°
Μήκος ζώνης ασφαλείας	111,5 cm
Μέγιστο βάρος χρήστη	120 kg

