



Κωδικός: 09-2-061 | VT409

ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ "TRANSPORTER"

Πτυσσόμενο αμαξίδιο μεταφοράς από αλουμινίο. Ιδανικό για χρήση σε αεροπλάνο, ταξίδι, νοσοκομείο και για οικιακή χρήση. Πλαϊνά στηρίγματα τύπου "flip-up". Υποπόδιο αναδιπλούμενο, σύστημα φρένων συνοδού και ζώνη ασφαλείας. Επένδυση καθίσματος και πλάτης από αεριζόμενο μαλακό υλικό. Εργονομικός σχεδιασμός για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά. Διαθέτει προσθαιρούμενο σάκο αποσκευών κάτω από το κάθισμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό μήκος με υποπόδια	84 cm
Συνολικό μήκος χωρίς υποπόδια	66 cm
Συνολικό ύψος	88 cm
Συνολικό πλάτος	55 cm
Πλάτος σε αναδίπλωση	29 cm
Πλάτος καθίσματος	40 cm
Βάθος καθίσματος	37 cm
Ύψος πλάτης	36 cm
Ύψος καθίσματος από το έδαφος	48 cm
Εμπρόσθιοι τροχοί	6 x 1"
Οπίσθιοι τροχοί	8 x 1"
Μέγιστο βάρος χρήστη	115 kg
Διαστάσεις συσκευασίας	55 x 29 x 78 cm
Καθαρό / μεικτό βάρος	8,6 / 10,4 kg

