



Κωδικός: 09-2-069 | VT 309

ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ "ALL TERRAIN"

Πτυσσόμενο αμαξίδιο κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό με ακρυλική βαφή. Πλαϊνά στηρίγματα τύπου «flip-up». Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος. Διαθέτει ζώνη ασφαλείας. Οπίσθιοι τροχοί 24" φουσκωτοί με ειδικό σχεδιασμό για άνετη μετακίνηση σε **εξωτερικούς χώρους και ανώμαλα εδάφη**. Διαθέτει αντλία αέρα για πλήρωση των ελαστικών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό μήκος με υποπόδια	101,5 cm
Συνολικό μήκος χωρίς υποπόδια	82 cm
Συνολικό ύψος	91 cm
Συνολικό πλάτος	65 cm
Πλάτος καθίσματος	46 cm
Βάθος καθίσματος	40 cm
Ύψος πλάτης	40 cm
Ύψος καθίσματος από το έδαφος	50 cm
Εμπρόσθιοι τροχοί	200 x 50
Οπίσθιοι τροχοί	24 x 1,95 (φουσκωτοί)
Μέγιστο βάρος χρήστη	125 kg
Διαστάσεις συσκευασίας	80 x 26 x 92,5 cm
Καθαρό / μεικτό βάρος	18 / 20 kg

