



Κωδικός: **09-2-124**

ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ WC **HYDRO**

Πολυλειτουργικό βοήθημα με ελαφριά αλλά στιβαρή κατασκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κάθισμα ντους, ως καρέκλα τουαλέτας (με αποσπώμενο δοχείο) ή ως αμαξίδιο μεταφοράς σε εσωτερικούς χώρους. Κατάλληλο για άτομα με μειωμένη κινητικότητα, μεταφορά ασθενών και ηλικιωμένων ατόμων. Διαθέτει σκελετό από αλουμίνιο με αντισκωριακή εποξειδική βαφή, καθιστώντας την ελαφριά και ανθεκτική στη διάβρωση (σκουριά) στο υγρό περιβάλλον του μπάνιου.

- Ανατομική πλάτη με επίστρωση από καουτσούκ για μεγαλύτερη άνεση.
- Αδιάβροχο επενδεδυμένο κάθισμα με αφαιρούμενο κάλυμμα για εύκολο καθαρίσμα.
- Πτυσσόμενη, αποθηκεύεται σε μικρούς χώρους και μεταφέρεται εύκολα.
- Αφαιρούμενο πλαστικό δοχείο WC, πρακτικό και υγιεινό.
- Αναδιπλούμενα μπράτσα, διευκολύνοντας τη μεταφορά του χρήστη.
- Πτυσσόμενο υποπόδιο από ενισχυμένο PVC για μεγαλύτερη αντοχή.
- Τέσσερις περιστρεφόμενοι τροχοί με φρένα, στεγανοποιημένα ρουλεμάν.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|----------------------|---------|
| Συνολικό ύψος | 98,5 cm |
| Συνολικό πλάτος | 61 cm |
| Συνολικό μήκος | 105 cm |
| Διάμετρος σωλήνα | 2,5 cm |
| Καθαρό βάρος | 8,96 kg |
| Μέγιστο βάρος χρήστη | 125 kg |

