



Κωδικός: **09-2-187 | VT207**

ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ "ECO"

Αμαξίδιο μεταφοράς από μεταλλικό σκελετό.

Πλαίνα στηρίγματα τύπου "flip-up".

Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα.

Διαθέτει ζώνη ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό μήκος με υποπόδια	94 cm
Συνολικό μήκος χωρίς υποπόδια	73 cm
Συνολικό ύψος	90,5 cm
Συνολικό πλάτος	59,5 cm
Πλάτος καθίσματος	45 cm
Βάθος καθίσματος	40 cm
Ύψος πλάτης	40 cm
Ύψος καθίσματος από το έδαφος	50 cm
Εμπρόσθιοι τροχοί	200 x 25
Οπίσθιοι τροχοί	12 1/2 x 2 1/4
Μέγιστο βάρος χρήστη	125 kg
Διαστάσεις συσκευασίας	70 x 25 x 92,5 cm
Βάρη συσκευασίας N.W. / G.W.	14,5 / 15,5 kg