



**Κωδικός: 10-2-017**

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 135 kg **DEOSLIFT**

Ο ηλεκτρικός γερανός ανύψωσης είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας carbon steel, προσφέροντας μέγιστη αντοχή, σταθερότητα και ασφάλεια σε κάθε εργασία ανύψωσης. Χάρη στη μεγάλη μηχανική αντοχή του ανθρακούχου χάλυβα, ο γερανός αντέχει σε βαριά φορτία και έντονη καταπόνηση, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια και αξιόπιστη λειτουργία. Το carbon steel επιτρέπει άριστη δομική ακαμψία, μειώνοντας τις παραμορφώσεις και αυξάνοντας την ακρίβεια κατά την ανύψωση. Λόγω των διαστάσεών του προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικούς χώρους, ακόμη και σε αυτούς με περιορισμένη χωρητικότητα. Η ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο 17,95 mm/s εξασφαλίζει σταθερή και άνετη κίνηση, μειώνοντας τη δυσφορία του χρήστη κατά τη μεταφορά.

- Ηλεκτρικός έλεγχος ανύψωσης
- Αριθμός ανυψώσεων/καθόδων με πλήρη φόρτιση: 80 - 120 φορές (ανάλογα με το βάρος του ασθενούς)
- Αεριζόμενο δίκτυο ανύψωσης
- Με ενσύρματο χειριστήριο χειρός
- Ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου με διακόπτη έκτακτης διακοπής

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Διαστάσεις:                     | 100 x 61 x 122 cm       |
| Πλάτος ανοίγματος ποδιών:       | 61 ~ 94 cm              |
| Εύρος ανύψωσης:                 | 74,5 ±1 έως 174 ±1 cm   |
| Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο: | 17,95 mm/s              |
| Τάση εισόδου:                   | DC 24V                  |
| Μοτέρ:                          | 24V / 6000N             |
| Μπαταρία:                       | 2x12V 1.3Ah (lead acid) |
| Μέγιστο φορτίο:                 | 135 kg                  |
| Καθαρό / μεικτό βάρος:          | 29,4 / 36,75 kg         |

