



βάση υποδοχής
στατό ορού

Κωδικός: 10-2-035

V-ACTIVE ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Εξαιρετικό βοήθημα για άτομα με κινητικές και νευρολογικές παθήσεις. Διευκολύνει τον συνοδό - βοηθό να σηκώσει από το κρεβάτι τον πάσχοντα και να τον μεταφέρει οπουδήποτε εντός του χώρου της οικίας διευκολύνοντας οποιαδήποτε ανάγκη του ατόμου.

Τέσσερις τροχοί με φρένο ασφαλείας, για την ανύψωση και εναπόθεση στο κρεβάτι, αμαξίδιο, πολυθρόνα, τουαλέτα.

Κάθισμα με WC σε περίπτωση ανάγκης (προαιρετική εφαρμογή).

Αποσυναρμολογείται εύκολα για φύλαξη ή μεταφορά με το αυτοκίνητο.

Λειτουργία ηλεκτρική με επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό πλάτος	57 cm
Συνολικό μήκος	78 cm
Συνολικό πλάτος καθίσματος	48,5 cm
Ελάχιστο ύψος καθίσματος από το έδαφος	41 cm
Μέγιστο ύψος καθίσματος από το έδαφος	60,5 cm
Απόσταση πλαισίων υποβραχιονίων	42 cm
Απόσταση πλάτης λαβής στήριξης χεριών	53 cm
Μπαταρία	2500 mAh
Μοτέρ	5A / 24 Vcd
Εμπρόσθιοι τροχοί	5"
Οπίσθιοι τροχοί	3"
Μέγιστο βάρος χρήστη	140 kg
Συσκευασία	90,5 * 59,5 * 33,5 cm
Καθαρό βάρος	28,4 kg

