

Κωδικός: 13-2-040

Bliss
respiratory systems

Συμπυκνωτής οξυγόνου 5Lt

Ο συμπυκνωτής οξυγόνου προσφέρει αξιόπιστη και συνεχή παροχή οξυγόνου υψηλής καθαρότητας. Ιδανική λύση για οικιακή και επαγγελματική χρήση.



Ωρομετρικής
LCD



Φωτεινή ένδειξη
χαμηλού οξυγόνου



Φωτεινή ένδειξη
βλάβης

Κωδικός: 13-2-040

Συμπυκνωτής οξυγόνου 5Lt

- Σχεδιασμένος για εύκολη λειτουργία, φιλικός προς τον χρήστη
- Ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία (≤ 45 dBA συνολική μέση ηχητική ισχύς)
- Φωτεινή και ηχητική ειδοποίηση χαμηλής καθαρότητας οξυγόνου
- Θερμική ασφάλεια προστασίας
- Λυχνία LED ειδοποίησης απώλειας οξυγόνου κάτω από 82%
- Καθαρότητα οξυγόνου $93 \pm 3\%$ (5 Lt/min)
- Εξαιρετικής ποιότητας φίλτρο αέρος
- Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και εύκολος στον καθαρισμό
- Τροχήλατος για εύκολη μεταφορά



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καθαρότητα οξυγόνου	93 $\pm$ 3% (5Lt/min)
Ροή οξυγόνου	0.5-5 Lt/min
Μέγιστη πίεση εξόδου	0.4 - 0.8 bar
Ισχύς	310 watt
Επίπεδο θορύβου	≤ 45 dB(A) (συνολική μέση ηχητική ισχύς)
Τάση λειτουργίας	220 V $\pm$ 10%, 50 Hz $\pm$ 1 Hz (VAC)
Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης	2,76 BAR $\pm$ 0.345 BAR
Περιβαλλοντική θερμοκρασία	10°C έως 40°C
Περιβαλλοντική υγρασία	30% έως 80%
Βάρος (NET)	14,4 kg
Διαστάσεις	38 (Μ) x 25 (Π) x 59 (Υ) cm
Εγγύηση	3 χρόνια




Ρυθμιστής ροής οξυγόνου




Ρινικά γυαλάκια οξυγόνου



Υγραντήρας συμπυκνωτή οξυγόνου (ποτηράκι)



Σωλήνας σύνδεσης



Φίλτρο συμπυκνωτή