VITA ORTHOPAEDICS
MEDICAL AND HEALTH PRODUCTS



Κωδικός: **092124**

ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ WC HYDRO

Πολυλειτουργικό βοήθημα με ελαφριά αλλά στιβαρή κατασκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κάθισμα ντους, ως καρέκλα τουαλέτας (με αποσπώμενο δοχείο) ή ως αμαξίδιο μεταφοράς σε εσωτερικούς χώρους. Κατάλληλο για άτομα με μειωμένη κινητικότητα, μεταφορά ασθενών και ηλικιωμένων ατόμων. Διαθέτει σκελετό από αλουμίνιο με αντισκωριακή εποξειδική βαφή, καθιστώντας την ελαφριά και ανθεκτική στη διάβρωση (σκουριά) στο υγρό περιβάλλον του μπάνιου.

- Ανατομική πλάτη με επίστρωση από καουτσούκ για μεγαλύτερη άνεση.
- Αδιάβροχο επενδεδυμένο κάθισμα με αφαιρούμενο κάλυμμα για εύκολο καθάρισμα.
- Πτυσσόμενη, αποθηκεύεται σε μικρούς χώρους και μεταφέρεται εύκολα.
- Αφαιρούμενο πλαστικό δοχείο WC, πρακτικό και υγιεινό.
- Αναδιπλούμενα μπράτσα, διευκολύνοντας τη μεταφορά του χρήστη.
- Πτυσσόμενο υποπόδιο από ενισχυμένο PVC για μεγαλύτερη αντοχή.
- Τέσσερις περιστρεφόμενοι τροχοί με φρένα, στεγανοποιημένα ρουλεμάν.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό ύψος	98,5 cm
Συνολικό πλάτος	61 cm
Συνολικό μήκος	105 cm
Διάμετρος σωλήνα	2,5 cm
Καθαρό βάρος	8,96 kg
Μέγιστο βάρος χρήστη	125 kg

