VITA ORTHOPAEDICS
MEDICAL AND HEALTH PRODUCTS



Κωδικός: **102019**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ SKYLIFT

Η ηλεκτρική καρέκλα ανύψωσης & μεταφοράς SKYLIFT αποτελεί μία αξιόπιστη και ασφαλή λύση για την καθημερινή φροντίδα ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα. Σχεδιασμένο με έμφαση στην εργονομία και την άνεση, διευκολύνει τη μεταφορά από και προς το κρεβάτι, το αναπηρικό αμαξίδιο ή την τουαλέτα, μειώνοντας την καταπόνηση τόσο του χρήστη, όσο και του φροντιστή. Η στιβαρή κατασκευή, οι σταθεροί τροχοί και τα υποστηρικτικά εξαρτήματα εξασφαλίζουν ομαλή και ασφαλή χρήση, καθιστώντας το ιδανικό για νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης και κατ' οίκον φροντίδα. Περιλαμβάνονται 3 διαφορετικοί τύποι καθίσματος.







ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις	90 x 67,6 x 87 cm
Εύρος ανύψωσης	0~25 cm
Λειτουργία ανύψωσης	ηλεκτρικό μοτέρ
Ονομαστική τροφοδοσία	100~240Vac 50/60Hz 72VA
Τάση τροφοδοσίας	DC 24V ±1
Θόρυβος	65 (dB)
Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο	7,6 mm/s
Τροφοδοτικό φόρτισης	AC220V/50Hz
Μέγιστο βάρος χρήστη	150 kg
Καθαρό βάρος προϊόντος	38,5 kg



