

VITA ORTHOPAEDICS
MEDICAL AND HEALTH PRODUCTS

Κωδικός: **132035**

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ A102

Γρήγορη εναλλαγή με ένα κλειδί
Η χρήση των απινιδωτών αποτελεί ζωτική λειτουργία για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στα θύματα καρδιακής ανακοπής
- Λειτουργία για ενήλικες: 150J, 150J, 200J (προεπιλεγμένη λειτουργία)
- Παιδιατρική λειτουργία: 50J, 50J, 75J

Σαφείς φωνητικές ενδείξεις
Κατάλληλο τόσο για ήσυχο όσο και για θορυβώδες περιβάλλον
- 5 ρυθμιζόμενα επίπεδα έντασης

Στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή
Είναι κατάλληλο για μια ποικιλία περιβαλλοντικών εφαρμογών και έχει περάσει αυστηρές δοκιμές περιβαλλοντικής ασφάλειας
- Υψηλής ποιότητας είσοδος σωματιδίων και αδιάβροχης (IP55)
- Δυνατότητα λειτουργίας έως και -20°C θερμοκρασία περιβάλλοντος
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλά σενάρια διάσωσης

Τεχνολογία αντιστάθμισης ειδικής αντίστασης
Μπορεί να προσαρμόσει την παρεχόμενη ενέργεια σύμφωνα με την αντίσταση του ασθενούς, μετρώντας στην περιοχή από 20 έως 200 Ω

Τακτικός αυτοέλεγχος
Διασφάλιση ορθής λειτουργίας
- Δυνατότητα καθημερινού ελέγχου την χωρητικότητα της μπαταρίας
- Μηνιαίος έλεγχος φόρτισης και αποφόρτισης της συσκευής

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Τύπος: Αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής
- Μοντέλο: A102
- Κυματογραμμή: Διφασική εναλλασσόμενη
- Max. ενέργεια: 200 Joules
- Συχνότητα ενέργειας (λειτουργία ενηλίκων): 150 , 150 , 200 Joules
- Οπτικές ενδείξεις: LED
- Ηχητικές ενδείξεις: Εκτεταμένες φωνητικές
- Χειρισμός: Τρία πλήκτρα: ON/OFF, Shock, SET
- Χρόνος φόρτισης: Λιγότερο από 8 sec. έως 150J (New, 25°C): Λιγότερο από 12 sec. έως 200J
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C έως 50°C
- Υγρασία λειτουργίας: Σχετική υγρασία από 15% έως 95% (χωρίς συμπυκνωμένα αέρια)
- Θερμοκρασία αποθήκευσης (χωρίς μπαταρία): -20°C έως 55°C
- Υγρασία αποθήκευσης (χωρίς μπαταρία): Έως 93% (χωρίς συμπυκνωμένα αέρια)
- Διαστάσεις: (Μ) 30 x (Π) 24 x (Υ) 10 cm
- Βάρος (με μπαταρία): 2.686 kg
- Βάρος (χωρίς μπαταρία): 1.390 kg

132063 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
132037 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ