VITA ORTHOPAEDICS
MEDICAL AND HEALTH PRODUCTS



Κωδικός: 13-2-040

Ωρομετρητής LCD

O_2

Φωτεινή ένδειξη χαμηλού οξυγόνου

Φωτεινή ένδειξη βλάβης

Bliss
respiratory systems

Συμπυκνωτής οξυγόνου 5Lt

Ο συμπυκνωτής οξυγόνου προσφέρει αξιόπιστη και συνεχή παροχή οξυγόνου υψηλής καθαρότητας. Ιδανική λύση για οικιακή και επαγγελματική χρήση.

Bliss
respiratory systems

Κωδικός: 13-2-040

Συμπυκνωτής οξυγόνου 5Lt



- Σχεδιασμένος για εύκολη λειτουργία, φιλικός προς τον χρήστη
- Ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία (≤45dBA συνολική μέση ηχητική ισχύς)
- Φωτεινή και ηχητική ειδοποίηση χαμηλής καθαρότητας οξυγόνου
- Θερμική ασφάλεια προστασίας
- Λυχνία LED ειδοποίησης απώλειας οξυγόνου κάτω από 82%
- Καθαρότητα οξυγόνου 93±3 % (5 Lt/min)
- Εξαιρετικής ποιότητας φίλτρο αέρος
- Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και εύκολος στον καθαρισμό
- Τροχήλατος για εύκολη μεταφορά



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καθαρότητα οξυγόνου	93 ±3% (5Lt/min)
Ροή οξυγόνου	0.5-5 Lt/min
Μέγιστη πίεση εξόδου	0.4 - 0.8 bar
Ισχύς	310 watt
Επίπεδο θορύβου	≤45 dB(A) (συνολική μέση ηχητική ισχής)
Τάση λειτουργίας	220 V±10%, 50 Hz±1 Hz (VAC)
Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης	2,76 BAR ±0.345 BAR
Περιβαλλοντική θερμοκρασία	10°C έως 40°C
Περιβαλλοντική υγρασία	30% έως 80%
Βάρος (NET)	14,4 kg
Διαστάσεις	38 (Μ) x 25 (Π) x 59 (Υ) cm
Εγγύηση	3 χρόνια



Ρυθμιστής ροής οξυγόνου



Ρινικά γυαλάκια οξυγόνου



Υγραντήρας συμπυκνωτή οξυγόνου (ποτηράκι)



Σωλήνας σύνδεσης



Φίλτρο συμπυκνωτή

VITA ORTHOPAEDICS
MEDICAL AND HEALTH PRODUCTS

VITA ORTHOPAEDICS - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ικέττα 3 & Θρασυμάχου 5, 10442 ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 8211 783, 210 8837 379
e-mail: info@vita-orthopedics.gr, **www.vita-orthopaedics.gr**